

Reg. Banca Dati	Reg. Repertorio	Cod. art. Spencer	Nome commerciale e modello	Classificazione CND
Dispositivo				
195452	quality@spencer.it	AK01000	JACOB PANTALONE ANTISHOCK ADULTO (3 MANOMETRI)	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1762841	quality@spencer.it	AK01010	JACOB PLUS PANTALONE ANTISHOCK ADULTO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
195483	quality@spencer.it	AK01011	JACOB PANTALONE ANTISHOCK BAMBINO (3 MANOMETRI)	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
216098/R	216098/R	BG01000	CORPO PRO B-LIFE ADULTO C/ VALV.RESERV.INTEGRATA	R03020199 - PALLONI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRI
216101/R	216101/R	BG01001	CORPO PRO B-LIFE PEDIATRICO C/VALV.RESER.INTEGRATA	R03020199 - PALLONI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRI
216102/R	216102/R	BG01002	CORPO PRO B-LIFE NEONATALE C/VALV.RESERV.INTEGRATA	R03020199 - PALLONI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRI
216104/R	216104/R	BG01003	CORPO B-LIFE ADULTO C/ VALV.RESERV.INTEGRATA	R03020199 - PALLONI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRI
216123/R	216123/R	BG01004	CORPO B-LIFE PEDIATRICO C/VALV.RESERV.INTEGRATA	R03020199 - PALLONI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRI
216125/R	216125/R	BG01005	CORPO B-LIFE NEONATALE C/VALV.RESERV.INTEGRATA	R03020199 - PALLONI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRI
216129	quality@spencer.it	BG01006	CORPO ECO B-LIFE ADULTO C/VALV.RESERV.INTEGRATA	R03020199 - PALLONI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRI
216132	quality@spencer.it	BG01007	CORPO ECO B-LIFE PEDIATRICO C/VALV.RESER.INTEGRATA	R03020199 - PALLONI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRI
216133	quality@spencer.it	BG01008	CORPO ECO B-LIFE NEONATALE C/VALV.RESERV.INTEGRATA	R03020199 - PALLONI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRI
216137/R	216137/R	BG01009	CORPO CO B-LIFE ADULTO C/VALV.RESERV.INTEGRATA	R03020199 - PALLONI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRI
216140/R	216140/R	BG01010	CORPO CO B-LIFE PEDIATRICO C/VALV.RESERV.INTEGRATA	R03020199 - PALLONI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRI
216141/R	216141/R	BG01011	CORPO CO B-LIFE NEONATALE C/VALV.RESERV.INTEGRATA	R03020199 - PALLONI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRI
216142/R	216142/R	BG01012	CORPO B-BAG ADULTO DOPPIA SACCA NERO	R03020199 - PALLONI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRI
216143/R	216143/R	BG01013	CORPO B-BAG NEONATALE DOPPIA SACCA NERO C/TUBO RES.	R03020199 - PALLONI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRI
216109/R	216109/R	BG01020	CORPO PRO B-LIFE ADULTO C/VALV.INF.X COLL.VAL.RES.	R03020199 - PALLONI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRI
216112/R	216112/R	BG01021	CORPO PRO B-LIFE PEDIAT.C/VALV.INF.X COLL.VAL.RES.	R03020199 - PALLONI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRI
216115/R	216115/R	BG01022	CORPO PRO B-LIFE NEONAT.C/VALV.INF.X COLL.VAL.RES.	R03020199 - PALLONI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRI
216117/R	216117/R	BG01023	CORPO B-LIFE ADULTO C/VALV.INF.X COLL.VAL.RES.	R03020199 - PALLONI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRI
216122/R	216122/R	BG01025	CORPO B-LIFE NEONATALE C/VALV.INF.X COLL.VAL.RES.	R03020199 - PALLONI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRI
216134	quality@spencer.it	BG01026	CORPO ECO B-LIFE ADULTO C/VALV.INF.X COLL.VAL.RES.	R03020199 - PALLONI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRI
216135	quality@spencer.it	BG01027	CORPO ECO B-LIFE PEDIAT.C/VALV.INF.X COLL.VAL.RES.	R03020199 - PALLONI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRI
216136	quality@spencer.it	BG01028	CORPO ECO B-LIFE NEONAT.C/VALV.INF.X COLL.VAL.RES.	R03020199 - PALLONI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRI
28803	quality@spencer.it	BG02006	PRO B-LIFE PVC ADULTO CON R VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
39043	39043	BG02007	PRO B-LIFE PVC ADULTO C/VALV.SOVR.E R VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58543/R	58543/R	BG02010	PRO B-LIFE - PALL.PVC ADULTO C/R-VALVE MASCH.GOMMA	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
34024/R	34024/R	BG02011	PRO B-LIFE PVC ADULTO C/VALV.SOVR.+MASC.MIS.5	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
23423	quality@spencer.it	BG02012	PRO B-LIFE PVC ADULTO PALLONE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
24364	quality@spencer.it	BG02013	PRO B-LIFE PVC ADULTO PALLONEC/VALV.SOVRAPRESSIONE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58563/R	58563/R	BG02014	PRO B-LIFE - PALL.PVC.ADULTO C/SOVR.MASCH.TUBO ANT	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58564/R	58564/R	BG02015	PRO B-LIFE - PALL.PVC.PED. C/SOVR. MASCH. TUBO ANT	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
23424	quality@spencer.it	BG02016	PRO B-LIFE PVC PEDIATRICO PALLONE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58583/R	58583/R	BG02017	PRO B-LIFE - PALLONE PVC PEDIATRICO C/VALV. SOVR.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58603/R	58603/R	BG02018	RO B-LIFE - PALLONE PVC NEONATALE CON R-VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58623/R	58623/R	BG02019	PRO B-LIFE - PALLONE PVC NEON.C/VALV.SOVR. R-VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58624/R	58624/R	BG02020	PRO B-LIFE - PALLONE PVC PEDIATRICO C/MASCH.GOMMA	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58643/R	58643/R	BG02021	PRO B-LIFE - PALL.PVC.PEDIATR. C/SOVR. MASCH.GOMMA	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
20485	quality@spencer.it	BG02022	MOD.G013 PRO B-LIFE PED.C/VALV.SOV./RESER./TUBO OS	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
16623	quality@spencer.it	BG02026	PRO B-LIFE PVC ADULTO CON RESERVOIR	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE

71263	quality@spencer.it	BG02027	PRO B-LIFE - PALLONE PVC.PED. C/VALV. E SACCA RES.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
56183/R	56183/R	BG02028	PRO B-LIFE - PALL.PVC.ADULTO C/SOVR. RES. PEEP V.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
310085/R	310085/R	BG02030	PRO e CO B-LIFE PVC ADULTO/PEDSACCA RESERV.(MOD.H)	R030299 - PALLONI RESPIRATORI - ALTRI
308065/R	308065/R	BG02031	PRO e CO B-LIFE PVC VALVOLA RESERVOIR (MOD.H)	R030299 - PALLONI RESPIRATORI - ALTRI
71283	quality@spencer.it	BG02032	KIT RESERVOIR E VALVOLA PER PRO/CO B-LIFE AD./PED.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
56283/R	56283/R	BG02033	PRO B-LIFE - PALL.PVC.PED. C/SOVR.RES.PEEP V.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
56203/R	56203/R	BG02034	PRO B-LIFE - PALL.PVC.NEON. C/SOVR.RES.PEEP V.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
56703/R	56703/R	BG02035	PRO B-LIFE - PALL.PVC.AD.C/SOVR.RES.PEEP V.T.OSS	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
56723/R	56723/R	BG02036	PRO B-LIFE - PALL.PVC.PED.C/SOVR.RES.PEEP V.T.OSS	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
56724/R	56724/R	BG02037	PRO B-LIFE - PALL.PVC.NEON.C/SOVR.RES.PEEP V.T.OSS	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
16983	quality@spencer.it	BG02044	PRO B-LIFE PVC ADULTOC/VALVOLA SOVRAPRESSIONE, RESUSCITATORE, CUFFED MASK 5	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
37003/R	37003/R	BG02045	PRO B-LIFE PVC PEDIAT.C/VAL.SOV.+RES+CUFFED MASK 3	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
20483	quality@spencer.it	BG02046	PRO B-LIFE AD. C/VALV.SOVR./RESERV./TUBO OSS.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
20484	quality@spencer.it	BG02047	PRO B-LIFE NEON.C/VALV.SOVR./RESERV./TUBO OSSIG.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
22983	quality@spencer.it	BG02048	PRO B-LIFE AD.C/R.VALVE/VAL.SOVR./MASC.5/TUBO ANT.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
71503	quality@spencer.it	BG02049	MOD.A018 PRO BLIFE AD/R VAL/RES./TUB.ANT./CUFF.5	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
71523	quality@spencer.it	BG02050	MOD.A018 PRO BLIFE PED C/RES/TUB.ANT/CUFF.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
123128		BG02052	PRO B-LIFE - PALL.PVC.AD.C/SOV.RESER.MASCH R-VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
123129		BG02053	PRO B-LIFE - PALL.PVC.PED.C/SOV.RES.MASC.S/R-VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
36963/R	36963/R	BG02060	PRO B-LIFE ADULTO C/SOVR./R-VALVE/RESERV./MASK M.5	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
37663/R	37663/R	BG02061	PRO B-LIFE ADULTO C/R-VALVE E SACCA RESERVOIR	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
36983/R	36983/R	BG02080	PRO B-LIFE NEON. C/SOVR./R-VALVE/RESERV./MASK M.1	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58644/R	58644/R	BG03003	B-LIFE - PALL. SIL. NEON. C/VALVOLA E SACCA RESERV	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
12744	quality@spencer.it	BG03005	B-LIFE SILICONE PEDIATRICOC/VALV. SOVRAPRESSIONE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
16663	quality@spencer.it	BG03006	B-LIFE SILICONE NEONATALE PALLONE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58645/R	58645/R	BG03007	B-LIFE - PALLONE SILICONE NEONATALE C/VALV.SOVR.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
12723	quality@spencer.it	BG03010	B-LIFE SILIC. AD.VALV.SOVR.MASC.MIS.5 RESER.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
23443	quality@spencer.it	BG03020	B-LIFE SILICONE ADULTO CON R VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58646/R	58646/R	BG03021	B-LIFE - PALLONE SILIC. ADULTO C/VALV.SOVR R-VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
21704	quality@spencer.it	BG03022	B-LIFE SILICONE PEDIATRICO CON R VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
21723	quality@spencer.it	BG03023	B-LIFE SILICONE PEDIATRICO C/VALV.SOVR.E R VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58647/R	58647/R	BG03024	B-LIFE - PALLONE IN SILICONE NEONATALE C/R-VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
34003	quality@spencer.it	BG03025	B-LIFE SILICONE NEONATALE C/VALV.SOVR.E R VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58663/R	58663/R	BG03026	B-LIFE - PALL. SIL. ADULTO C/RES. MASCH. E R-VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
23763	quality@spencer.it	BG03027	B-LIFE SILIC AD.C/VALV.SOVR./MAS.MIS.5/RES./R-VALV	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENT
58683/R	58683/R	BG03028	B-LIFE - PALL. SIL. ADULTO C/RESERVOIR E R-VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
12745	quality@spencer.it	BG03029	B-LIFE SILIC.AD. C/VALV.SOPR./RESERVOIR/R-VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
12724	quality@spencer.it	BG03030	B-LIFE SILICONE PED.VALV.SOVR.MASC.MIS.3 RESERVOIR	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
56223/R	56223/R	BG03031	B-LIFE - PALL.SIL.AD. C/SOVR.RES.PEEP R-VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
21705	quality@spencer.it	BG03032	B-LIFE SILIC.PED.C/ R VALVE E RESERVOIR	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
21706	quality@spencer.it	BG03033	B-LIFE SILIC.PED.C/RVALVE/RESER./VALV.SOVR/MASC.3	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
21724	quality@spencer.it	BG03034	B-LIFE SILIC.PED.C/R VALVE/RESER./MASCH.MIS.3	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
21707	quality@spencer.it	BG03035	B-LIFE SILIC.PED.C/R VALVE/RESER./VALV.SOVR.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
56243/R	56243/R	BG03036	B-LIFE - PALL.SIL.PED.C/SOVR.RES.PEEP R-VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE

56263/R	56263/R	BG03037	B-LIFE - PALL.SIL.NEON.C/SOVR.RES.PEEP R-VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
56463	quality@spencer.it	BG03038	B-LIFE - PALL.SIL.AD.C/SOVR.RES.PEEP T.OSS.R-VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
56483	quality@spencer.it	BG03039	B-LIFE - PALL.SIL.PED.C/SOV.RES.PEEP.T.OSS.R-VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
56503	quality@spencer.it	BG03040	B-LIFE - PAL.SIL.NEON.C/SOV.RES.PEEP T.OSS.R-VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
123124		BG03041	B-LIFE - PALL.SIL.AD.C/SOV.RES.MASCH.MIS.4 R-VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
118781	quality@spencer.it	BG03042	B-LIFE - PALL.SIL.AD.C/SOV.RES.MASCH.T.OSS.R-VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
118782	quality@spencer.it	BG03043	B-LIFE - PALL.SIL.PED.C/SOV.RES.MASCH.T.OSS.R-VALV	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
118784	quality@spencer.it	BG03044	B-LIFE - PALL.SIL.NEON.C/SOV.RES.MASCH.T.OSS.R-VAL	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
123130		BG03045	B-LIFE - PALL.SIL.AD.C/SOVR.RES.MASCH.PEEP R-VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
123131		BG03046	B-LIFE - PALL.SIL.PED.C/SOV.RES.MASCH.PEEP R-VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
123132		BG03047	B-LIFE - PALL.SIL.NEON.C/SOV.RES.MASC.PEEP R-VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
33603	quality@spencer.it	BG03050	B-LIFE SILICONE NEON.VALV.SOVR.MASC.0/1/2 RESERVOIR	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
34023	quality@spencer.it	BG03051	B-LIFE NEON.C/R-VALVE VALV.SOVR.MASC.0/1/2 C/RESER	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
81163	quality@spencer.it	BG03052	B-LIFE - PAL.SIL.AD.C/SOV.RES.T.OSS.SP.MASK R-VALV	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
81183	quality@spencer.it	BG03053	B-LIFE - PAL.SIL.PED.C/SOV.RES.T.OSS.SP.MASK R-VAL	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
81203	quality@spencer.it	BG03054	B-LIFE - PAL.SIL.NEO.C/SOV.RES.T.OSS.SP.MASK R-VAL	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
814868/R	814868/R	BG03090	VALVOLA RESERVOIR PER B-LIFE E ECO B-LIFE (MOD.F)	R0280 - CIRCUITI RESPIRATORI E CATETERI MOUNT - ACCESSORI
308066/R	308066/R	BG03091	B-LIFE SILICONE ADULTO/PED.SACCA RESERVOIR(MOD.H)	R030299 - PALLONI RESPIRATORI - ALTRI
308067/R	308067/R	BG03092	B-LIFE SILICONE NEONATALE SACCA RESERVOIR (MOD.H)	R030299 - PALLONI RESPIRATORI - ALTRI
308069/R	308069/R	BG03093	B-LIFE SILICONE VALVOLA RESERVOIR (MOD.H)	R030299 - PALLONI RESPIRATORI - ALTRI
33143/R	33143/R	BG03094	KIT RESERVOIR+VALV. PER B-LIFE ADULTO e PEDIATRICO	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58703/R	58703/R	BG03095	OX VALVE/RESERVOIR NEONATALE AUTOCL. PER B-LIFE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
59063/R	59063/R	BG03100	BAG B - KIT RIANIMAZIONE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58723	quality@spencer.it	BG04003	B-LIFE - PALL.SIL.NEON.C/VALV. SACCA RES. MASCHERE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
13203	quality@spencer.it	BG04020	B-LIFE SILICONE PED.VALV.SOVRAPRESS E RESERVOIR	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
37643/R	37643/R	BG04030	B-LIFE PEDIATR. C/R-VALVE C/VALV.SOVR. E RESERVOIR	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
13223	quality@spencer.it	BG04040	B-LIFE SILICONE NEON. VALV.SOVRAPRESS.E RESERVOIR	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
19351/R	19351/R	BG05005	JACKSON REES PALLONE LT. 0,5 PEDIATRICO	R03020201 - UNITA' RESPIRATORIE MANUALI
19234/R	19234/R	BG05020	JACKSON REES PALLONE LT. 2 ADULTO	R03020201 - UNITA' RESPIRATORIE MANUALI
58724	quality@spencer.it	BG06000	ECO B-LIFE - PALLONE IN GOMMA ADULTO	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
22965	quality@spencer.it	BG06001	ECO B-LIFE GOMMA ADUL. PALLONE CON MASCHERA MIS.5	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58725/R	58725/R	BG06002	ECO B-LIFE - PALLONE IN GOMMA PEDIATR. C/MASCHERA	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
31323	quality@spencer.it	BG06003	ECO B-LIFE GOMMA ADUL.CON VALVOLA SOVRAPRESSIONE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58743/R	58743/R	BG06004	ECO B-LIFE - PALLONE GOMMA NEONATALE C/3 MASCHERE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
55803	quality@spencer.it	BG06005	ECO B-LIFE - PALLONE IN GOMMA PEDIATRICO C/SOVR.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58763/R	58763/R	BG06006	ECO B-LIFE - PALLONE IN GOMMA NEONATALE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
55823	quality@spencer.it	BG06007	ECO B-LIFE - PALLONE GOMMA NEONATALE C/SOVR.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
11123	quality@spencer.it	BG06008	ECO B-LIFE GOMMA PEDIATRICO PALLONE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
57263/R	57263/R	BG06009	ECO B-LIFE - PALL GOMMA AD.C/SOVR.RES.MASCH.MIS.4	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58783/R	58783/R	BG06010	ECO B-LIFE - PALLONE GOMMA ADULTO C/SOVR.MASCH.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
100744/R	100744/R	BG06012	SACCA RESEVOIR PER B-LIFE NEONATALE (MOD.F)	R03020199 - PALLONI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRI
308070/R	308070/R	BG06013	ECO B-LIFE ADULTO/PEDIAT SACCA RESERVOIR (MOD.H)	R030299 - PALLONI RESPIRATORI - ALTRI
308071/R	308071/R	BG06015	ECO B-LIFE VALVOLA RESERVOIR (MOD.H)	R030299 - PALLONI RESPIRATORI - ALTRI
27183	quality@spencer.it	BG06016	KIT RESERVOIR+VALV.PER ECO B-LIFE ADUL. e PED.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE

58803/R	58803/R	BG06018	ECO B-LIFE - PALLONE GOMMA ADULTO C/SOVR R-VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
61303/R	61303/R	BG06020	ECO B-LIFE - PALLONE GOMMA PEDIATR. C/SOVR E MASCH	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
61323/R	61323/R	BG06021	ECO B-LIFE - PALL. GOM. PED. C/SOVR. RESERV. MASC.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58823/R	58823/R	BG06030	ECO B-LIFE - PALLONE GOMMA NEON.C/SOVR. E MASCHERE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
61343/R	61343/R	BG06031	ECO B-LIFE - PALL.GOM.NEON.C/SOVR.RESERV.MASCHERE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
61363/R	61363/R	BG06100	BAG ECO - KIT RIANIMAZIONE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58824/R	58824/R	BG07000	B-BAG - PALL.AD.DOPPIA SACCA C/SOVR RES.SP.MASK.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58843/R	58843/R	BG07001	B-BAG - PALL.NEON.DOPPIA SACCA C/SOVR.RES.SP.MASK	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
100747/R	100747/R	BG07002	SACCA RESERVOIR C/VALVOLA PER B-BAG ADULTO	R03020199 - PALLONI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRI
58863/R	58863/R	BG07010	B-BAG - PALL.AD. DOPPIA SACCA C/SOVR. RES. MASCH.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58883/R	58883/R	BG07011	B-BAG - PALL.NEON.DOPPIA SACCA C/SOVR.RES.MASCH.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58903/R	58903/R	BG07020	B-BAG - PALLONE ADULTO DOPPIA SACCA C/SOVR.RESERV.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58904/R	58904/R	BG07021	B-BAG - PALLONE NEON.DOPPIA SACCA C/SOVR. E RESER.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58923/R	58923/R	BG08000	CO B-LIFE - PALLONE PVC ADULTO C/SOVR E R-VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58924/R	58924/R	BG08001	CO B-LIFE - PALLONE PVC PEDIATR. C/SOVR. E R-VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58943/R	58943/R	BG08003	CO B-LIFE - PALL.PVC.PEDIATR.C/SOVR.CUFFED.R-VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58963/R	58963/R	BG08004	CO B-LIFE - PALL.AD.C/SOVR.RES.MASCH.T.OSS.R-VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58983/R	58983/R	BG08005	CO B-LIFE - PALL.PED.C/SOVR.RES.MASCH.T.OSS R-VALV	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
61383/R	61383/R	BG08006	CO B-LIFE - PALL.PVC.AD. C/SOVR. MASCH. E R-VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
61243/R	61243/R	BG08007	CO B-LIFE - PALL.PVC.PEDIATR.C/SOVR.MASCH. R-VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
59003/R	59003/R	BG08010	CO B-LIFE - PALL.PVC.NEON. C/VALV. SOVR. E R-VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
123125		BG08011	CO B-LIFE - PALL.AD.C/SOV.RES.MASCH.T.OSS.R-V FILT	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
123126		BG08012	CO B-LIFE - PALL.PED.C/SOV.RES.MASCH.T.OSS R-V FIL	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
24283	quality@spencer.it	BG08100	CO B-LIFE IN PVC GIALLO ADULTO CON R VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
24284	quality@spencer.it	BG08101	CO B-LIFE IN PVC GIALLO PEDIATRICO CON R VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
35243/R	35243/R	BG08102	CO B-LIFE PVC GIALLO ADULTO C/R-VALVE C/MASK ADULT	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
59023/R	59023/R	BG08103	CO B-LIFE - PALL.PVC.PEDIATR. C/CUFFED E R-VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
59043/R	59043/R	BG08105	CO B-LIFE - PALLONE IN PVC NEONATALE CON R-VALVE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
35263/R	35263/R	BG08106	CO B-LIFE PVC AD.C/R-VALVE C/SOVR C/MASK ADULT	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
123127		BG08107	CO B-LIFE - PALL.NEON C/SOVR RES.CUFF.T/OSS R-VALV	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
38043/R	38043/R	BG08110	BAG CO - KIT RIANIMAZIONE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
61403	quality@spencer.it	BG08111	BAG CO KIT RIANIMAZIONE PEDIATRICO	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
11613/R	11613/R	BG17300	PALLONE PER ANESTESIA ADULTO	
11613/R	11613/R	BG17301	PALLONE PER ANESTESIA PEDIATRICO	
89531/R	89531/R	BO00021	ALTO S BARELLA A SISTEMA OLEODINAMICO CON PIANALE ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
89535/R	89535/R	BO00030	ALTO MAX BARELLA A SISTEMA OLEODINAMICO PIANALE GIALLO TELAIO CROMO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
89724/R	89724/R	BO00040	Z ALTO BARELLA A SISTEMA OLEODINAMICO TELAIO CROMO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
88575/R	88575/R	BO00041	ALTO S BARELLA A SISTEMA OLEODINAMICO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
89549/R	89549/R	BO00051	ALTO S BARELLA A SISTEMA OLEODINAMICO PIANALE NERO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
89553/R	89553/R	BO01021	ALTO T BARELLA A SISTEMA OLEODINAMICO PIANALE ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
89557/R	89557/R	BO01041	ALTO T BARELLA A SISTEMA OLEODINAMICO PIANALE GIALLO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
89560/R	89560/R	BO01051	ALTO T BARELLA A SISTEMA OLEODINAMICO PIANALE NERO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
89565/R	89565/R	BO02021	ALTO TF BARELLA A SISTEMA OLEODINAMICO PIANALE ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
89570/R	89570/R	BO02041	ALTO TF BARELLA A SISTEMA OLEODINAMICO PIANALE GIALLO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI

89571/R	89571/R	BO02051	ALTO TF BARELLA A SISTEMA OLEODINAMICO PIANALE NERO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
89573/R	89573/R	BO42251	ALTO75 BARELLA A SISTEMA OLEODINAMICO PIANALE NERO TELAIO ROSSO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1519240		BS04000	BURN B BS - BUSTINA GEL ANTIUSTIONE	M040499 - MEDICAZIONI PER FERITE, PIAGHE E ULCERE - ALTRE
277896/R	277896/R	BS04001	BUSTINA GEL PER USTIONI 3,5 ml. BURN AID	M04040502 - MEDICAZIONI IN GEL IDROFILO ASSOCIATO AD ALTRE SOSTANZE
437493	quality@spencer.it	BS04001	BURNAID BURN GEL SACHET 3.5G	M04040502 - MEDICAZIONI IN GEL IDROFILO ASSOCIATO AD ALTRE SOSTANZE
1519240	quality@spencer.it	BS04010	BURN S BS 10 - COMPRESSA ANTIUSTIONE	M040499 - MEDICAZIONI PER FERITE, PIAGHE E ULCERE - ALTRE
55071	quality@spencer.it	BS04011	BURN S - COMPRESSA STERILE ANTIUSTIONE 10X10 cm	M04040502 - MEDICAZIONI IN GEL IDROFILO ASSOCIATO AD ALTRE SOSTANZE
55180	quality@spencer.it	BS04020	BURN S BA 20 - COMPRESSA ANTIUSTIONE 20X20 cm	M04040602 - MEDICAZIONI IN POLIURETANO ASSOCIATO AD ALTRE SOSTANZE
277893/R	277893/R	BS04021	COMPRESSA IDROGEL cm.20x20 PER USTIONI BURN AID	M04040502 - MEDICAZIONI IN GEL IDROFILO ASSOCIATO AD ALTRE SOSTANZE
437495	quality@spencer.it	BS04021	BURNAID BURN DRESSING 20CMX20CM	M04040502 - MEDICAZIONI IN GEL IDROFILO ASSOCIATO AD ALTRE SOSTANZE
277895	quality@spencer.it	BS04025	BURN FACE COMPRESSA ANTIUSTIONE PER VISO	M04040502 - MEDICAZIONI IN GEL IDROFILO ASSOCIATO AD ALTRE SOSTANZE
431562	quality@spencer.it	BS04025	STERILE GEL IMPREGNATED DRESSINGFOR FACIAL BURNS	M04040502 - MEDICAZIONI IN GEL IDROFILO ASSOCIATO AD ALTRE SOSTANZE
57126	quality@spencer.it	BS04026	BURN F BS - COMPRESSA ANTIUSTIONE PER IL VISO	M04040602 - MEDICAZIONI IN POLIURETANO ASSOCIATO AD ALTRE SOSTANZE
277894/R	277894/R	BS04035	COMPRESSA IDROGEL cm.55x40 PER USTIONI BURN AID	M04040502 - MEDICAZIONI IN GEL IDROFILO ASSOCIATO AD ALTRE SOSTANZE
437496	quality@spencer.it	BS04035	BURNAID BURN DRESSING 55CMX40CM	M04040502 - MEDICAZIONI IN GEL IDROFILO ASSOCIATO AD ALTRE SOSTANZE
66238	quality@spencer.it	BS04036	BURN S BS - COMPRESSA STERILE ANTIUSTIONE 60X40 cm	M04040602 - MEDICAZIONI IN POLIURETANO ASSOCIATO AD ALTRE SOSTANZE
67954	quality@spencer.it	BS04040	BURN C - COPERTA ANTIUSTIONE 160X254 cm	M04040602 - MEDICAZIONI IN POLIURETANO ASSOCIATO AD ALTRE SOSTANZE
67349	quality@spencer.it	BS04050	BURN C - COPERTA ANTIUSTIONE 160X120 cm	M04040602 - MEDICAZIONI IN POLIURETANO ASSOCIATO AD ALTRE SOSTANZE
495318	quality@spencer.it	BX03001	CARDIOMONITOR PORTATILE	Z12050301
1478266	quality@spencer.it	CA00009	MOD.E020 CARRERA T TEC ALTA P/NERO T/CROMO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
Progressivo	quality@spencer.it	CA00010	CARRELLO TERMOCULLA TEC 63 CROMO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1477742	quality@spencer.it	CA00012	CARRELLO CROMO TEC BASSO PER TERMOCULLA	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1305051	quality@spencer.it	CA00013	CARRERA TEC S ALTA 75 P/NERO T/GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
982748	quality@spencer.it	CA00015	CARRERA XL TF TEC P/NERO T/GIALLO C/ALTEZZA VARIAB	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
958574	quality@spencer.it	CA00016	MOD.F011 CARRERA XL T TEC P/NERO T/GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
349446/R	349446/R	CA00017	CARRERA XL T TEC P/NERO T/GIALLO C/ALTEZZA VARIAB.	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
349447/R	349447/R	CA00018	CARRERA TF TEC ALTA T/CROMO P/NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1763515		CA00020	CARRERA T PRO BASSA T/GIALLO P/NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
160163/R	160163/R	CA00021	CARRERA S PRO BASSA BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ARANCIO TELAIO CROMO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1763516		CA00022	CARRERA INCUBATOR 68 CROMO 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1763517		CA00023	CARRERA INCUBATOR 63 CROMO 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
148429/R	148429/R	CA00051	CARRERA S PRO BASSA BAR.AUTOC. T/CROMO P/NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
160168/R	160168/R	CA00121	CARRERA T PRO BASSA BARELLA AUTOCARICANTE T/CROMO P/ARANCIO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
160171/R	160171/R	CA00141	CARRERA T PRO BASSA BARELLA AUTOCARICANTE T/CROMO P/GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
160172/R	160172/R	CA00142	CARRERA S PRO BASSA BARELLA AUTOCARICANTE T/CROMO P/GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
148430/R	148430/R	CA00151	CARRERA T PRO BASSA BAR.AUT. T/CROMO P/NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
148432/R	148432/R	CA00251	CARRERA TF PRO BASSA T/CROMO P/NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
148434/R	148434/R	CA01051	CARRERA S PRO ALTA BARELLA AUTOCARICANTE T/CROMO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
160174/R	160174/R	CA01121	CARRERA T PRO ALTA BARELLA AUTOCARICANTE T/CROMO P/GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
148435/R	148435/R	CA01151	CARRERA T PRO ALTA BAR.AUT. T/CROMO P/NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
148438/R	148438/R	CA01251	CARRERA TF PRO ALTA T/CROMO P/NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
786608/R	786608/R	CA01252	CARRERA TF PRO ALTA T/CROMO P/NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
160178/R	160178/R	CA04051	MOD. G008 CARRERA T PRO ALTA BARELLA AUTOCARICANTE T/CROMO P/NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
160180/R	160180/R	CA04052	MOD. G008 CARRERA PRO S BASSA BARELLA AUTOCARICANTE T/CROMO P/GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE

160181/R	160181/R	CA04053	MOD. G008 CARRERA T PRO ALTA BARELLA AUTOCARICANTE T/CROMO P/GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
160183/R	160183/R	CA04121	MOD. A014 CARRERA PRO T BARELLA AUTOCARICANTE T/GIALLO P/ARANCIO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
160186/R	160186/R	CA10022	MOD. G007 CARRELLO TEC ALTA PER TERMOCULLA	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
158108/R	158108/R	CA10023	CARRELLO TEC PER TERMOCULLA	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
160189/R	160189/R	CA10024	CARRERA S TEC BASSA BARELLA AUTOCARICANTE T/GIALLO P/ARANCIO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
160190/R	160190/R	CA10025	CARRERA S TEC XL FE BARELLA AUTOCARICANTE T/GIALLO P/NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
160191/R	160191/R	CA10026	CARRERA T TEC XL FE BARELLA AUTOCARICANTE T/GIALLO P/NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
160193/R	160193/R	CA10027	CARRERA TF TEC XL FE BARELLA AUTOCARICANTE T/GIALLO P/NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
160195/R	160195/R	CA10028	MOD. L008 CARRELLO TEC ALTO TERMOCULLA T/CROMO INOX	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
360282/R	360282/R	CA10030	CARRERA T TEC ALTA T/BLU P/NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
469403/R	469403/R	CA10031	CARRERA S TEC ALTA T/CROMO P/NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1035947	quality@spencer.it	CA10050	CARRERA S TEC 63 T/CROMO P/NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
160197/R	160197/R	CA10051	CARRERA S TEC BASSA BARELLA AUTOCARICANTE CROMATA P/NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
148395/R	148395/R	CA10054	CARRERA S TEC BASSA BARELLA AUTOCARICANTE TELAIO GIALLO PIANALE NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
148402/R	148402/R	CA10154	CARRERA T TEC BASSA BARELLA AUTOC. T/GIALLO P/NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
484828/R	484828/R	CA10155	CARRERA T TEC BASSA T/CROMO P/NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
148404/R	148404/R	CA10254	CARRERA TF TEC BASSA BARELLA AUTOC. T/GIALLO P/NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
160198/R	160198/R	CA11024	CARRERA S TEC ALTA BARELLA AUTOCARICANTE T/GIALLO P/ARANCIO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
148401/R	148401/R	CA11054	CARRERA S TEC ALTA BARELLA AUTOCARICANTE TELAIO GIALLO PIANALE NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
160201/R	160201/R	CA11124	CARRERA S TEC ALTA BARELLA AUTOCARICANTE INOX T/GIALLO P/NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
148403/R	148403/R	CA11154	CARRERA T TEC ALTA BARELLA AUTOC. T/GIALLO P/NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
148407/R	148407/R	CA11254	CARRERA TF TEC ALTA BARELLA AUTOC. T/GIALLO P/NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
160203/R	160203/R	CA14054	MOD. G008 CARRERA S TEC ALTA BARELLA AUTOCARICANTE T/GIALLO P/NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
160204/R	160204/R	CA14121	MOD. A014 CARRERA TEC T BARELLA AUTOCARICANTE T/GIALLO P/ARANCIO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
160206/R	160206/R	CA20051	MOD. N002 CARRERA S TEC BASSA BARELLA AUTOCARICANTE SILVER P/NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1215493	quality@spencer.it	CA20053	CARRERA ACTIV T P/NERO T/GIALLO 64	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
148410/R	148410/R	CA20054	CARRERA S ACTIV BASSA BARELLA AUT. T/GIALLO P/NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
148415/R	148415/R	CA20154	CARRERA T ACTIV BASSA BARELLA AUT. T/GIALLO P/NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
148420/R	148420/R	CA20254	CARRERA TF ACTIV BASSA BARELLA AUT T/GIALLO P/NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
148414/R	148414/R	CA21054	CARRERA S ACTIV ALTA BARELLA AUT. T/GIALLO P/NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
148417/R	148417/R	CA21154	CARRERA T ACTIV ALTA BARELLA AUT. T/GIALLO P/NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
148424/R	148424/R	CA21254	CARRERA TF ACTIV ALTA BARELLA AUT. T/GIALLO P/NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
160208/R	160208/R	CA31054	CARRERA S-FE TEC ALTA T/GIALLO P/NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
160211/R	160211/R	CA40154	MOD. Z001 CARRERA T TEC ALTA BARELLA AUTOCARICANTE T/CROMO P/NERO CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
789238/R	789238/R	CA50001	CARRERA T TEC ALTA P/NERO T/CROMO C/MAT.QMX776	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
24743/R	24743/R	CA50002	CARRERA TF PRO BASSA P/NERO+B-BAK PIN+FERMI+MATER.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
1069606	quality@spencer.it	CA50003	CARRERA T TEC XL T/CROMO P/NERO C/MAT. QMX776	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1477724	quality@spencer.it	CA50004	CARRERA XL TF TEC AMERICA P/NERO T/GIALLO C/QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1478249	quality@spencer.it	CA50005	CARRERA T TEC ALTA MAX P/NERO T/CROMO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1478249	quality@spencer.it	CA50005	CARRERA T TEC ALTA MAX P/NERO T/CROMO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1478250	quality@spencer.it	CA50006	CARRERA T TEC ALTA MAX P/ARANCIO T/CROMO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1480643	quality@spencer.it	CA50007	CARRERA S TEC 68 T/CROMO P/NERO C/QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1478620	quality@spencer.it	CA50008	CARRERA XL T TEC MAX P/NERO T/GIALLO C/QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1763523		CA50010	CARRERA XL T TEC MAX P/NERO T/GIALLO C/QMX777 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE

172672/R	172672/R	CA50021	CARRERA S PRO BASSA T/CROMO P/ARANCIO C/MAT.QMX776	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172673/R	172673/R	CA50024	CARRERA S TEC BASSA T/GIALLO P/ARANCIO C/MAT.QMX776	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172674/R	172674/R	CA50025	CARRERA S TEC XL FE T/GIALLO P/NERO C/MAT.QMX776	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172677/R	172677/R	CA50026	CARRERA T TEC XL FE T/GIALLO P/NERO C/MAT.QMX776	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172680/R	172680/R	CA50027	CARRERA TF TEC XL FE T/GIALLO P/NERO C/MAT.QMX776	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172681/R	172681/R	CA50051	CARRERA S PRO BASSA T/CROMO P/NERO C/MAT.QMX776	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
175160/R	175160/R	CA50054	CARRERA S TEC BASSA T/GIALLO P/NERO C/MAT.QMX776	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
175163/R	175163/R	CA50121	CARRERA T PRO BASSA T/CROMO P/ARANCIO C/MAT.QMX776	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
175164/R	175164/R	CA50141	CARRERA T PRO BASSA T/CROMO P/GIALLO C/MAT.QMX776	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
175165/R	175165/R	CA50142	CARRERA S PRO BASSA T/CROMO P/GIALLO C/MAT.QMX776	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
175166/R	175166/R	CA50151	CARRERA T PRO BASSA T/CROMO P/NERO C/MAT.QMX776	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
180074/R	180074/R	CA50154	CARRERA T TEC BASSA T/GIALLO P/NERO C/MAT.QMX776	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
175169/R	175169/R	CA50164	CARRERA T TEC BASSA T/GIALLO P/NERO C/MAT.QMX776	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
175172/R	175172/R	CA50251	CARRERA TF PRO BASSA T/CROMO P/NERO C/MAT.QMX776	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
175173/R	175173/R	CA50254	CARRERA TF TEC BASSA T/GIALLO P/NERO C/MAT.QMX776	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
175175/R	175175/R	CA51051	CARRERA S PRO ALTA T/CROMO P/NERO C/MAT.QMX776	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
175177/R	175177/R	CA51054	CARRERA S TEC ALTA T/GIALLO P/NERO C/MAT.QMX776	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
437553/R	437553/R	CA51055	CARRERA T TEC ALTA T/GIALLO P/GIALLO C/MAT.QMX776	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
175179/R	175179/R	CA51121	CARRERA T PRO ALTA T/CROMO P/ARANCIO C/MAT.QMX776	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
179904/R	179904/R	CA51124	CARRERA T TEC ALTA BARELLA AUTOC. T/GIALLO P/ARANCIO CON MATERASSO QMX776	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
179975/R	179975/R	CA51151	CARRERA T PRO ALTA T/CROMO P/NERO CON MATERASSO QMX776	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
789245/R	789245/R	CA51153	CARRERA S TEC ALTA T/CROMO P/NERO C/MAT.QMX776	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
179929/R	179929/R	CA51154	CARRERA T TEC ALTA BARELLA AUTOC. T/GIALLO P/NERO CON MATERASSO QMX776	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
179931/R	179931/R	CA51251	CARRERA TF PRO ALTA BARELLA AUTOC. T/CROMO P/NERO CON MATERASSO QMX776	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
179935/R	179935/R	CA51254	CARRERA TF TEC ALTA BARELLA AUTOC. T/GIALLO P/NERO CON MATERASSO QMX776	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
179941/R	179941/R	CA53054	CARRERA S-FE TEC ALTA BARELLA AUTOC. T/GIALLO P/NERO CON MATERASSO QMX776	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
789248/R	789248/R	CA60000	CARRERA XL T TEC P/NERO T/GIALLO C/ALT.VAR 10 G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1530330	quality@spencer.it	CA60002	CARRERA CINCO T P/GIALLO T/CROMO 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1763524		CA60007	CARRERA T TEC BASSA T/GIALLO P/NERO CERT. 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1748667	quality@spencer.it	CA60009	CINCO MAS 75 P/GIALLO CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1748666	quality@spencer.it	CA60010	CINCO MAS 75 P/ROSSO CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1748663	quality@spencer.it	CA60011	CINCO MAS 65 P/GIALLO CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1748664	quality@spencer.it	CA60012	CINCO MAS 65 P/ROSSO CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1748665	quality@spencer.it	CA60013	MOD.C019 CINCO MAS P/ROSSO CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
403903	quality@spencer.it	CA60021	CARRELLO CROMO TEC BASSO PER TERMOCULLA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
343854/R	343854/R	CA60022	CARRELLO GIALLO TEC ALTA PER TERMOCULLA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
160215/R	160215/R	CA60023	CARRELLO TEC ALTA PER TERMOCULLA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
481779/R	481779/R	CA60024	CARRELLO GIALLO TEC ALTA PER TERMOCULLA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
858416	quality@spencer.it	CA60030	CARRERA T TEC ALTA T/BLU P/NERO CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
160217/R	160217/R	CA60051	CARRERA PRO S BASSA BARELLA AUTOCARICANTE P/NERO T/CROMO CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
437555/R	437555/R	CA60054	CARRERA S TEC BASSA T/GIALLO P/NERO CERT. 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
160221/R	160221/R	CA60151	CARRERA T PRO BASSA BARELLA AUTOCARICANTE T/CROMO P/NERO CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
160223/R	160223/R	CA60154	CARRERA T TEC ALTA BARELLA AUTOCARICANTE P/NERO T/CROMO CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
160226/R	160226/R	CA60251	CARRERA PRO TF BASSA BARELLA AUTOCARICANTE T/CROMO P/NERO CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE

160227/R	160227/R	CA60254	CARRERA TF TEC BASSA BARELLA AUTOCARICANTE T/GIALLO P/NERO CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
160230/R	160230/R	CA61051	CARRERA S PRO ALTA BARELLA AUTOCARICANTE T/CROMO P/NERO CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
160466/R	160466/R	CA61054	CARRERA T TEC ALTA BARELLA AUTOCARICANTE T/GIALLO P/NERO CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
789257/R	789257/R	CA61124	CARRERA T TEC ALTA T/GIALLO P/ARANCIO CERT.10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
160482/R	160482/R	CA61151	CARRERA T PRO ALTA BARELLA AUTOCARICANTE T/CROMO P/NERO CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
408410/R	408410/R	CA61154	CARRERA T TEC ALTA P/NERO T/GIALLO CERT10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
160508/R	160508/R	CA61251	CARRERA TF PRO ALTA BARELLA AUTOCARICANTE P/NERO T/CROMO CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
160512/R	160512/R	CA61254	CARRERA TF TEC BARELLA AUTOCARICANTE P/NERO T/GIALLO CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
343884/R	343884/R	CA70000	CARRERA T TEC TWIST ALTA P/NERO T/CROMO 10G C/MAT	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
958616	quality@spencer.it	CA70002	MOD.D015 CARRERA T TEC ALTA P/NERO T/CROMO CER.10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1216273	quality@spencer.it	CA70003	CARRERA XL 68 T T/CROMO P/NERO C/QMX776 CERT.10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1229058	quality@spencer.it	CA70004	CARRERA XL 68 TF T/GIALLO P/NERO C/QMX776 CERT.10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1478247	quality@spencer.it	CA70005	CARRERA T TEC ALTA MAX P/NERO T/CROMO CERTIFIC.10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1478248	quality@spencer.it	CA70006	CARRELLO TEC ALTO MAX PORTATERMOCULLA CERTIF.10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1478257	quality@spencer.it	CA70007	CARRERA S TEC 68 T/CROMO P/NERO C/QMX777 CERT. 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
628530/R	628530/R	CA70010	CARRERA T TEC 73 T/CROMO P/NERO C/MAT CERT. 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1478427	quality@spencer.it	CA70015	CARRERA SHARP T TEC T/CROMO P/NERO C/MAT CERT.10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1478441	quality@spencer.it	CA70016	CARRERA SHARP T TEC T/GIALLO P/NERO C/MAT CERT.10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1484090	quality@spencer.it	CA70017	CARRERA XL 58 T T/CROMO P/NERO CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1092206	quality@spencer.it	CA70018	CARRERA TF TEC ALTA T/CROMO P/NERO C/QMX776 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1502319	quality@spencer.it	CA70019	CARRERA SHARP T ACTIV ALTA T/CROMO P/NERO CERT.10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1762825	quality@spencer.it	CA70020	CARRERA S TEC 68 T/GIALLO P/NERO C/QMX776 CERT.10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1762836	quality@spencer.it	CA70021	CARRERA S TEC 75 T/GIALLO P/NERO C/QMX776 CERT.10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1762827	quality@spencer.it	CA70022	MOD.C018 CARRERA T TEC 68 MAX T/CROMO P/NERO 10G C/QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1762828	quality@spencer.it	CA70023	MOD.C018 CARRERA T TEC 68 MAX T/GIALLO P/NERO 10G C/QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1762829	quality@spencer.it	CA70024	MOD.C018 CARRERA TF TEC 68 MAX T/GIALLO P/NERO 10G C/QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1762830		CA70025	MOD.C018 CARRERA T TEC 70 MAX T/CROMO P/NERO 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1762831	quality@spencer.it	CA70026	MOD.C018 CARRERA T TEC 70 MAX T/GIALLO P/NERO 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1748657		CA70027	CARRERA T TEC 68 T/GIALLO P/NERO C/QMX776 CERT.10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
469404/R	469404/R	CA70051	CARRERA T TEC BASSA P/NERO T/CROMO C/QMX776 CERT10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
437557/R	437557/R	CA70054	CARRERA S TEC BASSA T/GIALLO P/NERO C/QMX776 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
958554	quality@spencer.it	CA70154	CARRERA T TEC ALTA P/NERO T/CROMO C/QMX776 CERT 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
179949/R	179949/R	CA70254	CARRERA TF TEC BASSA BARELLA AUTOC. T/GIALLO P/NERO CON MATERASSO QMX776 CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
179953/R	179953/R	CA71051	CARRERA S PRO ALTA BARELLA AUTOC. T/CROMO P/NERO CON MATERASSO QMX776 CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
343885/R	343885/R	CA71054	CARRERA S TEC ALTA GIALLO/NERA C/MATERASSO CERT 10	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
179978/R	179978/R	CA71151	CARRERA T PRO ALTA T/CROMO P/NERO CON MATERASSO QMX776 CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1748680		CA71152	CARRERA T PRO MAX ALTA T/CROMO P/NERO C/QMX776 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
179955/R	179955/R	CA71154	CARRERA T TEC ALTA BARELLA AUTOC. T/GIALLO P/NERO CON MATERASSO QMX776 CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
179958/R	179958/R	CA71251	CARRERA TF PRO ALTA BARELLA AUTOC. T/CROMO P/NERO CON MATERASSO QMX776 CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
179960/R	179960/R	CA71254	CARRERA TF TEC ALTA BARELLA AUTOC. T/GIALLO P/NERO CON MATERASSO QMX776 CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1229077	quality@spencer.it	CA91153	CARRERA T ACTIV ALTA T/CROMO P/NERO C/MAT 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1229078	quality@spencer.it	CA91154	CARRERA T ACTIV ALTA T/GIALLO P/NERO C/MAT 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1244122	quality@spencer.it	CA91155	CARRERA ACTIV T P/NERO T/GIALLO 64 CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1748660		CA91156	CARRERA T ACTIV 68 T/CROMO P/NERO C/MAT 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE

1748658		CA91157	CARRERA T ACTIV 63 T/CROMO P/NERO C/MAT 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
800895/R	800895/R	CR00001	CROSS CROMATA S/PIANALI,PUNTAP E PIST.ALZ.C/ARCHET	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
800947/R	800947/R	CR00002	MOD.P021 Z CROSS C/VASCA S/BORDI CON TELO GRIGIO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
317918/R	317918/R	CR00003	CROSS TWIN T/CROMO C/BARELLINO TF P/GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
464345/R	464345/R	CR00004	CROSS T P/NERO T/GIALLO C/DNA/QMX77 X AMERICA 38	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
800870/R	800870/R	CR00005	MOD.M018 CROSS UP 8409 C/BARELLINO C/QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
787568/R	787568/R	CR00006	MOD.E017 CROSS UP 8409 C/BARELLINO C/QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
793231/R	793231/R	CR00007	CARRELLO CROSS UP 8409	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
793233/R	793233/R	CR00008	CARRELLO CROSS UP 8409 TWIST	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
793408/R	793408/R	CR00009	BARELLINO S CROSS UP 8409	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
793410/R	793410/R	CR00010	BARELLINO T CROSS UP 8409	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151595/R	151595/R	CR00011	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ROSSO TELAIO CROMO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
793411/R	793411/R	CR00012	BARELLINO TF CROSS UP 8409	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
822047	quality@spencer.it	CR00020	MOD.B019 CARRELLO CROSS CROMO PORTA TERMOCULLA	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151472/R	151472/R	CR00021	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ARANCIO TELAIO CROMO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1110306	quality@spencer.it	CR00022	CROSS UP 8409 C/BARELLINO T C/QMX777 CERT. 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1110326	quality@spencer.it	CR00023	CROSS UP 8409 TWIST C/BARELLINO T C/QMX777 CERT10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1478263	quality@spencer.it	CR00024	BARELLINO TF CROSS UP 8409 X B-BAK PIN/CROSS CHAIR	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1763589		CR00030	CROSS TROLLEY CROMO TRASPORTO BARELLINI	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151537/R	151537/R	CR00031	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE COOL GREY TELAIO CROMO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151552/R	151552/R	CR00041	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE GIALLO TELAIO CROMO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151569/R	151569/R	CR00051	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO CROMO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151635/R	151635/R	CR00061	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE TELAIO CROMO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151606/R	151606/R	CR00071	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE MILITARE TELAIO CROMO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1229084	quality@libero.it	CR00080	CROSS CHAIR BARELLINO/SEDIA P/GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1229092	quality@spencer.it	CR00081	CROSS CHAIR CARRELLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1475429	quality@spencer.it	CR00082	CROSS CHAIR CARRELLO CERTIFICATO 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1477745	quality@spencer.ot	CR00083	CARRELLO CROSSOVER CHAIR CERTIFICATO 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1478066	quality@spencer.it	CR00084	CARRELLO CROSSOVER CHAIR	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
362318/R	362318/R	CR00101	CARRELLO PORTANTE T/CROMO AUT. CROSS TWIN	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151776/R	151776/R	CR00221	CROSS TWIST T PIANALE ARANCIO TELAIO CROMO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151783/R	151783/R	CR00251	CROSS TWIST T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO CROMO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151743/R	151743/R	CR01011	CROSS TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ROSSO TELAIO CROMO CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151647/R	151647/R	CR01021	CROSS TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ARANCIO TELAIO CROMO C/FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151665/R	151665/R	CR01031	CROSS TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE COOL GREY TELAIO CROMO C/FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151725/R	151725/R	CR01041	CROSS TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE GIALLO TELAIO CROMO CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151739/R	151739/R	CR01051	CROSS TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO CROMO CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151752/R	151752/R	CR01061	CROSS TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE TELAIO CROMO CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151749/R	151749/R	CR01071	CROSS TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE MILITARE TELAIO CROMO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
362320/R	362320/R	CR01101	CARRELLO PORTANTE T/CROMO PER CROSS TWIN-TWIST AUT	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151793/R	151793/R	CR01241	CROSS TWIST TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE GIALLO TELAIO CROMO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151801/R	151801/R	CR01251	CROSS TWIST TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO CROMO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151599/R	151599/R	CR10011	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ROSSO TELAIO ROSSO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151586/R	151586/R	CR10012	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ROSSO TELAIO ARANCIO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE

151596/R	151596/R	CR10014	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ROSSO TELAIO GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151598/R	151598/R	CR10015	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ROSSO TELAIO NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151602/R	151602/R	CR10016	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ROSSO TELAIO VERDE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151603/R	151603/R	CR10017	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ROSSO TELAIO VERDE MILITARE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151590/R	151590/R	CR10018	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ROSSO TELAIO BLU	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151593/R	151593/R	CR10019	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ROSSO TELAIO BLU MARINE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151480/R	151480/R	CR10021	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ARANCIO TELAIO ROSSO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151466/R	151466/R	CR10022	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ARANCIO TELAIO ARANCIO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151475/R	151475/R	CR10024	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ARANCIO TELAIO GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151478/R	151478/R	CR10025	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ARANCIO TELAIO NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151481/R	151481/R	CR10026	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ARANCIO TELAIO VERDE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151484/R	151484/R	CR10027	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ARANCIO TELAIO VERDE MILITARE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151469/R	151469/R	CR10028	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ARANCIO TELAIO BLU	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151470/R	151470/R	CR10029	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ARANCIO TELAIO BLU MARINE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151542/R	151542/R	CR10031	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE COOL GREY TELAIO ROSSO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151487/R	151487/R	CR10032	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE COOL GREY TELAIO ARANCIO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151538/R	151538/R	CR10034	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE COOL GREY TELAIO GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151540/R	151540/R	CR10035	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE COOL GREY TELAIO NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151545/R	151545/R	CR10036	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE COOL GREY TELAIO VERDE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151547/R	151547/R	CR10037	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE COOL GREY TELAIO VERDE MILITARE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151534/R	151534/R	CR10038	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE COOL GREY TELAIO BLU	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
789822/R	789822/R	CR10039	CROSS T P/COOL GREY T/BLUMARIN BARELLA AUTOC	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151560/R	151560/R	CR10041	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE GIALLO TELAIO ROSSO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151548/R	151548/R	CR10042	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE GIALLO TELAIO ARANCIO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151554/R	151554/R	CR10044	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE GIALLO TELAIO GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151555/R	151555/R	CR10045	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE GIALLO TELAIO NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151562/R	151562/R	CR10046	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE GIALLO TELAIO VERDE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151563/R	151563/R	CR10047	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE GIALLO TELAIO VERDE MILITARE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151550/R	151550/R	CR10048	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE GIALLO TELAIO BLU	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151551/R	151551/R	CR10049	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE GIALLO TELAIO BLU MARINE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151574/R	151574/R	CR10051	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO ROSSO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151565/R	151565/R	CR10052	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
80644/R	80644/R	CR10054	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151572/R	151572/R	CR10055	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151578/R	151578/R	CR10056	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO VERDE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151582/R	151582/R	CR10057	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO VERDE MILITARE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151566/R	151566/R	CR10058	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO BLU	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151567/R	151567/R	CR10059	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO BLU MARINE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151639/R	151639/R	CR10061	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE TELAIO ROSSO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151619/R	151619/R	CR10062	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE TELAIO ARANCIO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151637/R	151637/R	CR10064	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE TELAIO GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151638/R	151638/R	CR10065	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE TELAIO NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151640/R	151640/R	CR10066	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE TELAIO VERDE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151641/R	151641/R	CR10067	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE TELAIO VERDE MILITARE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE

151622/R	151622/R	CR10068	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE TELAIO BLU	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151624/R	151624/R	CR10069	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE TELAIO BLU MARINE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151614/R	151614/R	CR10071	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE MILITARE TELAIO ROSSO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151616/R	151616/R	CR10072	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE MILITARE TELAIO ARANCIO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151609/R	151609/R	CR10074	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE MILITARE TELAIO GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151613/R	151613/R	CR10075	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE MILITARE TELAIO NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151615/R	151615/R	CR10076	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE MILITARE TELAIO VERDE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151645/R	151645/R	CR10077	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE MILITARE TELAIO VERDE MILITARE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151605/R	151605/R	CR10078	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE MILITARE TELAIO BLU	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151643/R	151643/R	CR10079	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE MILITARE TELAIO BLU MARINE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
362322/R	362322/R	CR10101	CARRELLO PORTANTE T/ROSSO PER CROSS TWIN	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
362323/R	362323/R	CR10104	CARRELLO PORTANTE T/GIALLO PER CROSS TWIN	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
396374	quality@spencer.it	CR10244	CROSS TWIST T P/GIALLO T/GIALLO BARELLA AUTOCAR.	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151788/R	151788/R	CR10254	CROSS TWIST T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
362327/R	362327/R	CR10255	CROSS TWIST T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
362328/R	362328/R	CR10256	CARRELLO CROSS PORTA TERMOCULLA T/CROMO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151333/R	151333/R	CR11011	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ROSSO TELAIO ROSSO CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151319/R	151319/R	CR11012	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ROSSO TELAIO ARANCIO CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151331/R	151331/R	CR11014	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ROSSO TELAIO GIALLO CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151332/R	151332/R	CR11015	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ROSSO TELAIO NERO CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151334/R	151334/R	CR11016	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ROSSO TELAIO VERDE CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151335/R	151335/R	CR11017	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ROSSO TELAIO VERDE MILITARE CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151324/R	151324/R	CR11018	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ROSSO TELAIO BLU CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151328/R	151328/R	CR11019	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ROSSO TELAIO BLU CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151273/R	151273/R	CR11021	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ARANCIO TELAIO ROSSO CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
80547/R	80547/R	CR11022	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ARANCIO TELAIO ARANCIO CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151649/R	151649/R	CR11024	CROSS TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ARANCIO TELAIO GIALLO C/FLORER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
80638/R	80638/R	CR11025	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ARANCIO TELAIO NERO CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151279/R	151279/R	CR11026	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ARANCIO TELAIO VERDE CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151655/R	151655/R	CR11027	CROSS TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ARANCIO TELAIO VERDE MILITARE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
80631/R	80631/R	CR11028	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ARANCIO TELAIO BLU CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151648/R	151648/R	CR11029	CROSS TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ARANCIO TELAIO BLU MARINE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151296/R	151296/R	CR11031	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE COOL TELAIO ROSSO CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151285/R	151285/R	CR11032	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE COOL TELAIO ARANCIO CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151290/R	151290/R	CR11034	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE COOL TELAIO GIALLO CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151293/R	151293/R	CR11035	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE COOL TELAIO NERO CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151301/R	151301/R	CR11036	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE COOL GREY TELAIO VERDE CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151718/R	151718/R	CR11037	CROSS TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE COOL GREY TELAIO VERDE MILITARE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151288/R	151288/R	CR11038	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE COOL TELAIO BLU CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151657/R	151657/R	CR11039	CROSS TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE COOL GREY TELAIO BLU MARINE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151731/R	151731/R	CR11041	CROSS TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE GIALLO TELAIO ROSSO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151304/R	151304/R	CR11042	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE GIALLO TELAIO ARANCIO CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151728/R	151728/R	CR11044	CROSS TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE GIALLO TELAIO GIALLO CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151730/R	151730/R	CR11045	CROSS TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE GIALLO TELAIO NERO CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE

151309/R	151309/R	CR11046	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE GIALLO TELAIO VERDE CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151310/R	151310/R	CR11047	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE GIALLO TELAIO VERDE MILITARE CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151307/R	151307/R	CR11048	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE GIALLO TELAIO BLU CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151308/R	151308/R	CR11049	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE GIALLO TELAIO BLU CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151315/R	151315/R	CR11051	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO ROSSO CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151312/R	151312/R	CR11052	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO ARANCIO CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151741/R	151741/R	CR11054	CROSS TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151314/R	151314/R	CR11055	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO NERO CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151316/R	151316/R	CR11056	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO VERDE CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151318/R	151318/R	CR11057	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO VERDE MILITARE CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151735/R	151735/R	CR11058	CROSS TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO BLU CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151313/R	151313/R	CR11059	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO BLU CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151350/R	151350/R	CR11061	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE TELAIO ROSSO CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151344/R	151344/R	CR11062	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE TELAIO ARANCIO CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151347/R	151347/R	CR11064	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE TELAIO GIALLO CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151349/R	151349/R	CR11065	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE TELAIO NERO CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151352/R	151352/R	CR11066	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE TELAIO VERDE CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151353/R	151353/R	CR11067	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE TELAIO VERDE MILITARE CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151345/R	151345/R	CR11068	CROSS T P/NERO T/GIALLO C/DNA/QMX77 X AMERICA 38	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151346/R	151346/R	CR11069	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE TELAIO BLU MARINE CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1304923	quality@spencer.it	CR11070	CROSS TF P/NERO T/GIALLO C/DNA/QMX77 X AMERICA 38	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151342/R	151342/R	CR11071	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE MILITARE TELAIO ROSSO CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151746/R	151746/R	CR11072	CROSS TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE MILITARE TELAIO ARANCIO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151339/R	151339/R	CR11074	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE MILITARE TELAIO GIALLO CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151341/R	151341/R	CR11075	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE MILITARE TELAIO NERO CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151343/R	151343/R	CR11076	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE MILITARE TELAIO VERDE CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151750/R	151750/R	CR11077	CROSS TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE MILITARE TELAIO VERDE MILITARE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151336/R	151336/R	CR11078	CROSS BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE MILITARE TELAIO BLU CON FLOWER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151744/R	151744/R	CR11079	CROSS TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE VERDE MILITARE TELAIO BLU MARINE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151799/R	151799/R	CR11244	CROSS TWIST TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE GIALLO TELAIO GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151805/R	151805/R	CR11254	CROSS TWIST TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
794671/R	794671/R	CR14054	MOD.B001 CROSS T P/NERO T/GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151756/R	151756/R	CR20054	CROSS T-FE BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
362333/R	362333/R	CR30101	CARRELLO PORTANTE T/CROMO PER CROSS TWIN-FE AUTOCA	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1478254	quality@spencer.it	CR50001	CROSSOVER AMERICA TF T/CROMO P/NERO C/QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
318191/R	318191/R	CR50002	CROSSOVER T T/CROMO P/NERO C/QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
396557/R	quality@spencer.it	CR50003	CROSSOVER T T/CROMO P/ARANCIO C/QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
396558/R	quality@spencer.it	CR50004	CROSSOVER T T/CROMO P/GIALLO C/QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
396560/R	quality@spencer.it	CR50005	CROSSOVER TF T/CROMO P/NERO C/QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
396562/R	quality@spencer.it	CR50006	CROSSOVER TF T/CROMO P/ARANCIO C/QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
396566/R	quality@spencer.it	CR50007	CROSSOVER T T/CROMO P/GIALLO C/QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1475424	quality@spencer.it	CR50012	CROSSOVER T T/GIALLO P/NERO C/QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172524/R	172524/R	CR50021	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ARANCIO TELAIO CROMO C/ MATERASSO QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151477/R	151477/R	CR50024	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ARANCIO TELAIO GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE

172529/R	172529/R	CR50041	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE GIALLO TELAIO CROMO CON MATERASSO QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172530/R	172530/R	CR50044	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE GIALLO TELAIO GIALLO CON MATERASSO QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
80649/R	80649/R	CR50051	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO CROMO COM MATERASSO QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
88367/R	88367/R	CR50054	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO GIALLO CON MATERASSO QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172534/R	172534/R	CR50058	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO BLU CON MATERASSO QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172555/R	172555/R	CR50101	CROSS TWIN BARELLA AUTOCARICANTE TELAIO CROMO CON BARELLINO E MATERASSO QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172559/R	172559/R	CR50221	CROSS TWIST T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ARANCIO TELAIO CROMO CON MATERASSO QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172560/R	172560/R	CR50251	CROSS TWIST T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO CROMO CON MATERASSO QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172566/R	172566/R	CR50254	CROSS TWIST T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO GIALLO CON MATERASSO QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172544/R	172544/R	CR51024	CROSS TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE ARANCIO TELAIO GIALLO C/MATERASSO QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172548/R	172548/R	CR51041	CROSS TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE GIALLO TELAIO CROMO CON MATERASSO QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172549/R	172549/R	CR51044	CROSS TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE GIALLO TELAIO GIALLO CON MATERASSO QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172550/R	172550/R	CR51051	CROSS TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO CROMO CON MATERASSO QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172551/R	172551/R	CR51054	CROSS TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO GIALLO CON MATERASSO QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172557/R	172557/R	CR51101	CROSS TWIN-TWIST BARELLA AUTOCARICANTE TELAIO CROMO CON BARELLINO E MATERASSO QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172571/R	172571/R	CR51241	CROSS TWIST TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE GIALLO TELAIO CROMO CON MATERASSO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172577/R	172577/R	CR51251	CROSS TWIST TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO CROMO CON MATERASSO QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172582/R	172582/R	CR51254	CROSS TWIST TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO GIALLO CON MATERASSO QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172553/R	172553/R	CR52054	CROSS T-FE BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO GIALLO CON MATERASSO QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
789147/R	789147/R	CR60001	CARRELLO CROSSOVER BASSO PORTATERMOCULLA CERT 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
477935/R	477935/R	CR60002	CARRELLO CROSSOVER PORTA TERMOCULLA T/CROMO CER10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
792768/R	792768/R	CR60003	CARRELLO CROSS UP 8409 CERTIFICATO 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
793227/R	793227/R	CR60004	CARRELLO CROSS UP 8409 TWIST CERTIFICATO 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1477737	quality@spencer.it	CR60005	CARRELLO CROSS CROMO PORTA TERMOCULLA CERT.10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151557/R	151557/R	CR60045	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE GIALLO TELAIO NERO CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
406253/R	406253/R	CR60050	CROSS T P/NERO T/GIALLO C/BLOCCO GAMBE CERT.10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
406253/R	406253/R	CR60050	CROSS T P/NERO T/GIALLO C/BLOCCO GAMBE CERT.10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
406254/R	406254/R	CR60051	CROSS T P/NERO /CROMO CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151571/R	151571/R	CR60054	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO GIALLO CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151786/R	151786/R	CR60251	CROSS TWIST T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO CROMO CON CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151791/R	151791/R	CR60254	CROSS TWIST T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO GIALLO CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
343887/R	343887/R	CR60255	CARRELLO CROSS TWIST PORTA TERMOCULLA CERT.10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151577/R	151577/R	CR61051	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO ROSSO CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
396375	quality@spencer.it	CR61154	CROSS TWIN-TWIST TF C/CR20145 CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151796/R	151796/R	CR61241	CROSS TWIST TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE GIALLO TELAIO CROMO CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
396376	quality@spencer.it	CR61251	CROSS TWIST TF P/NERO T/CROMO CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151810/R	151810/R	CR61254	CROSS TWIST TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO GIALLO CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
151759/R	151759/R	CR62054	CROSS T-FE BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO GIALLO CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
343886/R	343886/R	CR70002	CROSSOVER T T/CROMO P/NERO C/QMX777 CERT. 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
380191/R	380191/R	CR70003	CROSSOVER T T/CROMO P/ARANCIO C/QMX777 CERT. 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
380192/R	380192/R	CR70004	CROSSOVER T T/CROMO P/GIALLO C/QMX777 CERT. 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
380193/R	380193/R	CR70005	CROSSOVER TF T/CROMO P/NERO C/QMX777 CERT. 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
380194/R	380194/R	CR70006	CROSSOVER TF T/CROMO P/ARANCIO C/QMX777 CERT. 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
380195/R	380195/R	CR70007	CROSSOVER TF T/CROMO P/GIALLO C/QMX777 CERT. 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE

380196/R	380196/R	CR70009	CROSS AIR CERTIFICATA 10G C/QMX776	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
786614/R	786614/R	CR70010	CROSSOVER T T/CROMO P/NERO C/QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
972223	quality@spencer.it	CR70011	MOD.O005 CROSS T P/NERO /CROMO C/QMX777 CERT. 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1478251	quality@spencer.it	CR70013	CROSS T P/NERO T/ROSSO C/QMX777 CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1478326	quality@spencer.it	CR70014	CROSSOVER SHARP T T/CROMO P/NERO C/QMX777 CERT. 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1478333	quality@spencer.it	CR70015	CROSSOVER SHARP T T/CROMO P/GIAL C/QMX777 CERT. 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1478402	quality@spencer.it	CR70016	CROSS SHARP T T/CROMO P/NERO C/QMX777 CERT. 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1478422	quality@spencer.it	CR70017	CROSS SHARP T T/CROMO P/GIALLO C/QMX777 CERT. 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1478334	quality@spencer.it	CR70018	CROSSOVER T BASSA T/CROMO P/GIALLO C/QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
80642/R	80642/R	CR70051	CROSS T PIANALE NERO/CROMO CON MATERASSO QMX777 CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172535/R	172535/R	CR70054	CROSS T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO GIALLO CON MATERASSO QMX777 CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
380198/R	380198/R	CR70058	CROSS T P/NERO T/BLU C/QMX777 CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172561/R	172561/R	CR70251	CROSS TWIST T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO CROMO CON MATERASSO QMX777 CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172567/R	172567/R	CR70254	CROSS TWIST T BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO GIALLO CON MATERASSO QMX777 CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
343888/R	343888/R	CR71051	CROSS TF P/NERO T/CROMO C/MX777 CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
380200/R	380200/R	CR71054	CROSS TF P/NERO T/GIALLO C/MX777 CERT. 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172573/R	172573/R	CR71241	CROSS TWIST TF BARELLA AUTOC. PIANALE GIALLO TELAIO CROMO CON MATERASSO QMX777 CERTIFICATA 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172580/R	172580/R	CR71251	CROSS TWIST TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO CROMO CON MATERASSO QMX777CERT. 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172583/R	172583/R	CR71254	CROSS TWIST TF BARELLA AUTOCARICANTE PIANALE NERO TELAIO GIALLO CON MATERASSO QMX777 CERT. 10G	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
94278/R	94278/R	CR90101	TRACK 1 ASTA PORTAFLEBO A SCOMPARS A SINISTRA	V80 - ACCESSORI PER USO CLINICO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI
94511/R	94511/R	CR90110	TRACK 2 ASTA PORTAFLEBO A SCOMPARS A DESTRA	V80 - ACCESSORI PER USO CLINICO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI
94513/R	94513/R	CR90211	TRACK 3 ASTA PORTAFLEBO DOPPIA X BARELLA ALTO	V80 - ACCESSORI PER USO CLINICO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI
806347	quality@spencer.it	CT04000	RES-Q-LIGHT PEN - PENNA LUMINOSA PLASTICA L. 140MM	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
806347	quality@spencer.it	CT04000	RES-Q-LIGHT PEN - PENNA LUMINOSA PLASTICA L. 140MM	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
806497	quality@spencer.it	CT04005	RES Q LIGHT PEN S/LOGO SPENCER PENNA PLASTICA LUM.	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
806500	quality@spencer.it	CT04011	RES Q LIGHT PEN C/LOGO DA CREARE E BOX IN PLASTICA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
216509	quality@spencer.it	CT06041	STAR MASK C/PORTACHIAVI IN PELLE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
216511	quality@spencer.it	CT06070	STAR MASK C/PORTACHIAVI BLU C/RICAMO SPENCER	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
216513	quality@spencer.it	CT06072	STAR MASK C/PORTACHIAVI ARANCIO C/RICAMO SPENCER	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
216514	quality@spencer.it	CT06073	STAR MASK C/PORTACHIAVI GIALLO C/RICAMO SPENCER	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
396378	quality@spencer.it	CT06074	STAR PORTACHIAVI BLU NEUTRO C/STAR MASK	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
396379	quality@spencer.it	CT06075	STAR PORTACHIAVI ROSSO NEUTRO C/STAR MASK	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
396380	quality@spencer.it	CT06076	STAR PORTACHIAVI ARANCIO NEUTRO C/STAR MASK	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
396381	quality@spencer.it	CT06077	STAR PORTACHIAVI GIALLO NEUTRO C/STAR MASK	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
396383	quality@spencer.it	CT06078	STAR MASK KEY 3 PORTACHIAVI NYLON NERO E STAR MASK	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
794678	quality@spencer.it	CT06080	STAR MASK KEY2 PORTACH.GIALLO IN TEDES.C/STAR MASK	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
794684	quality@spencer.it	CT06081	STAR MASK KEY2 PORTACH.GIALLO IN ITAL.C/STAR MASK	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
794685	quality@spencer.it	CT06082	STAR MASK KEY2 PORTACH.ROSSO IN FRAN.C/STAR MASK	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
794687	quality@spencer.it	CT06083	STAR MASK KEY2 PORTACH.ROSSO IN SPAGN. C/STAR MASK	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
794688	quality@spencer.it	CT06084	STAR MASK KEY2 PORTACH. ROSSO IN ARABO C/STAR MASK	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
794690	quality@spencer.it	CT06085	STAR MASK KEY2 PORTACH. BLU IN GRECO C/STAR MASK	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
794691	quality@spencer.it	CT06086	STAR MASK KEY2 PORTACH. BLU IN RUSSO C/STAR MASK	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
794701	quality@spencer.it	CT06087	STAR MASK KEY2 PORTACH.ARANC.IN PORTOG.C/STAR MASK	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
794705	quality@spencer.it	CT06088	STAR MASK KEY2 PORTACH.ARANC.IN INGL.C/STAR MASK	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI

852794	quality@spencer.it	CT06089	MOD.M021 STAR MASK KEY 2 - PORT. ROSSO C/STAR MASK	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1221335	quality@spencer.it	DG00010	A-BLADE - LAMA MACINTOSH C/TESTA ACRILICA MIS.0	Z12021003 - LARINGOSCOPI
1221338	quality@spencer.it	DG00011	A-BLADE - LAMA MACINTOSH C/TESTA ACRILICA MIS.1	Z12021003 - LARINGOSCOPI
1221342	quality@spencer.it	DG00012	A-BLADE - LAMA MACINTOSH C/TESTA ACRILICA MIS.2	Z12021003 - LARINGOSCOPI
1221345	quality@spencer.it	DG00013	A-BLADE - LAMA MACINTOSH C/TESTA ACRILICA MIS.3	Z12021003 - LARINGOSCOPI
1221346	quality@spencer.it	DG00014	A-BLADE - LAMA MACINTOSH C/TESTA ACRILICA MIS.4	Z12021003 - LARINGOSCOPI
1221351	quality@spencer.it	DG00015	A-BLADE - LAMA MACINTOSH C/TESTA ACRILICA MIS.5	Z12021003 - LARINGOSCOPI
335476	quality@spencer.it	DG00150	YANKAUER SUCTION HANDLE WITHOUT VENT STERILE	A06010103 - CANNULE DI ASPIRAZIONE
335477	quality@spencer.it	DG00151	YANKAUER VACUUM CONTROL CAN.RIG.C/CONT.ASP.STERILE	A06010103 - CANNULE DI ASPIRAZIONE
334323	quality@spencer.it	DG00211	DGX 50 - CATETERE DI ASPIRAZIONE CH/FG 10	R05010102 - SONDE PER ASPIRAZIONE DELL'APPARATO RESPIRATORIO CON FORO DI CONTROLLO
1400786/R	1400786/R	DG00211	DGX 50 - CATETERE DI ASPIRAZIONE CH/FG 10	R05010102 - SONDE PER ASPIRAZIONE DELL'APPARATO RESPIRATORIO CON FORO DI CONTROLLO
334368	quality@spencer.it	DG00212	DGX 50 - CATETERE DI ASPIRAZIONE CH/FG 12	R05010102 - SONDE PER ASPIRAZIONE DELL'APPARATO RESPIRATORIO CON FORO DI CONTROLLO
24891/R	24891/R	DG00212	DGX 50 - CATETERE DI ASPIRAZIONE CH/FG 12	R05010102 - SONDE PER ASPIRAZIONE DELL'APPARATO RESPIRATORIO CON FORO DI CONTROLLO
1400780/R	1400780/R	DG00212	DGX 50 - CATETERE DI ASPIRAZIONE CH/FG 12	R05010102 - SONDE PER ASPIRAZIONE DELL'APPARATO RESPIRATORIO CON FORO DI CONTROLLO
334370	quality@spencer.it	DG00214	DGX 50 - CATETERE DI ASPIRAZIONE CH/FG 14	R05010102 - SONDE PER ASPIRAZIONE DELL'APPARATO RESPIRATORIO CON FORO DI CONTROLLO
1400781/R	1400781/R	DG00214	DGX 50 - CATETERE DI ASPIRAZIONE CH/FG 14	R05010102 - SONDE PER ASPIRAZIONE DELL'APPARATO RESPIRATORIO CON FORO DI CONTROLLO
334371	quality@spencer.it	DG00216	DGX 50 - CATETERE DI ASPIRAZIONE CH/FG 16	R05010102 - SONDE PER ASPIRAZIONE DELL'APPARATO RESPIRATORIO CON FORO DI CONTROLLO
24891/R	24891/R	DG00216	DGX 50 - CATETERE DI ASPIRAZIONE CH/FG 16	R05010102 - SONDE PER ASPIRAZIONE DELL'APPARATO RESPIRATORIO CON FORO DI CONTROLLO
1400788/R	1400788/R	DG00216	DGX 50 - CATETERE DI ASPIRAZIONE CH/FG 16	R05010102 - SONDE PER ASPIRAZIONE DELL'APPARATO RESPIRATORIO CON FORO DI CONTROLLO
334374	quality@spencer.it	DG00218	DGX 50 - CATETERE DI ASPIRAZIONE CH/FG 18	R05010102 - SONDE PER ASPIRAZIONE DELL'APPARATO RESPIRATORIO CON FORO DI CONTROLLO
24891/R	24891/R	DG00218	DGX 50 - CATETERE DI ASPIRAZIONE CH/FG 18	R05010102 - SONDE PER ASPIRAZIONE DELL'APPARATO RESPIRATORIO CON FORO DI CONTROLLO
1400785/R	1400785/R	DG00218	DGX 50 - CATETERE DI ASPIRAZIONE CH/FG 18	R05010102 - SONDE PER ASPIRAZIONE DELL'APPARATO RESPIRATORIO CON FORO DI CONTROLLO
Esenzione	Esenzione	DG00221	SONDINO NASOGASTRICO 12	Esenzione D.M. 21/12/09 (No registrazione per fabbricante c/sede legale CE)
Esenzione	Esenzione	DG00222	SONDINO NASOGASTRICO 14	Esenzione D.M. 21/12/09 (No registrazione per fabbricante c/sede legale CE)
Esenzione	Esenzione	DG00223	SONDINO NASOGASTRICO 16	Esenzione D.M. 21/12/09 (No registrazione per fabbricante c/sede legale CE)
136749/R	136749/R	DG00601	UNIVERSAL FORBICI BOTTONUTE ARANCIO	L01040199 - FORBICI PER BENDE E VESTIARIO - ALTRE
136710/R	136710/R	DG00602	UNIVERSAL FORBICI BOTTONUTE GIALLE	L01040199 - FORBICI PER BENDE E VESTIARIO - ALTRE
136750/R	136750/R	DG00603	UNIVERSAL FORBICI BOTTONUTE NERE	L01040199 - FORBICI PER BENDE E VESTIARIO - ALTRE
89928	quality@spencer.it	DG01310	DGX 310 SFIGMOMANOMETRO A MERCURIO DA TAVOLO	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
89961	quality@spencer.it	DG01311	DGX 311 SFIGMOMANOMETRO A MERCURIO CON FONENDOSCOPIO	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
89972	quality@spencer.it	DG01320	SMR SFIGMOMANOMETRO A MERCURIO PER RAIL	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
89995	quality@spencer.it	DG01321	SFIGMOMANOMETRO A MERCURIO PER BARRA	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
90124/R	90124/R	DG01409	SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE CHIUSURA VELCRO	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
90110/R	90110/R	DG01410	DGX 410 - SFIGMO.ANER. 2 TUBI C/BRACC.ADULTO BLU	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
90113/R	90113/R	DG01411	BASIC BP SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
501170	quality@spencer.it	DG01412	PROFESSIONAL - SFIGMOM. ANER. PEDIAT. C/BRACC NERO	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
501172	quality@spencer.it	DG01413	PROFESSIONAL - SFIGMOM. ANER. ADULTO C/BRACC NERO	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
90117/R	90117/R	DG01414	DGX 414 SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE BRACCIALE PEDIATRICO	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
90120/R	90120/R	DG01415	DGX 415 SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE BAMBINO	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
90078/R	90078/R	DG01417	PROFESSIONAL SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE BAMBINO	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
90077/R	90077/R	DG01418	PROFESSIONAL SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PALMARE	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
90081/R	90081/R	DG01419	PROFESSIONAL SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
501169	quality@spencer.it	DG01434	DGX 434 SFIGMOM. ANEROIDE NEONATALE BRACCIALE BLU	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
90086/R	90086/R	DG01460	DIAGNOSTIC SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE BRACCIALE ADULTO	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA

89887	quality@spencer.it	DG01500	VISO KOMPAK SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
89889	quality@spencer.it	DG01502	VISO KOMPAK SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DA TAVOLA	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
89767	quality@spencer.it	DG01600	VISO BUMPER SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE QUADRANTE GIALLO	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
89842	quality@spencer.it	DG01601	VISO BUMPER SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE QUADRANTE NERO	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
89893	quality@spencer.it	DG01602	VISO BUMPER SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE QUADRANTE GIALLO 10G	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
89895	quality@spencer.it	DG01603	VISO BUMPER SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE QUADRANTE NERO 10G	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
458055	quality@spencer.it	DG01604	VISO BUMPER SFIG.ANER.QUAD.GIALLO X RAIL	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
458056	quality@spencer.it	DG01605	VISO BUMPER SFIG.ANER.QUAD.NERO X RAIL	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
458058	quality@spencer.it	DG01606	VISO BUMPER SFIG.ANER.QUAD.GIALLO X RAIL 10 G	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
458059	quality@spencer.it	DG01607	VISO BUMPER SFIG.ANER.QUAD.NERO X RAIL 10 G	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
458060	quality@spencer.it	DG01608	VISO BUMPER SFIG.ANER.QUAD.GIALLO X REK-OX	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
458061	quality@spencer.it	DG01609	VISO BUMPER SFIG.ANER.QUAD.NERO X REK-OX	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
396206	quality@spencer.it	DG01616	VISO BUMPER SFIG.ANER.QUAD.GIALLO X REK-OX 10 G	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
458063	quality@spencer.it	DG01617	VISO BUMPER SFIG.ANER.QUAD.NERO X REK-OX 10 G	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
90167/R	90167/R	DG02110	DGX 110 FONENDOSCOPIO BASE NERO	C9005 - FONENDOSCOPI E STETOSCOPI
90169/R	90169/R	DG02230	NURSE SCOPE FONENDOSCOPIO	C9005 - FONENDOSCOPI E STETOSCOPI
90171/R	90171/R	DG02280	DGX 280 STETOSCOPIO PEDIATRICO	C9005 - FONENDOSCOPI E STETOSCOPI
90170/R	90170/R	DG02310	DGX 111 STETOSCOPIO NERO	C9005 - FONENDOSCOPI E STETOSCOPI
90157/R	90157/R	DG02601	DGX 601 FONENDOSCOPIO CARDIOLOGICO NERO	C9005 - FONENDOSCOPI E STETOSCOPI
90159/R	90159/R	DG02602	DGX 602 STETOSCOPIO CARDIOLOGICO NERO	C9005 - FONENDOSCOPI E STETOSCOPI
4362	quality@spencer.it	DG02999	KIT TEORICO MINISTERO LARINGOSCOPI	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
141647/R	141647/R	DG03100	L-HANDLE MANICO PER LARINGOSCOPIO A LUCE TRADIZIONALE ADULTO	Z12021003 - LARINGOSCOPI
141659/R	141659/R	DG03101	L-HANDLE MANICO PER LARINGOSCOPIO A LUCE TRADIZIONALE PEDIATRICO	Z12021003 - LARINGOSCOPI
413099	quality@spencer.it	DG03102	GRIP UP MANICO ERGONOMICO LARINGO A LUCE CONVENZ.	Z12021003 - LARINGOSCOPI
58403/R	58403/R	DG03110	TFJ LARINGO LUCE TRAD.C/3 LAME MACINTOSH MIS.1/2/3	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58423/R	58423/R	DG03111	TFJ LARINGO LUCE TRAD.C/4 LAME MACINT. MIS.0/1/2/3	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58384/R	58384/R	DG03112	TFJ LARINGO LUCE TRAD.C/3 LAME MILLER MIS.1-2-3	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58343/R	58343/R	DG03113	LSK 1 - KIT LARINGOSCOPIO 10 LAME CONVEZIONALI	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58443	quality@spencer.it	DG03114	TFJ LARINGO LUCE TRAD.C/4 LAME MACINT. MIS.1/2/3/4	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58324/R	58324/R	DG03115	LSK 2 - KIT LARINGOSCOPIO PEDIATRICO 6 LAME CONV.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58364/R	58364/R	DG03116	LSK 4 - KIT LARINGO PROF. 10 LAME LUCE CONVENZ.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58325/R	58325/R	DG03117	LSK 5 - KIT LARINGO PEDIATR 3 LAME CONV+QUANTI LTX	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58463/R	58463/R	DG03119	TFJ LARINGO LUCE TRAD.C/3 LAME MACINTOSH MIS.0/1/2	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
37623/R	37623/R	DG03120	DG03120	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
58383/R	58383/R	DG03122	KIT LARINGOSCOPIO ADULTO	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
814788/R	814788/R	DG03500	LARINGOSCOPIO PER EMERGENZA SOLO SPENCER	Z12021003 - LARINGOSCOPI
141661/R	141661/R	DG03700	L-HANDLE MANICO PER LARINGOSCOPIO A FIBRE OTTICHE ADULTO	Z12021003 - LARINGOSCOPI
147180/R	147180/R	DG03701	C-BLADE LAMA CURVA FIBRE OTTICHE MIS. 1	Z12021003 - LARINGOSCOPI
147181/R	147181/R	DG03702	C-BLADE LAMA CURVA FIBRE OTTICHE MIS. 2	Z12021003 - LARINGOSCOPI
147182/R	147182/R	DG03703	C-BLADE LAMA CURVA FIBRE OTTICHE MIS. 3	Z12021003 - LARINGOSCOPI
147183/R	147183/R	DG03704	C-BLADE LAMA CURVA FIBRE OTTICHE MIS. 4	Z12021003 - LARINGOSCOPI
141662/R	141662/R	DG03705	L-HANDLE MANICO PER LARINGOSCOPIO A FIBRE OTTICHE PEDIATRICO	Z12021003 - LARINGOSCOPI
73583	quality@spencer.it	DG03709	SET LARINGO FIBRE OTT.C/LAME MACINTOSH MIS.1/2/3/4	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
4362/R	4362/R	DG03710	SET LARINGOSCOPIO FIBRE OTTICHEC/LAME MIS.2/3/4	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE

62263/R	62263/R	DG03710	SET LARINGOSCOPIO FIBRE OTTICHEC/LAME MIS.2/3/4	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
147198/R	147198/R	DG03711	S-BLADE LAMA FIBRE OTTIC. MILLER MIS. 1	Z12021003 - LARINGOSCOPI
147199/R	147199/R	DG03712	S-BLADE LAMA FIBRE OTTIC. MILLER MIS. 2	Z12021003 - LARINGOSCOPI
147201/R	147201/R	DG03713	S-BLADE LAMA FIBRE OTTIC. MILLER MIS. 3	Z12021003 - LARINGOSCOPI
147202/R	147202/R	DG03714	S-BLADE LAMA FIBRE OTTIC. MILLER MIS. 4	Z12021003 - LARINGOSCOPI
996047/R	996047/R	DG03716	C-BLADE - LAMA FIBRE OTTICHE MACINTOSH MIS. 0	Z12021003 - LARINGOSCOPI
1480642	quality@spencer.it	DG03719	C-BLADE - LAMA FIBRE OTTICHE MACINTOSH MIS. 5	Z12021003 - LARINGOSCOPI
413098	quality@spencer.it	DG03720	GRIP UP MANICO ERGONOMICO LARINGO A FIBRE OTTICHE	Z12021003 - LARINGOSCOPI
141676/R	141676/R	DG03800	L-HANDLE MANICO PER LARINGOSCOPIO MONOUSO A FIBRE OTTICHE ADULTO	Z12021003 - LARINGOSCOPI
147142/R	147142/R	DG03801	D-BLADE LAMA FIBRE OTTICHE MONOUSO MACINTOSH MIS. 2	Z12021003 - LARINGOSCOPI
147164/R	147164/R	DG03802	D-BLADE LAMA FIBRE OTTICHE MONOUSO MACINTOSH MIS. 3	Z12021003 - LARINGOSCOPI
147165/R	147165/R	DG03803	D-BLADE LAMA FIBRE OTTICHE MONOUSO MACINTOSH MIS. 4	Z12021003 - LARINGOSCOPI
147147/R	147147/R	DG03804	D-BLADE LAMA FIBRE OTTICHE MONOUSO MILLER MIS. 0	Z12021003 - LARINGOSCOPI
147148/R	147148/R	DG03805	D-BLADE LAMA FIBRE OTTICHE MONOUSO MILLER MIS. 1	Z12021003 - LARINGOSCOPI
147157/R	147157/R	DG03806	D-BLADE LAMA FIBRE OTTICHE MONOUSO MILLER MIS. 2	Z12021003 - LARINGOSCOPI
147158/R	147158/R	DG03807	D-BLADE LAMA FIBRE OTTICHE MONOUSO MILLER MIS. 3	Z12021003 - LARINGOSCOPI
4362	quality@spencer.it	DG03810	SET LARINGO FIBRE OTTICHE MONO.C/LAME 3MAC+3MILLER	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
59083/R	59083/R	DG03810	LSK 3 - KIT LARINGOSCOPIO 6 LAME F.OTTICHE MONOUSO	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
61563/R	61563/R	DG03811	LSK 1 - KIT LARINGOSCOPIO 8 LAME FIBRE OTTICHE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
59084/R	59084/R	DG03812	LSK 2 - KIT LARINGOSCOPIO PEDIATR. 6 LAME F/OTT.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
62283/R	62283/R	DG03814	LSK 4 - KIT LARINGO PROF. 8 LAME FIBRE OTTICHE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
59103/R	59103/R	DG03815	LSK 5 - KIT LARINGO ADULTO 3 LAME F/OTT+GUANTI LTX	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
37603/R	37603/R	DG03816	MOD.R016 LSK 5 KIT LARING.HOLSTER FIB.OTT.4 MIS.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
147189/R	147189/R	DG04000	S-BLADE LAMA RETTA ACC. MILLER MIS. 0	Z12021003 - LARINGOSCOPI
147191/R	147191/R	DG04001	S-BLADE LAMA RETTA ACC. MILLER MIS. 1	Z12021003 - LARINGOSCOPI
147192/R	147192/R	DG04002	S-BLADE LAMA RETTA ACC. MILLER MIS. 2	Z12021003 - LARINGOSCOPI
147193/R	147193/R	DG04003	S-BLADE LAMA RETTA ACC. MILLER MIS. 3	Z12021003 - LARINGOSCOPI
147194/R	147194/R	DG04004	S-BLADE LAMA RETTA ACC. MILLER MIS. 4	Z12021003 - LARINGOSCOPI
147170/R	147170/R	DG05000	C-BLADE LAMA CURVA MCINTOSH MIS. 0	Z12021003 - LARINGOSCOPI
147175/R	147175/R	DG05001	C-BLADE LAMA CURVA MCINTOSH MIS. 1	Z12021003 - LARINGOSCOPI
147176/R	147176/R	DG05002	C-BLADE LAMA CURVA MCINTOSH MIS. 2	Z12021003 - LARINGOSCOPI
147177/R	147177/R	DG05003	C-BLADE LAMA CURVA MCINTOSH MIS. 3	Z12021003 - LARINGOSCOPI
147178/R	147178/R	DG05004	C-BLADE LAMA CURVA MCINTOSH MIS. 4	Z12021003 - LARINGOSCOPI
1475400	quality@spencer.it	DG05005	C-BLADE - LAMA MACINTOSH MIS.5	Z12021003 - LARINGOSCOPI
882374/R	882374/R	DG06007	SISTEMA 3 - SFIGMOMANOMETRO MULTIBRACCIALE (3)	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
1530326	quality@spencer.it	DG06008	SISTEMA 5 - SFIGMOMANOMETRO MULTIBRACCIALE (5)	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
501173	quality@spencer.it	DG06011	SISTEMA 2 - SFIGMOM. MULTIBRACCIALE NERO	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
90026/R	90026/R	DG06020	SFIGMOTEK SFIGMOMANOMETRO PALMARE	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
90065/R	90065/R	DG06022	SFIGMOTEK SFIGMOMANOMETRO CON BRACCIALE ADULTO	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
90068/R	90068/R	DG06023	SFIGMOTEK SFIGMOMANOMETRO CON BRACCIALE PEDIATRICO	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
29523	quality@spencer.it	DG06025	SISTEMA 3 - SFIGMOMANOMETRO MULTIBRAC. C/STETOSCOPIO	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
29543	quality@spencer.it	DG06026	SISTEMA 5 - SFIGMOMAN.MULTIBRAC. C/STETOSCOPIO	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
33164	quality@spencer.it	DG06027	SISTEMA 2 - SFIGMOMAN.MULTIBRAC. NERO C/STETOSC.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
1748645		DG06040	SISTEMA 1 - KIT SFIGMO. PALMARE C/BRACCIALE ADULTO	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA

1748646		DG06041	SISTEMA 1 - KIT SFIGMO. PALMARE C/BRACCIALE PEDIAT	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
1748647		DG06042	SISTEMA 1 - KIT SFIGMO. PALMARE C/BRACC. NEONATALE	C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA
33715/R	33715/R	DG07049	MONITOR DEFIBRILLATORE PHILIPS HEARTSTART XL	Z12030502 - DEFIBRILLATORI MANUALI
224471/R	224471/R	DG07060	DEFIBRILLATORE PAD BASIC + 2 ELETTR/BATT+CUSTODIA	Z12030599 - DEFIBRILLATORI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI
224714/R	224714/R	DG07063	1 CONF.ELETTRODI/BATTERIA ADULTO x PAD	Z12030599 - DEFIBRILLATORI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI
1087947/R	1087947/R	DG07064	DEFIBRILLATORE PAD 350P + 1 ELETTR/BATT + CUSTODIA	Z12030501 a DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI
226761/R	226761/R	DG07096	1 CONF.ELETTRODI/BATTERIA PEDIATRICO x PAD	Z12030599 - DEFIBRILLATORI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI
413313	quality@spencer.it	DG08061	PEN LIGHT BLUE PLASTIC C/2 BATT.SERIG. E BLISTER	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
785990	quality@spencer.it	DG08062	DGX 062 - PEN LIGHT BLU PLASTICA S/BATTERIE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
814947	quality@spencer.it	DG08080	LED LIGHT PEN - PENNA LUMINOSA ALLUMINIO CON LED	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
797007	quality@spencer.it	DG08091	DGX 091 - PEN LIGHT ACCIAIO INOX S/BATTERIE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
2961	2961/R	DG09112	LANCETTE MONOUSO STERILI LETTURA GLICEMIA 25 PZ.	V0104 - LANCETTE PUNGIDITO MONOUSO
1177263	1177263/R	DG09115	ACCU-CHEK AVIVA KIT con pungidito	W0201060102 - APPARECCHIATURA PER GLICEMIA (IVD)
1189648	1189648/R	DG09116	ACCU-CHEK AVIVA conf.25pz.STRIS.REACTIVE	W0201060102 - APPARECCHIATURA PER GLICEMIA
34148/R	34148/R	DG10502	CATETERE MOUNT RETTO	
90160/R	90160/R	DG21190	DGX 190 SPRAGUE RAPPAPORT TUBO ARANCIO	C9005 - FONENDOSCOPI E STETOSCOPI
90161/R	90161/R	DG21191	DGX 191 SPRAGUE RAPPAPORT TUBO BLU	C9005 - FONENDOSCOPI E STETOSCOPI
90162/R	90162/R	DG21192	STETO SPRAGUE RAPPAPORT TUBO GRIGIO	C9005 - FONENDOSCOPI E STETOSCOPI
90163/R	90163/R	DG21193	DGX 193 SPRAGUE RAPPAPORT TUBO GIALLO	C9005 - FONENDOSCOPI E STETOSCOPI
90175	quality@spencer.it	DG21195	DGX 195 STETOSCOPIO MONOUSO	C9005 - FONENDOSCOPI E STETOSCOPI
90204	quality@spencer.it	DG21196	DGX 195 FONENDOSCOPIO MONOUSO CONFEZIONE 10 PZ	C9005 - FONENDOSCOPI E STETOSCOPI
90164/R	90164/R	DG21198	DGX 198 SPRAGUE RAPPAPORT TUBO NERO	C9005 - FONENDOSCOPI E STETOSCOPI
90165/R	90165/R	DG21199	DGX 199 SPRAGUE RAPPAPORT TUBO GIALLO	C9005 - FONENDOSCOPI E STETOSCOPI
335445	quality@spencer.it	DG50300	MANDRINO INTUBAZIONE IN PVC ADULTO	R01030201 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI NON ARMATI
908397/R	908397/R	DG50300	DGX 30 - MANDRINO DEFORMABILE ADULTO	L031199 - SONDE E SPECILLI - ALTRI
335446	quality@spencer.it	DG50301	MANDRINO INTUBAZIONE IN PVC PEDIATRICO	R01030201 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI NON ARMATI
908416/R	908416/R	DG50301	DGX 31 - MANDRINO DEFORMABILE PEDIATRICO	L031199 - SONDE E SPECILLI - ALTRI
335447	quality@spencer.it	DG50302	MANDRINO PER INTUBAZIONE ? 2 mm.	R01030201 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI NON ARMATI
62303/R	62303/R	DG80004	SPENCER INTUBE - KIT. INTUB. PROF. C/LAME CONVENZ.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
27243	quality@spencer.it	DG80005	IME KIT INTUBAZIONE COMPLETO	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
59363/R	59363/R	DG80044	SPENCER INTUBE C/LARINGO LUCE TRAD.C/4 LAME MACIN.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
334489	quality@spencer.it	DG80531	C-F TUBO TRACHEALE mis.3.0 NON CUFFIATO	R01030101 - TUBI TRACHEALI NON CUFFIATI NON ARMATI
159448/R	159448/R	DG80531	C-F TUBO TRACHEALE mis.3.0 NON CUFFIATO	R01030101 - TUBI TRACHEALI NON CUFFIATI NON ARMATI
908455/R	908455/R	DG80531	C-F - TUBO ENDOTRACH. STERILE NON CUFFIATO MIS.3	R01030101 - TUBI TRACHEALI NON CUFFIATI NON ARMATI
334494	quality@spencer.it	DG80536	C-F TUBO TRACHEALE mis.3.5 NON CUFFIATO	R01030101 - TUBI TRACHEALI NON CUFFIATI NON ARMATI
159448/R	159448/R	DG80536	C-F TUBO TRACHEALE mis.3.5 NON CUFFIATO	R01030101 - TUBI TRACHEALI NON CUFFIATI NON ARMATI
908594/R	908594/R	DG80536	C-F - TUBO ENDOTRACH. STERILE NON CUFFIATO MIS.3,5	R01030101 - TUBI TRACHEALI NON CUFFIATI NON ARMATI
334495	quality@spencer.it	DG80541	C-F TUBO TRACHEALE mis.4.0 NON CUFFIATO	R01030101 - TUBI TRACHEALI NON CUFFIATI NON ARMATI
159448/R	159448/R	DG80541	CATETERE ASPIRAZIONE CONTROLL. CH/FG 18	R01030101 - TUBI TRACHEALI NON CUFFIATI NON ARMATI
908676/R	908676/R	DG80541	C-F - TUBO ENDOTRACH. STERILE NON CUFFIATO MIS.4	R01030101 - TUBI TRACHEALI NON CUFFIATI NON ARMATI
334496	quality@spencer.it	DG80545	C-F TUBO TRACHEALE mis.4.5 CON CUFFIA	R01030201 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI NON ARMATI
159462/R	159462/R	DG80545	C-F TUBO TRACHEALE mis.4.5 CON CUFFIA	R01030201 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI NON ARMATI
908754/R	908754/R	DG80545	C-F - TUBO ENDOTRACHEALE STERILE CUFFIATO MIS.4,5	R01030202 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI NON ARMATI
334498	quality@spencer.it	DG80550	C-F TUBO TRACHEALE mis.5 CON CUFFIA	R01030201 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI NON ARMATI

159462/R	159462/R	DG80550	C-F TUBO TRACHEALE mis.5 CON CUFFIA	R01030201 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI NON ARMATI
908775/R	908775/R	DG80550	C-F - TUBO ENDOTRACHEALE STERILE CUFFIATO MIS.5	R01030202 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI ARMATI
334500	quality@spencer.it	DG80555	C-F TUBO TRACHEALE mis.5.5 CON CUFFIA	R01030201 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI NON ARMATI
159462/R	159462/R	DG80555	C-F TUBO TRACHEALE mis.5.5 CON CUFFIA	R01030201 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI NON ARMATI
908796/R	908796/R	DG80555	C-F - TUBO ENDOTRACHEALE STERILE CUFFIATO MIS.5,5	R01030202 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI ARMATI
334501	quality@spencer.it	DG80560	C-F TUBO TRACHEALE mis.6 CON CUFFIA	R01030201 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI NON ARMATI
159462/R	159462/R	DG80560	C-F TUBO TRACHEALE mis.6 CON CUFFIA	R01030201 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI NON ARMATI
908815/R	908815/R	DG80560	C-F - TUBO ENDOTRACHEALE STERILE CUFFIATO MIS.6	R01030202 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI ARMATI
334502	quality@spencer.it	DG80565	C-F TUBO TRACHEALE mis.6.5 CON CUFFIA	R01030201 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI NON ARMATI
159462/R	159462/R	DG80565	C-F TUBO TRACHEALE mis.6.5 CON CUFFIA	R01030201 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI NON ARMATI
908825/R	908825/R	DG80565	C-F - TUBO ENDOTRACHEALE STERILE CUFFIATO MIS.6,5	R01030202 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI ARMATI
334506	quality@spencer.it	DG80570	C-F TUBO TRACHEALE mis.7 CON CUFFIA	R01030201 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI NON ARMATI
159462/R	159462/R	DG80570	C-F TUBO TRACHEALE mis.7 CON CUFFIA	R01030201 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI NON ARMATI
908840/R	908840/R	DG80570	C-F - TUBO ENDOTRACHEALE STERILE CUFFIATO MIS.7	R01030202 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI ARMATI
334507	quality@spencer.it	DG80575	C-F TUBO TRACHEALE mis.7.5 CON CUFFIA	R01030201 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI NON ARMATI
159462/R	159462/R	DG80575	C-F TUBO TRACHEALE mis.7.5 CON CUFFIA	R01030201 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI NON ARMATI
908847/R	908847/R	DG80575	C-F - TUBO ENDOTRACHEALE STERILE CUFFIATO MIS.7,5	R01030202 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI ARMATI
334508	quality@spencer.it	DG80580	C-F TUBO TRACHEALE mis.8 CON CUFFIA	R01030201 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI NON ARMATI
159462/R	159462/R	DG80580	C-F TUBO TRACHEALE mis.8 CON CUFFIA	R01030201 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI NON ARMATI
908854/R	908854/R	DG80580	C-F - TUBO ENDOTRACHEALE STERILE CUFFIATO MIS.8	R01030202 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI ARMATI
334509	quality@spencer.it	DG80585	C-F TUBO TRACHEALE mis.8.5 CON CUFFIA	R01030201 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI NON ARMATI
159462/R	159462/R	DG80585	C-F TUBO TRACHEALE mis.8.5 CON CUFFIA	R01030201 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI NON ARMATI
908868/R	908868/R	DG80585	C-F - TUBO ENDOTRACHEALE STERILE CUFFIATO MIS.8,5	R01030202 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI ARMATI
334510	quality@spencer.it	DG80590	C-F TUBO TRACHEALE mis.9 CON CUFFIA	R01030201 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI NON ARMATI
159462/R	159462/R	DG80590	C-F TUBO TRACHEALE mis.9 CON CUFFIA	R01030201 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI NON ARMATI
908880/R	908880/R	DG80590	C-F - TUBO ENDOTRACHEALE STERILE CUFFIATO MIS.9	R01030202 - TUBI TRACHEALI CUFFIATI ARMATI
334434	quality@spencer.it	DG90001	TUBO TRACHEOTOMIA STERILE CUFFIATO MIS.5 mm	M030501 - BENDAGGI PRONTI PER IMMOBILIZZAZIONE DI SPALLA, BRACCIO E CLAVICOLA
334444	quality@spencer.it	DG90002	TUBO TRACHEOTOMIA STERILE CUFFIATO MIS.7 mm	M030501 - BENDAGGI PRONTI PER IMMOBILIZZAZIONE DI SPALLA, BRACCIO E CLAVICOLA
334445	quality@spencer.it	DG90003	TUBO TRACHEOTOMIA STERILE CUFFIATO MIS.9 mm	M030501 - BENDAGGI PRONTI PER IMMOBILIZZAZIONE DI SPALLA, BRACCIO E CLAVICOLA
329444	quality@spencer.it	DG90550	NASAL AIRWAY 5,0 MM	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
907794/R	907794/R	DG90550	DGX 550 - CANNULA NASOF. DI WENDL MIS.0 (5,0 mm)	R010101 - TUBI NASOFARINGEI
329446	quality@spencer.it	DG90555	NASAL AIRWAY 5,5 MM	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
908075/R	908075/R	DG90555	DGX 550 - CANNULA NASOF. DI WENDL MIS.1 (5,5 mm)	R010101 - TUBI NASOFARINGEI
79783	quality@spencer.it	DG90556	DGX 550 - KIT CANNULE NASOF. DI WENDL 6 MISURE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
329447	quality@spencer.it	DG90560	NASAL AIRWAY 6,0 MM	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
908219/R	908219/R	DG90560	DGX 550 - CANNULA NASOF. DI WENDL MIS.2 (6,0 mm)	R010101 - TUBI NASOFARINGEI
329448	quality@spencer.it	DG90565	NASAL AIRWAY 6,5 MM	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
908243/R	908243/R	DG90565	DGX 550 - CANNULA NASOF. DI WENDL MIS.3 (6,5 mm)	R010101 - TUBI NASOFARINGEI
329449	quality@spencer.it	DG90570	NASAL AIRWAY 7,0 MM	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
908280/R	908280/R	DG90570	DGX 550 - CANNULA NASOF. DI WENDL MIS.4 (7,0 mm)	R010101 - TUBI NASOFARINGEI
329451	quality@spencer.it	DG90575	NASAL AIRWAY 7,5 MM	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
908335/R	908335/R	DG90575	DGX 550 - CANNULA NASOF. DI WENDL MIS.5 (7,5 mm)	R010101 - TUBI NASOFARINGEI
218123	quality@spencer.it	DR10360	SPENCER GLOVEX MIS.S AQL1.5QUANTI LATT.CONF.100pz	T010201 - QUANTI NON CHIRURGICI IN LATTICE
218133	quality@spencer.it	DR10361	SPENCER GLOVEX MIS.M AQL1.5QUANTI LATT.CONF.100pz	T010201 - QUANTI NON CHIRURGICI IN LATTICE

218134	quality@spencer.it	DR10362	SPENCER GLOVEX MIS.L AQL1.5GUANTI LATT.CONF.100pz	T010201 - GUANTI NON CHIRURGICI IN LATTICE
836389	quality@spencer.it	DR10365	GUANTO IN LATTICE NON STERILE MIS.M	T010201 - GUANTI NON CHIRURGICI IN LATTICE
477936/R	quality@spencer.it	DR10366	GUANTO IN LATTICE NON STERILE MIS.L	T010201 - GUANTI NON CHIRURGICI IN LATTICE
218197	quality@spencer.it	DR10370	SPENCER GLOVEX MIS.S S/TALCO IN NITRILE CONF.100	T010299 - GUANTI NON CHIRURGICI - ALTRI
218205	quality@spencer.it	DR10371	SPENCER GLOVEX MIS.S M/TALCO IN NITRILE CONF.100	T010299 - GUANTI NON CHIRURGICI - ALTRI
218206	quality@spencer.it	DR10372	SPENCER GLOVEX MIS.L S/TALCO IN NITRILE CONF.100	T010299 - GUANTI NON CHIRURGICI - ALTRI
1709567/R	1709567/R	DR10380	GUANTI MONOUSO IN LATTICE STERILI TG.L CONF.2pz	T010201 - GUANTI NON CHIRURGICI IN LATTICE
186187/R	186187/R	DR30400	MASCHERINA PROTEZIONE MONOUSO CONF.100pz.	T020601 - MASCHERINE CHIRURGICHE STANDARD
195728/R	195728/R	DR60551	FEDERE MONOUSO VERDE	T030502 - COPERTURE IGIENICHE PER LETTI E BARELLE
195728/R	195728/R	DR60552	DRX 551 FEDERE MONOUSO VERDE 100 PZ	T030502 - COPERTURE IGIENICHE PER LETTI E BARELLE
195728/R	195728/R	DR60850	DRX 850 LENZUOLO IN TNT	T030502 - COPERTURE IGIENICHE PER LETTI E BARELLE
195728/R	195728/R	DR60851	DRX 850 LENZUOLO IN TNT CONF. 100 PZ	T030502 - COPERTURE IGIENICHE PER LETTI E BARELLE
195788	quality@spencer.it	DR60852	LENZUOLO IN TNT MONOUSO VERDE CON ANGOLI	T030502 - COPERTURE IGIENICHE PER LETTI E BARELLE
958674	quality@spencer.it	DY32200	RES Q TUBE - SALVAGENTE LINEARE UNIVERSALE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
887494	quality@spencer.it	DY32400	DOLPHIN - SALVAGENTE LINEARE UNIVERSALE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
887374	quality@spencer.it	DY32500	DOLPHIN - SALVAGENTE LIN.UNIV.C/FLEX M.E MANIGLIE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
90557/R	90557/R	EN00051	ENDURO T BARELLA SEMIAUTOMATICA MULTILIVELLO PIANLAE NERO TELAIO CROMO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
90568/R	90568/R	EN01051	ENDURO TF BARELLA SEMIAUTOMATICA MULTILIVELLO PIANALE NERO TELAIO CROMATO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
90521/R	90521/R	EN10054	ENDURO T BARELLA SEMIAUTOMATICA MULTILIVELLO PIANALE NERO TELAIO GIALLO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1748659		EN10055	ENDURO 300 T P/NERO T/GIALLO MULTI LEVEL STRETCHER	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
90561/R	90561/R	EN11054	ENDURO TF BARELLA SEMIAUTOMATICA MULTILIVELLO PIANALE NERO TELAIO GIALLO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1477735	quality@spencer.it	EN11056	ENDURO TF AMERICA P/NERO T/GIALLO C/QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
805327/R	805327/R	EN90000	FISSAGGIO AMERICA 34	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
416482	quality@spencer.it	EN90003	END-T TAVOLINO PER BARELLE CERTIFICATO 10G	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
90574/R	90574/R	EN90006	ENDURO INCUBATOR E BARELLA SEMIAUTOMATICA CON PIANO INCORPORATO PER INCUBATRICE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
90585/R	90585/R	EN90007	ENDURO INCUBATOR D BARELLA SEMIAUTOMATICA CON PIANO ESTRAIBILE PER INCUBATRICE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
805348/R	805348/R	EN90010	FISSAGGIO AMERICA 35	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
413104	quality@spencer.it	EN90012	ASTA PORTAFLEBO PER TAVOLINO END-T	V80 - ACCESSORI PER USO CLINICO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI
796948/R	796948/R	EN90016	FISSAGGIO AMERICA 36	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
796968/R	796968/R	EN90017	FISSAGGIO AMERICA 38	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1477729	quality@spencer.it	EN90019	CARRERA XL TF TEC AMERICA P/NERO T/GIALLO C/QMX777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1478255	quality@spencer.it	EN90020	FISSAGGIO AMERICA 34 AUTOCARICANTI	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
62663	quality@spencer.it	EV00102	CIRCUITO PAZIENTE PEDIATRICO PER VENTILATORE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
62663	quality@spencer.it	EV00102	CIRCUITO PAZIENTE PEDIATRICO PER VENTILATORE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
4991	quality@spencer.it	EV00106	CIRCUITO PAZIENTE VENTILATORE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
5223	quality@spencer.it	EV00190	SPENCER 190 VENTILATORE POLM.ELETTRONICO PANNI ITA	ASSEMBLATO ART. 12 - CND SOLO VENTILATORE E' Z12030104 - VENTILATORI POLMONARI TRASPORTABILI
5223	quality@spencer.it	EV00202	SPENCER 202 VENTILATORE POLM.ELETTRONICO PANNI ITA	ASSEMBLATO ART. 12 - CND SOLO VENTILATORE E' Z12030104 - VENTILATORI POLMONARI TRASPORTABILI
29184	quality@spencer.it	EV01118	SPENCER 118 VENTILATORE POLM.PNEUMATICO PANNI ING.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
5223	quality@spencer.it	EV01170	SPENCER 170 VENTILATORE POLM.ELETTRONICO PANNI ING	ASSEMBLATO ART. 12 - CND SOLO VENTILATORE E' Z12030104 - VENTILATORI POLMONARI TRASPORTABILI
118789	quality@spencer.it	EV01170/N	SPENCER 170 NXT VENTILATORE POLMONARE ELETTRONICO	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
5223	quality@spencer.it	EV01190	SPENCER 190 VENTILATORE POLM.ELETTRONICO PAN. INGL	ASSEMBLATO ART. 12 - CND SOLO VENTILATORE E' Z12030104 - VENTILATORI POLMONARI TRASPORTABILI
118790	quality@spencer.it	EV01190/N	SPENCER 190 NXT VENTILATORE POLMONARE ELETTRONICO	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
5223	quality@spencer.it	EV01202	SPENCER 202 VENTILATORE POLM.ELETTRONICO PANNI ING	ASSEMBLATO ART. 12 - CND SOLO VENTILATORE E' Z12030104 - VENTILATORI POLMONARI TRASPORTABILI
29185	quality@spencer.it	EV02118	SPENCER 118 KOMPAK VENT. POLM.PNEUMATICO PANNI ING	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE

5223	quality@spencer.it	EV02170	SPENCER 170 KOMPAK VENT. POLM.ELETTRONICO PANN ING	ASSEMBLATO ART. 12 - CND SOLO VENTILATORE E' Z12030104 - VENTILATORI POLMONARI TRASPORTABILI
118791	quality@spencer.it	EV02170/N	SPENCER 170 NXT KOMPAK VENTILATORE POLM.ELETTRONIC	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
5223	quality@spencer.it	EV02171	SPENCER 170 KOMPAK BOMBOLA E RIDUTTORE AFNOR	ASSEMBLATO ART. 12 - CND SOLO VENTILATORE E' Z12030104 - VENTILATORI POLMONARI TRASPORTABILI
30983	quality@spencer.it	EV02172	SPENCER 170 KOMPAK BOMBOLA E RIDUTTORE DIN TED.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
5223	quality@spencer.it	EV02190	SPENCER 190 KOMPAK VENT. POLM.ELETTRONICO PANN ING	ASSEMBLATO ART. 12 - CND SOLO VENTILATORE E' Z12030104 - VENTILATORI POLMONARI TRASPORTABILI
118792	quality@spencer.it	EV02190/N	SPENCER 190 NXT KOMPAK VENTILATORE POLM.ELETTRONIC	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
100143	quality@spencer.it	EV02192	SPENCER 190 KOMPAK VENT. POLM.ELETR.DIN PANN.ING.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
5223	quality@spencer.it	EV02202	SPENCER 202 KOMPAK VENT. POLM.ELETTRONICO PANN ING	ASSEMBLATO ART. 12 - CND SOLO VENTILATORE E' Z12030104 - VENTILATORI POLMONARI TRASPORTABILI
37683	quality@spencer.it	EV02212	SPENCER 202 KOMPAK VENT. POLM.ELETR. DIN PAN. ING	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
202075/R	202075/R	EV03170	VENTILATORE POLMONARE 170 PANNELLO INGLESE	Z12030104 - VENTILATORI POLMONARI TRASPORTABILI
1530715	quality@spencer.it	EV03170/N	VENTILATORE POLMONARE 170 NXT ELETTRONICO	Z12030104 - VENTILATORI POLMONARI TRASPORTABILI
202074/R	202074/R	EV03190	VENTILATORE POLMONARE 190 PANNELLO INGLESE	Z12030104 - VENTILATORI POLMONARI TRASPORTABILI
1530717	quality@spencer.it	EV03190/N	VENTILATORE POLMONARE 190 NXT ELETTRONICO	Z12030104 - VENTILATORI POLMONARI TRASPORTABILI
202077/R	202077/R	EV03202	VENTILATORE POLMONARE 202 PANNELLO INGLESE	Z12030104 - VENTILATORI POLMONARI TRASPORTABILI
198555/R	198555/R	EV04190	VENTILATORE POLMONARE 190 PANNELLO ITALIANO	Z12030104 - VENTILATORI POLMONARI TRASPORTABILI
202078/R	202078/R	EV04202	VENTILATORE POLMONARE 202 PANNELLO ITALIANO	Z12030104 - VENTILATORI POLMONARI TRASPORTABILI
5223	quality@spencer.it	EV10000	ASSEMBLATO ART. 12 VENTILATORI EV10000	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
29203	quality@spencer.it	EV20118	SPENCER 118 KOMPAK VENT. POLM.SENZA BOMBO E RIDUT.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
5223	quality@spencer.it	EV20170	SPENCER 170 KOMPAK VENT. POLM.SENZA BOMBO E RIDUT.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND SOLO VENTILATORE E' Z12030104 - VENTILATORI POLMONARI TRASPORTABILI
62543	quality@spencer.it	EV20170	SPENCER 170 KOMPAK VENT. POLM.SENZA BOMBO E RIDUT.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
5223	quality@spencer.it	EV20190	SPENCER 190 KOMPAK VENT. POLM.SENZA BOMBO E RIDUT.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND SOLO VENTILATORE E' Z12030104 - VENTILATORI POLMONARI TRASPORTABILI
62563	quality@spencer.it	EV20190	SPENCER 190 KOMPAK VENT. POLM.SENZA BOMBO E RIDUT.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
5223	quality@spencer.it	EV20202	SPENCER 202 KOMPAK VENT. POLM.SENZA BOMBO E RIDUT.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND SOLO VENTILATORE E' Z12030104 - VENTILATORI POLMONARI TRASPORTABILI
118793	quality@spencer.it	EV21118	SPENCER 118 NXT VENTILATORE POLM. PNEUMATICO	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
118794	quality@spencer.it	EV22118	SPENCER 118 NXT KOMPAK VENTILATORE POLM.PNEUMATICO	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
1530740	quality@spencer.it	EV31118	VENTILATORE POLMONARE 118 NXT PNEUMATICO	Z12030104 - VENTILATORI POLMONARI TRASPORTABILI
310100/R	310100/R	EV50007	EVX 07 AUTOCLAVABILE PED/NEON. VALVOLA NON REBREATHING 40cm H2O	R0280 - CIRCUITI RESPIRATORI E CATETERI MOUNT - ACCESSORI
310106/R	310106/R	EV50008	EVX 08 MONOUSO PED./NEON. VALVOLA NON REBREATHING 40CM H2O	R0280 - CIRCUITI RESPIRATORI E CATETERI MOUNT - ACCESSORI
310108/R	310108/R	EV50009	EVX 09 MONOUSO ADULTO VALVOLA NON REBREATHING 60CM H2O	R0280 - CIRCUITI RESPIRATORI E CATETERI MOUNT - ACCESSORI
308019/R	308019/R	EV50010	EVX 10 MONOUSO VALVOLA NON REBREATHING	R0280 - CIRCUITI RESPIRATORI E CATETERI MOUNT - ACCESSORI
202025	quality@spencer.it	EV50011	EVX 11 AUTOCLAVABILE AD.VALV.NON REBREAT. 60CMH2O	R0280 - CIRCUITI RESPIRATORI E CATETERI MOUNT - ACCESSORI
202053/R	202053/R	EV50012	EVX 12 AUTOCLAVABILE VALVOLA NON REBREATHING	R0280 - CIRCUITI RESPIRATORI E CATETERI MOUNT - ACCESSORI
403902	quality@spencer.it	EV50013	VALVOLA NON REBREATHING S/SOVRAPRES.AUTOCL.(MOD.F)	R0280 - CIRCUITI RESPIRATORI E CATETERI MOUNT - ACCESSORI
343876	quality@spencer.it	EV50017	VALV. NON REBREAT AUTOCL.X VENTILATORE 60CMH2O	R0280 - CIRCUITI RESPIRATORI E CATETERI MOUNT - ACCESSORI
36129/R	36129/R	EV50020	TUBO COR.PVC ø 22mm 120cm CON MANICOTTI IN GOMMA	RO2010101 - Circuiti standard senza raccogli condensa
34490/R	34490/R	EV50021	RACCORDO DIRITTO 22M/15F NONSTERILE PER CIRC. PAZ	RO203 - Raccordi per uso anestesia e rianimazione
972167	quality@spencer.it	EV50104	FISSAGGIO A MURO X KOMPAK	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1247645	quality@spencer.it	EV50107	FISSAGGIO A MURO PER KOMPAK 10G	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
23986/R	23986/R	EV50110	FILTRO RIANIMAZIONE MONOUSO LATEX FREE	R040101 - FILTRI RESPIRATORI ANTIBATTERICI E ANTIVIRALI
662056/R	662056/R	EV50110	FILTRO RIANIMAZIONE MONOUSO LATEX FREE	R040101 - FILTRI RESPIRATORI ANTIBATTERICI E ANTIVIRALI
5223	quality@spencer.it	EV50190	SPENCER 190 KOMPAK VENT. POLM.ELETTRONICO PANN ITA	ASSEMBLATO ART. 12 - CND SOLO VENTILATORE E' Z12030104 - VENTILATORI POLMONARI TRASPORTABILI
5223	quality@spencer.it	EV50202	SPENCER 202 KOMPAK VENT. POLM.ELETTRONICO PANN ITA	ASSEMBLATO ART. 12 - CND SOLO VENTILATORE E' Z12030104 - VENTILATORI POLMONARI TRASPORTABILI
354793/R	354793/R	EV60030	PEEP VALVE COMPLETA DI CONNETTORE AUTOCLAVABILE	R0280 - CIRCUITI RESPIRATORI E CATETERI MOUNT - ACCESSORI
354794	quality@spencer.it	EV60032	PEEP VALVE COMPLETA DI CONNETTORE NON AUTOCLAVABIL	R0280 - CIRCUITI RESPIRATORI E CATETERI MOUNT - ACCESSORI

310118/R	310118/R	EV60034	PEEP VALVE AUTOCLAVABILE SENZA CONNETTORE	R0280 - CIRCUITI RESPIRATORI E CATETERI MOUNT - ACCESSORI
310127	quality@spencer.it	EV60035	PEEP VALVE NON AUTOCLAVABILE SENZA CONNETTORE	R0280 - CIRCUITI RESPIRATORI E CATETERI MOUNT - ACCESSORI
5223	quality@spencer.it	EV60170	SPENCER 170 PORTA-VENT ZAINO COMPL. C/ VENTILATORE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND SOLO VENTILATORE E' Z1 2030104 - VENTILATORI POLMONARI TRASPORTABILI
5223	quality@spencer.it	EV60190	PORTAVENT ZAINO COMPLETO DI VENTILATORE 190	ASSEMBLATO ART. 12 - CND SOLO VENTILATORE E' Z1 2030104 - VENTILATORI POLMONARI TRASPORTABILI
57503	quality@spencer.it	EV60191	SPENCER 190 PORTA-VENT ZAINO C/ VENT. STANDARD NF	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
5223	quality@spencer.it	EV60202	SPENCER 202 PORTA-VENT ZAINO COMPL. C/VENTILATORE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND SOLO VENTILATORE E' Z1 2030104 - VENTILATORI POLMONARI TRASPORTABILI
141543/R	141543/R	FG00605	MAGILL PINZA GUIDA-TUBI ADULTO	L031312 - PINZE DA INTUBAZIONE
141548/R	141548/R	FG00606	MAGILL PINZA GUIDA-TUBI NEONATALE	L031312 - PINZE DA INTUBAZIONE
141547/R	141547/R	FG00607	MAGILL PINZA GUIDA-TUBI PEDIATRICA	L031312 - PINZE DA INTUBAZIONE
135992/R	135992/R	FG02295	GMX 295 FORBICI PER BENDAGGI LISTER	L031305 - PINZE PER TESSUTI E BENDAGGI
81712/R	81712/R	FG02310	GMX 310 BISTURI MONOUSO STERILE 156 mm.	V103
817847/R	817847/R	FG02320	MARTELLO BUCK 18cm	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
135987/R	135987/R	FG03308	GMX 308 PINZA CHIRURGICA	L031399 - PINZE PER CHIRURGIA GENERALE - ALTRE
135982/R	135982/R	FG03320	GMX 320 PINZA OMBELICALE SORRENTO	L0508030101 - PINZE PER CLAMPAGGIO OMBELICALE
135991/R	135991/R	FG03330	GMX 330 FORBICI OMBELICALI	L0104110101 - FORBICI OMBELICALI
135881/R	135881/R	FG03350	GMX 350 PINZA EMOSTATICA KELLY CURVA	L031306 - PINZE EMOSTATICHE
128728/R	128728/R	FG03351	GMX 351 PINZA EMOSTATICA KELLY RETTA	L031306 - PINZE EMOSTATICHE
135890/R	135890/R	FG03384	GMX 384 PINZA EMOSTATICA KOCHER RETTA	L031306 - PINZE EMOSTATICHE
136681/R	136681/R	FG08810	EXELL CUNEO APRIBOCCA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
141518/R	141518/R	FL08200	FLUSSIMETRO PER OSSIGENO RS	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
20203	quality@spencer.it	FL08215	ASPIRATORE VENTURI C/INNESTO O2 UNI9507+VASO 500cc	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
61117/R	61117/R	FL08216	ASPIRATORE VENTURI COMPLETO DI VASO	A0699 - DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI - ALTRI
154337/R	154337/R	FL08217	VASO 500cc PER ASPIRATORE VENTURI S/TAPPO	A0699 - DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI - ALTRI
154337/R	154337/R	FL08218	TAPPO PER VASO VENTURI C/VALVOLA TROPPO PIENO	A0699 - DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI - ALTRI
154337/R	154337/R	FL08219	VASO 300cc PER ASPIRATORE VENTURI S/TAPPO	A0699 - DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI - ALTRI
61117/R	61117/R	FL08220	ASPIRATORE VENTURI S/VASO DI RACCOLTA E TAPPO	A0699 - DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI - ALTRI
154337/R	154337/R	FL08221	VASO 300cc PER ASPIRATORE VENTURI C/TAPPO	A0699 - DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI - ALTRI
21663	quality@spencer.it	FL08301	FL-X GRUPPO FLUSSOMETRO/ UMIDIFICATORE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
216588	quality@spencer.it	FL08302	FL-X UMIDIFICATORE	R0680 - SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE ED UMIDIFICAZIONE - ACCESSORI
216575	quality@spencer.it	FL08303	FL-X SOLO FLUSSOMETRO	R0699 - SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE ED UMIDIFICAZIONE - ALTRI
16843	quality@spencer.it	FL08306	FL-K FLUSSOMETRO COMPATTO CON UMIDIFICATORE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
343880	quality@spencer.it	FL08309	FL-X UMIDIFICATORE CON RACCORDO G	R0699 - SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE ED UMIDIFICAZIONE - ALTRI
343882	quality@spencer.it	FL08310	FL-X UMIDIFICATORE CON RACCORDO 9/16 UNF	R0699 - SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE ED UMIDIFICAZIONE - ALTRI
21683	quality@spencer.it	FL08313	FL-X GRUPPO FLUX-UMID C/MORSETTO RAIL METALLICO	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
24285	quality@spencer.it	FL08314	FL-X GRUPPO FLUX-UMIDIF. C/INNESTO O2 UNI 9507	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
24303	quality@spencer.it	FL08315	FL-X GRUPPO FLUX-UMIDIF. C/MORSETTO REK ALLUMINIO	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
80883	quality@spencer.it	FL08316	FL-X GRUPPO FLUX-UMIDIF. C/INNESTO O2 AFNOR	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
123133		FL08318	FL-X GRUPPO FLUX-UMIDIF. C/INNESTO O2 DIN	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
24304	quality@spencer.it	FL08320	FL-X FLUSSIMETRO C/INNESTO UNI E PORTAGOMMA Å 7	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
1576637	quality@spencer.it	FL08320	FL-X FLUSSIMETRO C/INNESTO UNI E PORTAGOMMA Å 7	R0699 - SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE ED UMIDIFICAZIONE - ALTRI
24323	quality@spencer.it	FL08321	FL-X FLUSSIMETRO C/INNESTO AFNOR E PORTAGOMMA Å 7	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
1576640	quality@spencer.it	FL08321	FL-X FLUSSIMETRO C/INNESTO AFNOR E PORTAGOMMA Å 7	R0699 - SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE ED UMIDIFICAZIONE - ALTRI
24343	quality@spencer.it	FL08322	FL-X FLUSSIMETRO C/INNESTO DIN E PORTAGOMMA Å 7	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
1576642	quality@spencer.it	FL08322	FL-X FLUSSIMETRO C/INNESTO DIN E PORTAGOMMA Å 7	R0699 - SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE ED UMIDIFICAZIONE - ALTRI

1576644	quality@spencer.it	FL08323	FL-X FLUSSIMETRO C/INNESTO BS E PORTAGOMMA Æ 7	R0699 - SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE ED UMDIFICAZIONE - ALTRI
1588492	quality@spencer.it	FL08325	FL-K CON PORTAGOMMA Æ 7 CON TUBO OSSIGENO 2,5M	R0699 - SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE ED UMDIFICAZIONE - ALTRI
1576646	quality@spencer.it	FL10100	FLUSSIMETRO COMPATTO UNI C/PORTAGOMMA	R0699 - SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE ED UMDIFICAZIONE - ALTRI
1576647	quality@spencer.it	FL10200	FLUSSIMETRO COMPATTO AFNOR C/PORTAGOMMA	R0699 - SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE ED UMDIFICAZIONE - ALTRI
1576648	quality@spencer.it	FL10300	FLUSSIMETRO COMPATTO DIN C/PORTAGOMMA	R0699 - SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE ED UMDIFICAZIONE - ALTRI
136786/R	136786/R	GD02020	RING CUTTER TAGLIA ANELLI	L9099 - STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO - ALTRO
161376/R	161376/R	GD02060	MATCH 3 FORBICI MULTIUSO IMP.NERA C/2 GANCI MOQUETTE	L01040199 - FORBICI PER BENDE E VESTIARIO - ALTRE
161400/R	161400/R	GD02061	MOD.O001 MATCH 3 C/ETICHE.OREGON ARANCIO/GRIGIO	L01040199 - FORBICI PER BENDE E VESTIARIO - ALTRE
161402/R	161402/R	GD02062	MOD.A005 MATCH 3 C/ETICHET.PERS. BIANCO/AZZURRO	L01040199 - FORBICI PER BENDE E VESTIARIO - ALTRE
161403/R	161403/R	GD02063	MOD.A004 MATCH 3 C/ETIC.PERS.VERDE/VERDE S/SCAT.	L01040199 - FORBICI PER BENDE E VESTIARIO - ALTRE
161406/R	161406/R	GD02065	MATCH 3 FORBICI MULT.NIC.NERA IMP.GIALLA C/2 GANCI	L01040199 - FORBICI PER BENDE E VESTIARIO - ALTRE
161408/R	161408/R	GD02066	MATCH 3 FORBICI MULT.NIC.NERA IMP.ARANCIO C/2 GANCI	L01040199 - FORBICI PER BENDE E VESTIARIO - ALTRE
161410/R	161410/R	GD02067	MATCH 3 FORBICI MULTIUSO IMP.NERA SENZA GANCI	L01040199 - FORBICI PER BENDE E VESTIARIO - ALTRE
805430/R	805430/R	GD02068	MATCH 3 FORBICI MUL.NICHEL.NERA IMP.GIALLA S/GANCI	L01040199 - FORBICI PER BENDE E VESTIARIO - ALTRE
81712/R	81712/R	GM00104	LAMA MONOUSO STERILE PER BISTURI	V103
62180/R	62180/R	GM00107	RASOIO PER TRICOTOMIA	V0199 DISPOSITIVI TAGLIENTI MONOUSO - ALTRI
128715/R	128715/R	GM00203	GMX 203 FORBICI CHIRURGICHE RETTE PUNTA SMUSSA	L010499 - FORBICI CHIRURGICHE - ALTRE
805468/R	805468/R	GM00204	GMX 204 - FORBICI CHIR. RETTE PUNTA SMUSSA 164 MM	L010499 - FORBICI CHIRURGICHE - ALTRE
128725/R	128725/R	GM00213	GMX 213 FORBICI CHIRURGICHE RETTE ALTERNE PUNTA ACUTA/SMUSSA	L010499 - FORBICI CHIRURGICHE - ALTRE
128721/R	128721/R	GM00223	GMX 223 FORBICI CHIRURG.RETTE PUNTA ACUTA	L010499 - FORBICI CHIRURGICHE - ALTRE
128717/R	128717/R	GM00234	GMX 234 FORBICI CHIRURG.CURVE PUNTA SMUSSA	L010499 - FORBICI CHIRURGICHE - ALTRE
128716/R	128716/R	GM00254	GMX 254 FORBICI CHIRURGICHE CURVE PUNTA ACUTA	L010499 - FORBICI CHIRURGICHE - ALTRE
136003/R	136003/R	GM00301	GMX 300 PINZA ANATOMICA	L031308 - PINZETTE CHIRURGICHE E ANATOMICHE
136004/R	136004/R	GM00302	GMX 302 PINZA ANATOMICA	L031308 - PINZETTE CHIRURGICHE E ANATOMICHE
135896/R	135896/R	GM00363	GMX 363 PINZA EMOSTATICA KLEMMER RETTA	L031306 - PINZE EMOSTATICHE
135899/R	135899/R	GM00364	GMX 364 PINZA EMOSTATICA KLEMMER RETTA	L031306 - PINZE EMOSTATICHE
135908/R	135908/R	GM00373	GMX 373 PINZA EMOSTATICA KLEMMER CURVA	L031306 - PINZE EMOSTATICHE
135914/R	135914/R	GM00412	GMX 412 PINZA EMOSTATICA HALSTED-MOSQUITO	L031306 - PINZE EMOSTATICHE
135998/R	135998/R	GM00562	GMX 562 PORTA AGHI MATHIEU	L0205 - PORTAGHI
135996/R	135996/R	GM00563	GMX 563 PORTA AGHI MAYO-HEGAR RETTO	L0205 - PORTAGHI
1524274	quality@spencer.it	GM00747	GMX 747 - TELO TRIANGOLARE IN TNT CM 96X96X136	M030599 - SISTEMI E PRODOTTI PER IMMOBILIZZAZIONE - ALTRI
1524276	quality@spencer.it	GM00748	GMX 748 - TELO TRIANG. TNT CM 96X96X136 CONF.12 PZ	M030599 - SISTEMI E PRODOTTI PER IMMOBILIZZAZIONE - ALTRI
141583/R	141583/R	GM01010	GARZA IDROFILA cm.10x10 COTONE100%NON STERILE KG.1	M0201010102
406233	quality@spencer.it	GM01400	SPRAY ICE GHIACCIO IST. 400 ML	M9001 - DISPOSITIVI CRIOTERAPICI E GHIACCIO Istantaneo
218115	quality@spencer.it	GM01401	SPRAY ICE GHIACCIO IST. 400ml CONF.24 pz.	M9001 - DISPOSITIVI CRIOTERAPICI E GHIACCIO Istantaneo
180163/R	180163/R	GM02100	COMPRESSE GARZA STERILE cm10x10 CONF.40 BUSTE	M0201010101
180163/R	180163/R	GM02101	COMPRESSA DI GARZA STERILE cm.10x10 BUSTA 25 veli	M0201010101
179853/R	179853/R	GM02103	COMPRESSA DI GARZA STERILE cm.10x10 BUSTA 25 veli	M0201020101
179853/R	179853/R	GM02104	TELO DI GARZA STERILE 36x40cm DA MEDICAZIONE	M0201020101
182862/R	182862/R	GM02106	GARZA OCULARE COMPRESSA STERILE	M040301
171948/R	171948/R	GM02108	GARZE NON STERILI 20x20 (conf.1 kg)	M0201010102 GARZE IN COTONE TAGLIATE SENZA FILO RX NON STERILI
13854/R	13854/R	GM02215	ROCCHETTO CEROTTO TELA 1,25 cm x 5 m	M050101
13854/R	13854/R	GM02225	ROCCHETTO CEROTTO TELA 2,5 cm x 5 m	M050101
13854/R	13854/R	GM02250	ROCCHETTO CEROTTO TELA 5 cm x 5 m	M050101

170133/R	170133/R	GM02405	BENDA DI GARZA ORL. 5 m x 5 cm	M030101
170133/R	170133/R	GM02407	BENDA DI GARZA ORL. 5 m x 7 cm	M030101
170133/R	170133/R	GM02410	BENDA DI GARZA ORL. 5 m x 10 cm	M030101
183302/R	183302/R	GM02607	BENDA ELASTICA 4m x 7cm.h PER FASCIATURE	M0303010101
183302/R	183302/R	GM02610	BENDA ELASTICA 5m x 10cm.h PER FASCIATURE	M0303010101
116872/R	116872/R	GM03000	BENDA A RETE CAL. 0 Dita	M03030103
116872/R	116872/R	GM03001	BENDA A RETE CAL.1 Mano, Polso,	M03030103
116872/R	116872/R	GM03002	BENDA A RETE CAL. 2 Piede, Caviglia	M03030103
116872/R	116872/R	GM03003	BENDA A RETE CAL. 3 Braccio, Gomito	M03030103
116872/R	116872/R	GM03004	BENDA A RETE CAL.4 Gamba, Gomito, Ginocchio,Spalla	M03030103
116872/R	116872/R	GM03005	BENDA A RETE CAL.5 Testa, Coscia, Anca	M03030103
116872/R	116872/R	GM03006	BENDA A RETE CAL. 6 Torace, Addome, Bacino	M03030103
116872/R	116872/R	GM03007	BENDA A RETE CAL. 7 Torace, Addome, Bacino	M03030103
116872/R	116872/R	GM03008	BENDA A RETE CAL. 8 Torace, Addome, Bacino	M03030103
48263/R	48263/R	GM03020	SIRINGA STERILE MONOUSO 2,5 ML	A020102010201
48263/R	48263/R	GM03050	SIRINGA STERILE MONOUSO 5 ML	A020102010201
48263/R	48263/R	GM03100	SIRINGA STERILE MONOUSO 10 ML	A020102010201
48263/R	48263/R	GM03200	SIRINGA STERILE MONOUSO 20 ML	A020102010201
48861/R	48861/R	GM03215	ROCCHETTO CEROTTO SETA 1,25cm x 9,14m	M05101
48861/R	48861/R	GM03225	ROCCHETTO CEROTTO SETA 2,5cm x 9,14m	M05101
48861/R	48861/R	GM03250	ROCCHETTO CEROTTO SETA 5cm x 5m	M05101
57348/R	57348/R	GM03605	BENDA AUTOADERENTE FLESSIBILE BIANCA h 4cm.x 4 mt.	M0303010201
57348/R	57348/R	GM03607	BENDA AUTOADERENTE FLESSIBILE BIANCA h 8cm.x 4 mt.	M0303010201
57348/R	57348/R	GM03610	BENDA AUTOADERENTE FLESSIBILE BIANCA h10 cm.x 4 mt	M0303010201
207649	180241/R	GM04021	CEROTTI STRIP CONFEZ. 20 pz. VARIE MISURE	M050102
73337	180241/R	GM04023	CEROTTI STRIP CONFEZ. 20 pz. MISURA UNICA mm.76x19	M050102
17012/R	17012/R	GM04024	STERIL STRIP	H900102 CEROTTI PER SUTURA
Esenzione	Esenzione	GM04243	SOLUZIONE FISILOGICA 0,9% IN SACCA 500 cc	Esenzione D.M. 21/12/09 (No registrazione per fabbricante c/sede legale CE)
64305/R	64305/R	GM05010	PAPPAGALLO IN PLASTICA	V0499
69955/R	69955/R	GM05020	PADELLA IN PLASTICA	V0499
1455324	quality@spencer.it	HE00003	SEDIA ROTELLE ALLUMINIO DOPPIA CROCERA	Y122106 - CARROZZINE AD AUTOSPINTA POSTERIORE
1455261	quality@spencer.it	HE00003	SEDIA ROTELLE ALLUMINIO CON POGGIPIEDI PIEGHEVOLE	Y122106 - CARROZZINE AD AUTOSPINTA POSTERIORE
1455325	quality@spencer.it	HE00004	SEDIA ROTELLE ALLUMINIO DOPPIA CROCERA	Y122106 - CARROZZINE AD AUTOSPINTA POSTERIORE
1435749	quality@spencer.it	HE00005	SEDIA ROTELLE PIEGHEVOLE IN ACCIAIO CROMATO	Y122106 - CARROZZINE AD AUTOSPINTA POSTERIORE
1455336	quality@spencer.it	HE00006	SEDIA ROTELLE PIEGHEVOLE IN ACCIAIO VERNICIATO	Y122106 - CARROZZINE AD AUTOSPINTA POSTERIORE
1455338	quality@spencer.it	HE00007	SEDIA ROTELLE IN ACCIAIO CON SEDUTA RIGIDA	Y122106 - CARROZZINE AD AUTOSPINTA POSTERIORE
1435769	quality@spencer.ot	HE00008	SEDIA COMODA CON TELAIO FISSO	Y093399 - AUSILI PER LAVARSI, PER FARE IL BAGNO E LA DOCCIA - ALTRI
1458214	quality@spencer.it	HE00009	SEDIA COMODA CON SEDUTA MORBIDA	Y093399 - AUSILI PER LAVARSI, PER FARE IL BAGNO E LA DOCCIA - ALTRI
1458216	quality@spencer.it	HE00010	SEDIA COMODA CON SEDUTA RIGIDA	Y093399 - AUSILI PER LAVARSI, PER FARE IL BAGNO E LA DOCCIA - ALTRI
1458218	quality@spencer.it	HE00011	SEDIA DA DOCCIA CON SCHENALE E ALTEZZA VARIABILE	Y093399 - AUSILI PER LAVARSI, PER FARE IL BAGNO E LA DOCCIA - ALTRI
1458272	quality@spencer.it	HE00012	SEDIA DA DOCCIA C/SEDUTA CURVA E ALTEZZA VARIABILE	Y093399 - AUSILI PER LAVARSI, PER FARE IL BAGNO E LA DOCCIA - ALTRI
1458273	quality@spencer.it	HE00013	SEDIA DA DOCCIA CON ALTEZZA VARIABILE	Y093399 - AUSILI PER LAVARSI, PER FARE IL BAGNO E LA DOCCIA - ALTRI
1458456	quality@spencer.it	HE00014	BASTONE IN ALLUMINIO CON IMPUGNATURA DRITTA	Y120399 - AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UN BRACCIO - ALTRI
1458275	quality@spencer.it	HE00014	DEAMBULATORE PIEGHEVOLE AD ALTEZZA VARIABILE	Y120603 - DEAMBULATORI CON QUATTRO PUNTAI

1458420	quality@spencer.it	HE00015	BASTONE IN ALLUMINIO CON IMPUGNATURA DRITTA	Y120399 - AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UN BRACCIO - ALTRI
1458458	quality@spencer.it	HE00017	BASTONE IN ALLUMINIO CON IMPUGNATURA CURVA STRETTA	Y120399 - AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UN BRACCIO - ALTRI
1458460	quality@spencer.it	HE00018	BASTONE IN ALLUMINIO CON IMPUGNATURA CURVA LARGA	Y120399 - AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UN BRACCIO - ALTRI
1458467	quality@spencer.it	HE00019	BASTONE IN ALLUMINIO CON QUATTRO PIEDI	Y120315 - TRIPODI
1458468	quality@spencer.it	HE00020	BASTONE IN ALLUMINIO CON TRE PIEDI	Y120315 - TRIPODI
1458476	quality@spencer.it	HE00021	STAMPELLA ASCELLARE IN ALLUMINIO MIS. S	Y120306 - STAMPELLE
1458474	quality@spencer.it	HE00022	STAMPELLA ASCELLARE IN ALLUMINIO MIS. M	Y120306 - STAMPELLE
1458471	quality@spencer.it	HE00023	STAMPELLA ASCELLARE IN ALLUMINIO MIS. L	Y120306 - STAMPELLE
1458478	quality@spencer.it	HE00024	BASTONE IN ALLUMINIO COLORE MARRONE	Y120399 - AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UN BRACCIO - ALTRI
1458482	quality@spencer.it	HE00025	BASTONE IN ALLUMINIO COLORE METALLO	Y120399 - AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UN BRACCIO - ALTRI
1458483	quality@spencer.it	HE00026	BASTONE IN ALLUMINIO COLORE NERO	Y120399 - AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UN BRACCIO - ALTRI
1458485	quality@spencer.it	HE00027	BASTONE IN ALLUMINIO COLORE MARRONE	Y120399 - AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UN BRACCIO - ALTRI
1458487	quality@spencer.it	HE00028	BASTONE IN ALLUMINIO COLORE METALLO	Y120399 - AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UN BRACCIO - ALTRI
1458488	quality@spencer.it	HE00029	BASTONE IN ALLUMINIO COLORE NERO	Y120399 - AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UN BRACCIO - ALTRI
1458490	quality@spencer.it	HE00030	BASTONE PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO	Y120399 - AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UN BRACCIO - ALTRI
1458508	quality@spencer.it	HE00031	SGABELLO IN ALLUMINIO CON TRE PIEDI	Y093399 - AUSILI PER LAVARSI, PER FARE IL BAGNO E LA DOCCIA - ALTRI
1458501	quality@spencer.it	HE00032	STAMPELLA ALTEZZA VARIABILE NERA	Y120306 - STAMPELLE
1458503	quality@spencer.it	HE00033	STAMPELLA ALTEZZA VARIABILE AVORIO	Y120306 - STAMPELLE
1458505	quality@spencer.it	HE00034	STAMPELLA ALTEZZA VARIABILE C/IMPUGNATURA MORBIDA	Y120306 - STAMPELLE
270269	quality@spencer.it	IF00100	SPENCER T.I.V. - LACCIO EMOSTATICO AUTOMATICO	M040599 - EMOSTATICI ALTRI
183276/R	183276/R	IF00150	LACCIO EMOST.TUBOLARE LATTICE DI GOMMA CE 350mm	V9003
103738/R	103738/R	IF00301	WIV SPREMISACCA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
103767/R	103767/R	IF00310	AIR WIV SPREMISACCA CON CAMERA D' ARIA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
217316	quality@spencer.it	IF00421	SPENCER ICE GHIACCIO Istantaneo IN TNT CONF. 25PZ.	M9001 - DISPOSITIVI CRIOTERAPICI E GHIACCIO Istantaneo
218135	quality@spencer.it	IF00422	SPENCER ICE E GHIACCIO Istant.IN TNT CONF.25 PZ.	M9001 - DISPOSITIVI CRIOTERAPICI E GHIACCIO Istantaneo
234369	quality@spencer.it	IF00426	SPENCER ICE GHIACCIO Istantaneo IN PE CONFEZIONE DA 25 PZ.	M9001 - DISPOSITIVI CRIOTERAPICI E GHIACCIO Istantaneo
234374	quality@spencer.it	IF00427	SPENCER ICE GHIACCIO Istantaneo IN PE CONFEZIONE DA 25 PZ.	M9001 - DISPOSITIVI CRIOTERAPICI E GHIACCIO Istantaneo
1238895	quality@spencer.it	IF00428	MOD.U004 SPENCER ICE PACK GHIAC IST.TNT CON. 25 PZ	M9001 - DISPOSITIVI CRIOTERAPICI E GHIACCIO Istantaneo
55707/R	55707/R	IF00719	BUTTERFLY STERILE CH 19G AGO A FARFALLA	A010102
55707/R	55707/R	IF00721	BUTTERFLY STERILE CH 21G AGO A FARFALLA	A010102
55707/R	55707/R	IF00723	BUTTERFLY STERILE CH 23G AGO A FARFALLA	A010102
805610	quality@spencer.it	IF01040	TARCK 1 MAXI ASTA PORTAFLEBO DX A SCOMPARSA	V80 - ACCESSORI PER USO CLINICO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI
1229046	quality@spencer.it	IF01043	TRACK 4 PORTAFLEBO PER 506/8409/CROSS-CHAIR	V80 - ACCESSORI PER USO CLINICO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI
1038786	quality@spencer.it	IF01044	TRACK 4 PORTAFLEBO TELESCOPICO PER ELLA	V80 - ACCESSORI PER USO CLINICO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI
787189	quality@spencer.it	IF01045	MOD.M020 TRACK 8 PORTAFLEBO CERT.10G C/NASTRO BLU	V80 - ACCESSORI PER USO CLINICO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI
521740	quality@spencer.it	IF01046	TRACK 4-28 PER BARELLINI D'EMERGENZA	V80 - ACCESSORI PER USO CLINICO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI
484826	quality@spencer.it	IF01047	TRACK 4-30 PORTAFLEBO TELESCOPICO	V80 - ACCESSORI PER USO CLINICO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI
94515/R	94515/R	IF01048	TRACK 4 PORTAFLEBO TELESCOPICO FISSAGGIO SPONDA	V80 - ACCESSORI PER USO CLINICO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI
94522/R	94522/R	IF01049	TRACK 5 PORTAFLEBO TELESCOPICO FISSAGGIO TELAIO/BARELLA	V80 - ACCESSORI PER USO CLINICO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI
270133	quality@spencer.it	IF01050	TRACK 6 PORTAFLEBO AD INCASSO CERT.10G	V80 - ACCESSORI PER USO CLINICO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI
270046	quality@spencer.it	IF01051	TRACK 7 PORTAFLEBO ECONOMICO	V80 - ACCESSORI PER USO CLINICO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI
270036	quality@spencer.it	IF01052	TRACK 8 PORTAFLEBO CERT.10G	V80 - ACCESSORI PER USO CLINICO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI
270019	quality@spencer.it	IF01054	TRACK 9 PORTAFLEBO DA INCASSO IN ALLUMINIO	V80 - ACCESSORI PER USO CLINICO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI
94544/R	94544/R	IF01055	TRACK 5 PORTAFLEBO TELESCOPICO FISS. PER CROSS	V80 - ACCESSORI PER USO CLINICO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI

94533/R	94533/R	IF01056	TRACK 5 MAXI PORTAFLEBO TELESCOPICO	V80 - ACCESSORI PER USO CLINICO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI
94543/R	94543/R	IF01057	TRACK 5 MAXI PORTAFLEBO TELESCOPICO FISSAGGIO CROSS	V80 - ACCESSORI PER USO CLINICO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI
805627	quality@spencer.it	IF01058	TRACK 10 ASTA PORTAFLEBO FISSO	V80 - ACCESSORI PER USO CLINICO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI
94539/R	94539/R	IF01059	TRACK 5 PORTAFLEBO TELESCOPICO PER BASKET	V80 - ACCESSORI PER USO CLINICO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI
270184	quality@spencer.it	IF01060	TRACK 6 TWIN PORTAFLEBO AD INCASSO CERT. 10G	V80 - ACCESSORI PER USO CLINICO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI
805628	quality@spencer.it	IF01061	TRACK 11 PORTAFLEBO IN ALLUMINIO COMPATTO	V80 - ACCESSORI PER USO CLINICO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI
270196	quality@spencer.it	IF01062	TRACK 6 TWIN PORTAFLEBO DA ESTERNO CERT. 10G	V80 - ACCESSORI PER USO CLINICO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI
403910	quality@spencer.it	IF01064	TRACK 4 PER RAIL/SHERPA	V80 - ACCESSORI PER USO CLINICO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI
958635	quality@spencer.it	IF01067	TRACK 5 PORTAFLEBO TELESCOPICO PER BARELLINO 506	V80 - ACCESSORI PER USO CLINICO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI
304104	quality@spencer.it	IF02020	WARMPAK CUSTODIA SCALDASACCA	Z12030305 - RISCALDATORI PER INFUSIONE
304172	quality@spencer.it	IF02030	MEGA HOT CUSTODIA TERMOISOLANTE SCALDASACCA	Z12030305 - RISCALDATORI PER INFUSIONE
196129/R	196129/R	IF03030	ENERGY BORSA TERMOREGOLATA PER RISCALD. INFUSIONI	Z12030305 - RISCALDATORI PER INFUSIONE
304199	quality@spencer.it	IF03031	TUBO ISOLANTE PER SPENCER ENERGY	A0899 - SACCHE E CONTENITORI PER NUTRIZIONE ED INFUSIONE - ALTRE
218113	quality@spencer.it	IP10001	SPENCER HOT PACK CALDO Istantaneo MONOUSO CONFEZIONE 25PZ	M9099 - DISPOSITIVI PER MEDICAZIONE- ALTRI (CEROTTO PER SUTURA VEDI H900102)
78674/R	78674/R	JM10007	NEC LOC COLLARE CERVICALE RIGIDO 0-2 ANNI	Y060315 - ORTESI CERVICO-TORACICHE
78674/R	78674/R	JM10008	NEC LOC COLLARE CERVICALE RIGIDO 2-6 ANNI	Y060315 - ORTESI CERVICO-TORACICHE
78674/R	78674/R	JM10009	NEC LOC COLLARE CERVICALE RIGIDO 6-12 ANNI	Y060315 - ORTESI CERVICO-TORACICHE
78671/R	78671/R	JM10021	NEC LOC COLLARE CERVICALE RIGIDO PEDIATRICO XS (VERDE)	Y060315 - ORTESI CERVICO-TORACICHE
78671/R	78671/R	JM10030	NEC LOC COLLARE CERVICALE RIGIDO STOUT (BLU)	Y060315 - ORTESI CERVICO-TORACICHE
78671/R	78671/R	JM10040	NEC LOC COLLARE CERVICALE RIGIDO SMALL	Y060315 - ORTESI CERVICO-TORACICHE
78671/R	78671/R	JM10050	NEC LOC COLLARE CERVICALE RIGIDO MEDIUM	Y060315 - ORTESI CERVICO-TORACICHE
78671/R	78671/R	JM10060	NEC LOC COLLARE CERVICALE RIGIDO LARGE	Y060315 - ORTESI CERVICO-TORACICHE
78671/R	78671/R	JM10100	SET NEC LOC N.3 MIS. C/SACCA	Y060315 - ORTESI CERVICO-TORACICHE
78671/R	78671/R	JM10101	NEC LOC - KIT COLLARI 6 MISURE (2-4-5-6-7-8) C/SAC	Y060315 - ORTESI CERVICO-TORACICHE
76656/R	76656/R	JM20001	MIAMI J COLLAR COLLARE RIGIDO PROFESS. SUPER SHORT	Y060315 - ORTESI CERVICO-TORACICHE
76656/R	76656/R	JM20002	MIAMI J COLLAR COLLARE RIGIDO PROFESS. SUPER STOUT	Y060315 - ORTESI CERVICO-TORACICHE
76656/R	76656/R	JM20005	MIAMI J COLLAR COLLARE RIGIDO PROFESS. SUPER LARGE	Y060315 - ORTESI CERVICO-TORACICHE
76656/R	76656/R	JM20006	MIAMI J COLLAR COLLARE RIGIDO PROFESS. DA 0 A 2 ANNI	Y060315 - ORTESI CERVICO-TORACICHE
77805/R	77805/R	JM20007	MIAMI JR COLLAR COLLARE RIG. PROFES. DA 2 A 6 ANNI	Y060315 - ORTESI CERVICO-TORACICHE
77805/R	77805/R	JM20008	MIAMI JR COLLAR COLLARE RIG. PROFES. DA 6 A 12 ANNI	Y060315 - ORTESI CERVICO-TORACICHE
77805/R	77805/R	JM20009	MIAMI JR COLLAR COLLARE RIGIDO PROFESS. PEDIATRICO	Y060315 - ORTESI CERVICO-TORACICHE
1213181	quality@spencer.it	JM30020	SPECTAR FOAM COLLARE CERVICALE BIVALVA MIS. XS	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
1213183	quality@spencer.it	JM30021	SPECTAR FOAM COLLARE CERVICALE BIVALVA MIS. S	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
1213184	quality@spencer.it	JM30022	SPECTAR FOAM COLLARE CERVICALE BIVALVA MIS. M	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
1213185	quality@spencer.it	JM30023	SPECTAR FOAM COLLARE CERVICALE BIVALVA MIS. L	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
1229067	quality@spencer.it	JM30024	SPECTAR FOAM - COLLARE CERVICALE BIVALVA MIS. STOUT	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
1281138	quality@spencer.it	JM30025	SPECTAR FOAM - COLLARE CERVICALE BIVALVA MIS. XXS	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
1478140	quality@spencer.it	JM30026	SPECTAR FOAM - KIT COLLARI 6 MISURE CON SACCA	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
1229057	quality@spencer.it	JM30029	SPECTAR FOAM - KIT COLLARI 3 MIS.(S-M-L) C/SACCA	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
1229062	quality@spencer.it	JM30030	SPECTAR FOAM - KIT COLLARI 4 MIS.(XS-S-M-L) C/SAC.	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
794708/R	794708/R	JM80001	MOD.O001 SET BLUE SPLINT 5 MIS.C/SAC.PVC NERO+PERS	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
195283/R	195283/R	JM80002	SET BLUE SPLINT 5 MIS. STECCOBENDE RIGIDE C/SACCA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
103025/R	103025/R	JM80003	BLUE SPLINT GAMBIA 58CM STECCOBENDA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
103024/R	103024/R	JM80004	BLUE SPLINT BRACCIO 58CM STECCOBENDA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)

103009/R	103009/R	JM80005	BLUE SPLINT AVAMBRACCIO 38CM STECCOBENDA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
103035/R	103035/R	JM80006	BLUE SPLINT POLSO 30CM STECCOBENDA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
103030/R	103030/R	JM80007	BLUE SPLINT GOMITO/CAVIGLIA 53CM STECCOBENDA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
795613/R	795613/R	JM80011	MOD.P017 BLUE SPLINT GAMBA CON PIEDE E 3 STECCHE	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
103067/R	103067/R	JM80030	BLUE SPLINT PRO GAMBA 58CM. STECCOBENDA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
103049/R	103049/R	JM80031	BLUE SPLINT PRO BRACCIO 58CM. STECCOBENDE	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
103045/R	103045/R	JM80032	BLUE SPLINT PRO AVAMBRACCIO 38CM. STECCOBENDA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
103054/R	103054/R	JM80033	BLUE SPLINT PRO POLSO 30CM. STECCOBENDA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
103053/R	103053/R	JM80034	BLUE SPLINT PRO GOMITO/CAVIGL. 53CM. STECCOBENDA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
103056/R	103056/R	JM80035	BLUE SPLINT PRO SET 5 MISURE CON SACCA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
481714/R	481714/R	JM80037	MOD.O001 SET BLUE SPLINT 3 MIS.C/SAC.PVC NERO+PERS	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
57283/R	57283/R	JM80041	MOD.G014 KIT STECCOB. 5 MISURE (6 PEZZI) C/SACCA	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
103543/R	103543/R	JM90000	URRA' 91CM.X11CM. MALLEABLE SPLINT C/LOGO SPENCER	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
103539/R	103539/R	JM90001	URRA' 45CM.X11CM.MALLEABLE SPLINT CON LOGO SPENCER	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
103550/R	103550/R	JM90002	URRA' 22CM.X11CM.MALLEABLE SPLINT CON LOGO SPENCER	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
195296/R	195296/R	JM90003	URRA SET 3 MIS. CON ASTUCCIO MALLEABLE SPLINTS	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
103563/R	103563/R	JM90005	URRA' 91CM.X11CM. MALLEABLE SPLINT S/LOGO SPENCER	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
310618	quality@spencer.it	OX04103	PRESA OSSIGENO PANNELLO NORME UNI 9507	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
310696	quality@spencer.it	OX04104	PRESA VUOTO PANNELLO NORME UNI 9507	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
310700	quality@spencer.it	OX04105	PRESA ARIA PANNELLO NORME UNI 9507	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
310704	quality@spencer.it	OX04106	PRESA PROTOSSIDO N2O PANNELLO UNI 9507	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
796867	quality@spencer.it	OX04121	MODULO OSSIGENOTERAPIA IN ALL PER PRESA O2 UNI	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
335394	quality@spencer.it	OX04300	MODULO POP PRESA OSSIGENO UNI 9507	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
416458	quality@spencer.it	OX04301	MODULO POP PRESA VUOTO UNI 9507	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
416457	quality@spencer.it	OX04302	MODULO POP PRESA ARIA UNI 9507	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
416459	quality@spencer.it	OX04303	MODULO POP PRESA PROTOSSIDO DI AZOTO UNI 9507	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
333097	quality@spencer.it	OX04306	MODULO POP DEVIATORE BOMBOLA 1/BOMBOLA 2/OFF	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
805728	quality@spencer.it	OX04307	MODULO POP MONITOX	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
335396	quality@spencer.it	OX04309	MODULO POP TRE PRESE OSSIGENO UNI 9507	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
361337	quality@spencer.it	OX04318	MODULO POP DUE PRESE OSSIGENO UNI 9507	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
395116	quality@spencer.it	OX04319	MODULO POP DEVIATORE 1-2/OFF C/SENS. MODULO ALLARM	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
972127	quality@spencer.it	OX04329	POP MONITOX CON ALLARME SONORO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
16683	quality@spencer.it	OX04349	MOD.B016 LINEA DISTRIBUZIONE GAS MEDICALE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
17103	quality@spencer.it	OX04352	MOD.B016 LINEA DISTRIBUZIONE GAS MEDICALE 2R+2P+S	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
20563	quality@spencer.it	OX04354	MOD.B002 LINEA DISTRIBUZIONE GAS MEDICALE UNI	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
27763	quality@spencer.it	OX04356	MOD.B016 LINEA DISTRIB. GAS MED. REK-OX 2 OXYGEN	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
21823	quality@spencer.it	OX04359	MOD. P022 LINEA DISTRIB GAS MEDICALI COMPLETA UNI	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
26784	quality@spencer.it	OX04364	MOD.D014 LINEA DISTRIBUZIONE GAS MEDICALE UNI	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
27143	quality@spencer.it	OX04365	MOD. E001 LINEA DISTRIB. ARIA MEDICALE UNI	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
13523	quality@spencer.it	OX04370	MOD.A004 LINEA DISTRIB. GAS MEDICALI COMPLETO	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
16546	quality@spencer.it	OX04371	MOD. A004 LINEA DISTRIB. GAS MEDICALI CON RIDUTTORE PR00305	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
16547	quality@spencer.it	OX04372	MOD.A004 LINEA DISTRIB.GAS MEDICALI C/ 3OX+RIDUTTORE PR00336	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
16563	quality@spencer.it	OX04373	LINEA DISTRIB.GAS MEDICALI C/ 3OX+RIDUTTORE PR00305	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
26763	quality@spencer.it	OX04374	MOD.L010 LINEA DISTRIBUZIONE GAS MEDICALE UNI	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE

30923	quality@spencer.it	OX04376	MOD.L010 LINEA DISTR. GAS MEDICALE 2BOM+2RID+2UNI	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
30924	quality@spencer.it	OX04377	MOD.L010 LINEA DISTRIBUZIONE GAS MEDICALE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
30943	quality@spencer.it	OX04378	MOD.T009 LINEA DISTRIB. GAS MEDICALE UNI 9507	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
30944	quality@spencer.it	OX04379	MOD.T009 LINEA DISTRIB. VUOTO UNI 9507	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
80923	quality@spencer.it	OX04383	MOD.O005 LINEA DISTRIB. GAS MEDICALE S-M-3O2UNI	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
62583	quality@spencer.it	OX04392	MOD.G012 LINEA DISTRIBUZIONE GAS MEDICALE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
35283	35283	OX04393	MOD.B016 LINEA DISTRIBUZIONE RIDUTT.-SCAMBIATORE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
57483/R	57483/R	OX04395	MOD.T011 LINEA DISTRIB. GAS MEDICALE UNI 3 OX+M+SM	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
57463	quality@spencer.it	OX04396	MOD.E016 LINEA DISTRIB. GAS MED. SS+M+2 O2 UNI	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
57523	quality@spencer.it	OX04397	MOD.E016 LINEA DISTR. GAS MED. SS+M+3 O2 UNI	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
416461	quality@spencer.it	OX04411	MODULO POP 2 PRESE OSSIGENO AFNOR	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
416462	quality@spencer.it	OX04412	MODULO POP 3 PRESE OSSIGENO AFNOR	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
416463	quality@spencer.it	OX04413	MODULO POP PRESA VUOTO AFNOR	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
416460	quality@spencer.it	OX04414	MODULO POP PRESA OSSIGENO AFNOR	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
310705	quality@spencer.it	OX05004	INNESTO PRESA VUOTO UNI9507	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
310707	quality@spencer.it	OX05005	INNESTO PRESA ARIA UNI 9507	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
310709	quality@spencer.it	OX05006	INNESTO PRESA PROTOSSIDO AZOTO UNI 9507	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
310710	quality@spencer.it	OX05013	INNESTO PRESA OSSIGENO UNI 9507	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
102063	quality@spencer.it	OX05015	INNESTO OSSIGENO ATTACCO AFNOR	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
1764330		OX05022	INNESTO OSSIGENO DIN 13260-2 F ¹ / ₄ "GAS	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
106464	quality@spencer.it	OX05023	INNESTO OSSIGENO DIN 13260-2	ZZ120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
106464	quality@spencer.it	OX05024	INNESTO VUOTO DIN 13260-2 A 90°	ZZ120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
106464	quality@spencer.it	OX05025	INNESTO VUOTO DIN 13260-2 F ¹ / ₄ "	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
310714	quality@spencer.it	OX06000	OXX 60 INNESTO OSSIGENO 7 CON PORTAGOMMA	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
310715	quality@spencer.it	OX06001	OXX 60 INNESTO ARIA MEDICALE 7 CON PORTAGOMMA	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
310718	quality@spencer.it	OX06002	OXX 60 INNESTO VUOTO 7 CON PORTAGOMMA	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
11355/R	11355/R	OX07012	REGOLATORE DI VUOTO 1000 M/BAR con uscita 1/2	Z120105 - ASPIRATORI MEDICI CHIRURGICI
61166	61166	OX07019	REGOLATORE DI VUOTO 250 mbar CON USCITA 1/2"	A0699 - Dispositivi di Drenaggio e Raccolta Liquidi - Altri
217310	quality@spencer.it	OX07020	SELF SWITCH SCAMBIATORE PER BOMBOLE GAS MEDICALE	R9099 - DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA - ALTRI
446772	quality@spencer.it	OX07101	REK PRO MORSETTO CON FILETTO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
446774	quality@spencer.it	OX07102	REK PRO 10 G MORSETTO CON FILETTO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
437593	quality@spencer.it	OX07103	REK MORSETTO STANDARD	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
437613	quality@spencer.it	OX07104	REK 10 G MORSETTO STANDARD	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
437614	quality@spencer.it	OX07105	REK HP MORSETTO PORTAVASO SC70085	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
437615	quality@spencer.it	OX07106	REK HP MORSETTO PORTAVASO SC60007	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
446775	quality@spencer.it	OX07107	REK PRO MORSETTO CON FILETTO PER REK-OX	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
446776	quality@spencer.it	OX07108	REK PRO 10G MORSETTO CON FILETTO PER REK-OX	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
217085	quality@spencer.it	OX07110	MONITOX VISUALIZZ LUMIN.CONT OSSIG.NELLA BOMBOLA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
218194	quality@spencer.it	OX07113	KIT 2 MONITOX + 2 MANOMETRI E 2 CAVI M 7	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
455156	quality@spencer.it	OX07116	REK PRO MORSETTO CON SUPPORTO ALLUMINIO X O2	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
455158	quality@spencer.it	OX07117	REK PRO 10G MORSETTO CON SUPPORTO ALLUMINIO X O2	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
451764/R	quality@spencer.it	OX07118	REK PRO MORSETTO REK-OX CON SUPP. ALLUMINIO X O2	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
455161	quality@spencer.it	OX07119	REK PRO 10G MORSETTO REK-OX CON SUPP ALLUMINIO XO2	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
413101	quality@spencer.it	OX07200	REK-OX DEVIATORE BOMB.1/BOMB. 2/OFF SENZA MONITOX	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI

1582255	quality@spencer.it	OX07204	SCAMBIATORE REK-OX 2017	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
484830	quality@spencer.it	OX07801	BARRA REK-OX 18 CM CON 3 USCITE F ₂ "GAS	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
805656	quality@spencer.it	OX07810	BARRA RAIL 1MT CON PUNTALI ALETTATI	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
805660	quality@spencer.it	OX07811	G-RAIL BARRA PER GRUPPO 1 MT	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
521744	quality@spencer.it	OX07812	G-RAIL 10 G BARRA PER GRUPPO 1 MT	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
343912	quality@spencer.it	OX07814	BARRA RAIL G-RAIL 25 CM	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
343910	quality@spencer.it	OX07815	BARRA RAIL G-RAIL 10G 55 CM	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
343911	quality@spencer.it	OX07816	BARRA RAIL G-RAIL 10G 60 CM	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
805667	quality@spencer.it	OX07817	BARRA RAIL G-RAIL 50 CM	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
387966	quality@spencer.it	OX07819	BARRA REK-OX 35cm 3 PRESE O2 UNI + MANOMETRO	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
21703	quality@spencer.it	OX07820	MOD. A004 LINEA REK-OX DISTR. GAS MED. SC+M+3O2UNI	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
396207	quality@spencer.it	OX07821	BARRA REK-OX 2 VIE CON 2 PRESE O2 UNI	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
24305	quality@spencer.it	OX07822	MOD. O004 LINEA REK-OX DISTR. GAS MED. SC+M+3O2UNI	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
28103	quality@spencer.it	OX07825	MOD. B016 LINEA DISTRIB. GAS MED. REK-OX R+2O2+M	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
28104	quality@spencer.it	OX07826	MOD.B016 LINEA DISTRIB.GAS MED. REK-OX 2R+SC+3O2	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
448878	quality@spencer.it	OX07827	BARRA REK-OX 2 PRESE O2 UNI + MANOMETRO	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
448879	quality@spencer.it	OX07828	BARRA REK-OX 3 VIE O2	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
30963	quality@spencer.it	OX07829	MOD.B018 BARRA G-RAIL 30CM C/FL-K+RID+BOMB.7LT	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
33203	quality@spencer.it	OX07831	MOD.M011 LINEA DISTRIB. REK-OX 49cm 3O2UNI+M+S	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
484847	quality@spencer.it	OX07832	MOD.M011 BARRA REK-OX 50CM 3O2UNI+MANOMETRO	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
501150	quality@spencer.it	OX07833	BARRA RAIL G-RAIL 10G 40cm	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
797033/R	797033/R	OX07835	BARRA REK-OX 46CMC/PRESE 3 O2+1 ARIA+ 1 MANOMETRO	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
58024	quality@spencer.it	OX07838	MOD.M011 LINEA GAS MED.UNI RID+REK-OX M+2O2	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
118598	quality@spencer.it	OX07843	MOD.P025 LINEA DISTRIB. GAS MEDICALE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
1764298		OX07875	MOD.O004 LINEA DISTR. GAS SC+M+5O2UNI+1AIR 2017	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
62743	quality@spencer.it	OX10066	MOD.G012 OX-GR BOMB.10LT.C/RID/FLUS./UM.ATT.AFNOR	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
62763	quality@spencer.it	OX10080	OX-GR BOMB.OSS.7 LT. C/RIDUTT./FLUSS./UMID/ AFNOR	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
62783	quality@spencer.it	OX10113	MOD.P019 BOMB.10LT+RID.C/FLUS+UMID.C/ATT.BULL NOSE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
62803	quality@spencer.it	OX10115	MOD.G012 OX-GR BOMB.2LT.C/RID./FLUS./UM..ATT.AFNOR	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
62823	quality@spencer.it	OX10116	MOD.G012 OX-GR BOMB.5LT.C/RID./FLUS./UM.ATT.AFNOR	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
29563	quality@spencer.it	OX10119	OX-GR BOMBOLA O2 15LT NF/RID.PIST./ FLUX / UMID	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
104787/R	104787/R	OX20102	OXYMASK 100 MASCHERA CONCENTRAZIONE VARIABILE ADUL	R03010201 - MASCHERE PER OSSIGENOTERAPIA
104793/R	104793/R	OX20103	OXYMASK 50 MASCHERA MEDIA CONCENTRAZIONE PEDIATRIC	R03010201 - MASCHERE PER OSSIGENOTERAPIA
104794/R	104794/R	OX20104	OXYMASK 150 MASCHERA ALTA CONCENTR.ADULTO C/RESERV.	R03010201 - MASCHERE PER OSSIGENOTERAPIA
104795/R	104795/R	OX20106	OXYMASK 100 MASCHERA CONCENTRAZIONE VARIABILE PED.	R03010201 - MASCHERE PER OSSIGENOTERAPIA
104796/R	104796/R	OX20107	OXYMASK 150 MASCHERA ALTA CONCENTRAZIONE PEDIATRIC	R03010201 - MASCHERE PER OSSIGENOTERAPIA
361047	quality@spencer.it	OX20110	CANNULE NASALI PER OSSIGENOTERAPIA	R03010203 - CANNULE NASALI PER OSSIGENOTERAPIA (OCCHIALINI)
104797/R	104797/R	OX20120	OXYMASK 50 MASCHERA MEDIA CONCENTRAZIONE ADULTO	R03010201 - MASCHERE PER OSSIGENOTERAPIA
1095226	quality@spencer.it	OX20120	OXYMASK 50 - MASCHERA MEDIA CONC. ADULTO	R03010201-MASCHERE PER OSSIGENOTERAPIA
199228/R	199228/R	OX20130	TUBO ANTISCHIACCIAMENTO PER OSSIGENO	R03010204 - TUBI DI CONNESSIONE PER OSSIGENOTERAPIA
199307/R	199307/R	OX20131	OXX 30 TUBO ANTISCHIACCIAMENTO OSSIGENOTER, 10 PZ.	R03010204 - TUBI DI CONNESSIONE PER OSSIGENOTERAPIA
104799/R	104799/R	OX20132	OXYMASK 100 CONCENTR.VARIABILE ADULTO, 10 PZ.	R03010201 - MASCHERE PER OSSIGENOTERAPIA
104800/R	104800/R	OX20133	OXYMASK 50 MEDIA CONCENTR. PEDIATRICA, 10 PZ.	R03010201 - MASCHERE PER OSSIGENOTERAPIA
104801/R	104801/R	OX20134	OXYMASK 150 ALTA CONCENTR. ADULTO, 10 PZ.	R03010201 - MASCHERE PER OSSIGENOTERAPIA

104802/R	104802/R	OX20136	OXYMASK 100 CONCENTR. VARIABILE PEDIATRICA, 10 PZ.	R03010201 - MASCHERE PER OSSIGENOTERAPIA
104804/R	104804/R	OX20137	OXYMASK 150 ALTA CONCENTR. PEDIATRICA, 10 PZ.	R03010201 - MASCHERE PER OSSIGENOTERAPIA
104805/R	104805/R	OX20139	OXYMASK 50 MEDIA CONCENTR. ADULTO, 10 PZ.	R03010201 - MASCHERE PER OSSIGENOTERAPIA
976286/R	976286/R	OX20160	OXYMASK 50 - MASCH. ½ CONC. ADULTO 10 PZ. IMB.SING.	R03010201 - MASCHERE PER OSSIGENOTERAPIA
976287/R	976287/R	OX20161	OXYMASK 50 - MASCH. ½ CONC. PEDIAT.10 PZ.IMB.SING.	R03010201 - MASCHERE PER OSSIGENOTERAPIA
976289/R	976289/R	OX20170	OXYMASK 100 - MASCH.CONC.VAR.ADULTO 10 PZ.IMB.SING	R03010201 - MASCHERE PER OSSIGENOTERAPIA
976290/R	976290/R	OX20171	OXYMASK 100 - MASCH.CONC.VAR.PEDIAT.10 PZ.IMB.SING	R03010201 - MASCHERE PER OSSIGENOTERAPIA
976291/R	976291/R	OX20180	OXYMASK 150 - MASCH ALTA CONC. AD. 10 PZ IMB.SING.	R03010201 - MASCHERE PER OSSIGENOTERAPIA
976292/R	976292/R	OX20181	OXYMASK 150 - MASCH ALTA CONC. PED 10 PZ IMB.SING.	R03010201 - MASCHERE PER OSSIGENOTERAPIA
59743	quality@spencer.it	OX70110	BARRA OSSIG: 3PR 3INNMONITOX,RACC.TUB,SELF S.2 RID	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
59763	quality@spencer.it	OX70120	BARRA OSSIGENO: 3PR 3INN.MONITOX,RACC.,TUBO ATOSS	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
815327/R	815327/R	OX70130	BARRA OSSIGENO: 3 PRESE UNI 3 INNISTI UNI	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
87711/R	87711/R	OX71001	PRESA OSSIGENO SIO CON GHIERA	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
87711/R	87711/R	OX81001	INNESTO PRE PRESA OSSIGENO SIO	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
120292/R	120292/R	PO00030	OTIS 507 PULSIOSSIMETRO CON SENSORE	Z1203020408 - PULSIOSSIMETRI
120292/R	120292/R	PO00031	OTIS 1007 PULSIOSSIMETRO CON SENSORE	Z1203020408 - PULSIOSSIMETRI
120292/R	120292/R	PO00033	OTIS 3007 PULSIOSSIMETRO CON SENSORE	Z1203020408 - PULSIOSSIMETRI
120292/R	120292/R	PO00034	OTIS 2007 PULSIOSSIMETRO CON SENSORE	Z1203020408 - PULSIOSSIMETRI
120292/R	120292/R	PO00037	OTIS 3007 CON CLIP ADULTO/PED.+CUSTODIA+CAVO 12VDC	Z1203020408 - PULSIOSSIMETRI
513161/R	513161/R	PO00038	OTIS 3007 PULSIOSSIMETRO CON SENSORE + 6pile AAA	Z1203020408 - PULSIOSSIMETRI
120292/R	120292/R	PO00100	PALCO MOD.100 PULSE OXIM.C/SENSORE INCORP.,MANUALE	Z1203020408 - PULSIOSSIMETRI
120292/R	120292/R	PO00101	PALCO MOD.100 PULSE OXIM.C/ADATTAT.,SENS.CLIP,MAN.	Z1203020408 - PULSIOSSIMETRI
112375	quality@spencer.it	PO00103	SENSORE UNIVERSALE ADULTO 76cm SERIE 7-SERIE 100	Z12039080 - STRUMENTAZIONE VARIA PER SUPPORTO E MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI - COMPONEN
1543981	quality@spencer.it	PO00110	PULSIOSSIMETRO PALMARE COMPLETO DI SENSORE	Z1203020408 - PULSIOSSIMETRI
175514/R	175514/R	PO00111	TEXAS 111 PULS. COMPATTO SENS. INTEGRATO C/CUSTODIA	Z1203020408 - PULSIOSSIMETRI
606487/R	606487/R	PO00111	TEXAS 111 PULS. COMPATTO SENS. INTEGRATO	Z1203020408 - PULSIOSSIMETRI
175514/R	175514/R	PO00112	TEXAS 112 PULSIOSSIMETRO COMPATTO SENS. INTEGRATO	Z1203020408 - PULSIOSSIMETRI
74505/R	74505/R	PO00461	SENSORE CLIP DITO IND.MED XOTIS/PALCO (+10 a+40°C)	C900301 - SENSORI PER OSSIMETRIA
74162/R	74162/R	PO05100	SENSORE PEDIATR. (5 ANNI)C/24 STRISCIE ADES.+FASC.	C900301 - SENSORI PER OSSIMETRIA
74096/R	74096/R	PO05304	SENSORE SOFT PEDIATRICO PER OTIS E PALCO (2-8 ANNI	C900301 - SENSORI PER OSSIMETRIA
74505/R	74505/R	PO40004	SENSORE COMPATIB. RIUTILIZZ. NELLCOR ADULTO 90cm	C900301 - SENSORI PER OSSIMETRIA
84047/R	84047/R	PR00304	RID.PRES.PIST.B3,5-6l/m-CORTO-C/COPRIM.PORTAG.ø6mm	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
84047/R	84047/R	PR00305	RID.PRES.MEMB.B3,5-150l/m-CORTO-C/COPRIM.PORT.ø7mm	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
84047/R	84047/R	PR00307	RID.PRES.PIST.B3,5-140l/m-CORTO-C/COPRIM.PORT.ø7mm	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
84055/R	84055/R	PR00308	RID.PRES.SCATTI 15 l/m-CORTO-C/COMPIM.PORTAG.ø6mm	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
84047/R	84047/R	PR00310	RID.PRES.MEM.B3,5-150 l/m-LUNGO-C/COPRIM.PORT.ø7mm	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
84047/R	84047/R	PR00311	RID.PRES.PIST.B3,5-140l/m-LUNGO-C/COPRIM.PORT.ø7mm	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
84047/R	84047/R	PR00314	RID.PRES.MEMB.B3,5-150l/m NF C/COPRIM.PORT.ø7mm	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
84055/R	84055/R	PR00316	RID.PRES.SCATTI 15 l/m NF C/COPRIM.PORT.ø6mm	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
84055/R	84055/R	PR00321	RID.PRES.SCATTI 15 l/m NF C/COP.POR.ø6 C/AT.CLARCK	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
84047/R	84047/R	PR00326	RID.PRES.MEMBR. 3,5 Bar-150 L/m CON MANOM MONITOX	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
84047/R	84047/R	PR00336	PRX05 CON TRASDUTTORE PRESSIONE 300BAR	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
84047/R	84047/R	PR00341	RID.PRES.MEMBR. DIN 4 Bar-150L/min MANOM MONITOX	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
84055/R	84055/R	PR00343	RID.PRES.SCATTI 0-15L/m BS CODOLO CORTO	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI

84047/R	84047/R	PR00344	RID.PRES.PIST.B3,5-140I/m-UNI ARIA MEDIC.PORT.Ã 7mm	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
84047/R	84047/R	PR00345	RID.PRES.MEMB.B3,5-140I/m-UNI ARIA MEDIC.PORT.Ã 7mm	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
84055/R	84055/R	PR00346	RID.PRES.PIST. O2 DIN TED. 1.5 I/m-CORTO-PORT.Ã 6mm	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
101272/R	101272/R	PR00502	RIDUTTORE DI PRESSIONE MU	Z120309 - SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
100563/R	100563/R	QC10100	CERVER MIS.P COLLARE CERVICALE	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
100564/R	100564/R	QC10101	CERVER MIS.S COLLARE CERVICALE	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
100566/R	100566/R	QC10102	CERVER MIS.M COLLARE CERVICALE	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
100570/R	100570/R	QC10103	CERVER MIS.L COLLARE CERVICALE	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
100576/R	100576/R	QC10104	CERVER SET 4 MIS. CON SACCA COLLARI CERVICALI	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
100863/R	100863/R	QC10120	COLLAR BAG 3 SACCA C/DIVISORI PER COLLARI MONOVALV	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1215507	quality@spencer.it	QC11000	KYOTO - COLLARE CERVICALE IN PU ESPANSO MIS. S	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
1215512	quality@spencer.it	QC11001	KYOTO - COLLARE CERVICALE IN PU ESPANSO MIS. M	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
1215513	quality@spencer.it	QC11002	KYOTO - COLLARE CERVICALE IN PU ESPANSO MIS. L	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
1238817	quality@spencer.it	QC11003	KYOTO - COLLARE CERVICALE IN PU ESPANSO MIS. XL	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
1478632	quality@spencer.it	QC12000	PARIS - COLLARE MORBIDO MIS. S	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
1478639	quality@spencer.it	QC12001	PARIS - COLLARE MORBIDO MIS. M	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
1478640	quality@spencer.it	QC12002	PARIS - COLLARE MORBIDO MIS. L	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
1478641	quality@spencer.it	QC12003		Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
81010/R	81010/R	QC19001	NEC YORK COLLARE RIGIDO MIS. 1 INFANT	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
83084/R	83084/R	QC19002	NEC YORK COLLARE RIGIDO MIS. 2 PEDIATRICO	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
100778/R	100778/R	QC19010	COLLAR BAG 1 SACCA PER COLLARI MONOVALVA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
794712/R	794712/R	QC19011	MOD.R001 SET NEC YORK 5 PZ. CON SACCA	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
794713/R	794713/R	QC19012	MOD.D009 SET NEC YORK 3 MIS.C/NEC UP ADULTO+SACCA	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
195214/R	195214/R	QC19013	SET NEC YORK 3 PZ. CON SACCA	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
195215/R	195215/R	QC19015	SET NEC YORK 6 PZ. CON SACCA	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
795608/R	795608/R	QC19017	MOD.O001 SET NEC YORK C/SACCA NERA	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
1763521		QC19019	NEC YORK - KIT COLLARI 6 PZ. (6 MISURE) CON SACCA	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
83086/R	83086/R	QC19020	NEC YORK COLLARE RIGIDO MIS. 3 NECKLESS	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
83088/R	83088/R	QC19021	NEC YORK COLLARE RIGIDO MIS. 4 SHORT	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
83090/R	83090/R	QC19022	NEC YORK COLLARE RIGIDO MIS. 5 REGULAR	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
1530317	quality@spencer.it	QC19024	NEC YORK - COLLARE CERV. MONOV. MIS.6 (LARGE)	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
1763522		QC19025	NEC YORK - KIT COLLARI 6 PZ. (4 AD. 2 PED.) C/SACC	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
78661/R	78661/R	QC19100	NEC UP COLLARE MULTIMISURA ADULTO	Y060315 - ORTESI CERVICO-TORACICHE
1663324	quality@spencer.it	QC19100	NEC UP - COLLARE MULTIMISURA ADULTO	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
78661/R	78661/R	QC19101	NEC UP COLLARE MULTIMISURA PEDIATRICO	Y060315 - ORTESI CERVICO-TORACICHE
1748641	quality@spencer.it	QC19101	NEC UP - COLLARE MULTIMISURA PEDIATRICO	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
1748641		QC19101	NEC UP - COLLARE MULTIMISURA PEDIATRICO	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
92291/R	92291/R	QC22301	DALLAS COLLARE CERVICALE SEMIRIGIDO XS MONOUSO	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
92293/R	92293/R	QC22302	DALLAS COLLARE CERVICALE SEMIRIGIDO S MONOUSO	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
92298/R	92298/R	QC22303	DALLAS COLLARE CERVICALE SEMIRIGIDO M MONOUSO	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
92300/R	92300/R	QC22304	DALLAS COLLARE CERVICALE SEMIRIGIDO L MONOUSO	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
92303/R	92303/R	QC22305	DALLAS COLLARE CERVICALE SEMIRIGIDO XL MONOUSO	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
195190/R	195190/R	QC22350	DALLAS COLLARE CERVICALE KIT 3 MISURE MONOUSO	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
195188/R	195188/R	QC22370	DALLAS COLLARE CERVICALE KIT 5 MISURE MONOUSO	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)

100559/R	100559/R	QC22500	SET CERVI FLEX 3 MIS.CON SACCA	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
99956/R	99956/R	QC22501	CERVI FLEX COLLARE CERVICALE MIS. S	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
99961/R	99961/R	QC22502	CERVI FLEX COLLARE CERVICALE MIS. M	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
100545/R	100545/R	QC22503	CERVI FLEX COLLARE CERVICALE MIS. L	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
99955/R	99955/R	QC22504	CERVI FLEX COLLARE CERVICALE MIS. XS	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
100548/R	100548/R	QC22505	CERVI FLEX COLLARE CERVICALE MIS. XL	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
100551/R	100551/R	QC22506	SET CERVI FLEX 5 MIS.CON SACCA	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
565927/R	565927/R	QC30100	YES YELLOW EMERGENCY SUPER COLLAR MISURA XS	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
565929/R	565929/R	QC30101	YES YELLOW EMERGENCY SUPER COLLAR MISURA S	S Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
565930/R	565930/R	QC30102	YES YELLOW EMERGENCY SUPER COLLAR MISURA M	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
565931/R	565931/R	QC30103	YES YELLOW EMERGENCY SUPER COLLAR MISURA L	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
565932/R	565932/R	QC30104	SET COLLARI YES 4 MISURE (PSML)	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
195180/R	195180/R	QC50100	SET COLLARE JEMS 3 MISURE CON SACCA	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
92193/R	92193/R	QC50102	JEMS COLLARE RIGIDO REGOLABILE	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
92208/R	92208/R	QC50103	JEMS COLLARE RIGIDO REGOLABILE M	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
92224/R	92224/R	QC50104	JEMS COLLARE RIGIDO REGOLABILE L	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
92240/R	92240/R	QC50106	JEMS COLLARE RIGIDO REGOLABILE S BIANCO	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
92243/R	92243/R	QC50108	JEMS COLLARE RIGIDO REGOLABILE L BIANCO	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
103665/R	103665/R	QC70010	FIXO SPLINT STECCOBENDA RIGIDA MISURA XS	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
103660/R	103660/R	QC70020	FIXO SPLINT STECCOBENDA RIGIDA MISURA S	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
103657/R	103657/R	QC70050	FIXO SPLINT STECCOBENDA RIGIDA MISURA L	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
195300/R	195300/R	QC70090	FIXO SPLINT SET 2 MISURE(S-L) STECCOBENDE C/SACCA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
195301/R	195301/R	QC70091	FIXO SPLINT SET 3 MIS.(XS-S-L) STECCOBENDE C/SACCA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
1238827	quality@spencer.it	QC70092	MOD.U004 FIXO SPLINT KIT 3 MIS. (XS-S-L) C/SAC.	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102683/R	102683/R	QM20001	POLI MATT MATERASSO A DEPRESS.CON FISSAGGIO 10G	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102676/R	102676/R	QM22000	POLI MATT - MATERASSO A DEPR.IN POLIURETANO GIALLO	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
794749/R	794749/R	QM22092	MOD.S018 KIT CDK MATERASSO / POMPA ABS C/SACCA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102581/R	102581/R	QM22100	RES Q MATT PLUS PHORETEX MATER.DEPRES.CM.95X204	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102648/R	102648/R	QM22101	RES Q MATT PLUS POLISTIRENE MATER.DEPRES.CM.95X204	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
343875	quality@spencer.it	QM22103	MOD.S028 MATERASSO DEPR.CON POMPA ABS E SACCA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102652/R	102652/R	QM22206	RES Q MATT MATER.DEP.C/SACCA 8 MAN.ARANCIO 80X204	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102654/R	102654/R	QM22208	RES Q MATT MATER.DEP.C/SACCA 8 MAN.GIALLA 80X204	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102656/R	102656/R	QM22210	RES Q MATT MATER.DEP.C/SACCA 8 MANIGLIE BLU 80X204	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102658/R	102658/R	QM22212	RES Q MATT MATER.DEP.C/SACCA 8 MAN.MILITARY 80X204	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
1762840		QM22214	MOD.M006 RES-Q-MATT - MATER. DEPR. 12 MAN. ARANCIO	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
805748	quality@spencer.it	QM22250	MOD.E002 CDK ARANCIO/BLU SENZA LOGO SPENCER	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102659/R	102659/R	QM22300	CDK MATERASSO A DEPRESS.ARANCIO/GRIGIO CM.213X88	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102661/R	102661/R	QM22302	CDK MATERASSO A DEPRES.ARANCIO/GRIGIO CM.213X100	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
794728/R	794728/R	QM22304	MOD.L009 CDK ARANCIO/GRIGIO CM.213X88 ANONIMO	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
794729/R	794729/R	QM22305	MOD.L009 CDK ARANCIO/GRIGIO CM.213X100 ANONIMO	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
794747/R	794747/R	QM22306	MOD.O001 CDK ARANCIO/NERO CM.213X88 PERSONALIZZATO	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102663/R	102663/R	QM22310	CDK MATERASSO A DEPRESSIONE MILITARY CM.213X88	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102665/R	102665/R	QM22350	BLUE MATT MATERASSO A DEPRESSIONE CM.213X88	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
99890/R	99890/R	QM22351	QMX351 CINTURA BLUE MATT CON MOSCHETTONI G.D. 2PZ.	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI

794928/R	794928/R	QM22353	MOD.S028 BLUE MATT MATERASSO C/CINTURE NEUTRE	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
814987	quality@spencer.it	QM22400	MATERASSINO CM.100X50 IN PVC BLU A DEPRESSIONE	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
195244/R	195244/R	QM22500	KIT RES Q SPLINT N.3 STECCOB.DEPRES.C/BORSA+POMPA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
464350/R	464350/R	QM22503	MOD.F011 KIT RES Q SPLINT C/SACCA E POMPA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102852/R	102852/R	QM22510	RES Q SPLINT GAMBA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102924/R	102924/R	QM22520	RES Q SPLINT BRACCIO	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102933/R	102933/R	QM22530	RES Q SPLINT TESTA/CAVIGLIA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
195242/R	195242/R	QM22590	KIT RES Q SPLINT PLUS N.3 CON BORSA E POMPA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102931/R	102931/R	QM22591	RES Q SPLINT PLUS GAMBA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102926/R	102926/R	QM22592	RES Q SPLINT PLUS BRACCIO	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102927/R	102927/R	QM22593	RES Q SPLINT PLUS CAVIGLIA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
795597/R	795597/R	QM22595	MOD.D007 KIT RES Q PLINT PLUS 2 MIS. C/BORSA+POMPA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
795591/R	795591/R	QM22596	MOD.A005 KIT RES Q SPLINT PLUS 2 MIS.C/SACCA+POMPA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
195247/R	195247/R	QM22700	KIT EMSOFT BLU 2 MIS.S-L CON BORSA E POMPA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102963/R	102963/R	QM22701	EMSOFT L STECCOBENDA A DEPRES.	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102989/R	102989/R	QM22702	EMSOFT S STECCOBENDA A DEPRES.	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102965/R	102965/R	QM22705	EMSOFT M STECCOBENDA A DEPRES.	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
794949/R	794949/R	QM22706	MOD.P010 KIT EMSOFT 3 MISURE SENZA SACCA E POMPA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
195248/R	195248/R	QM22707	KIT EMSOFT 3 MIS.S-M-L CON BORSA E POMPA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
1215496	quality@spencer.it	QM22709	EMSOFT - STECCOBENDA DEPRESSIONE IN VINILE MIS. XS	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
195251/R	195251/R	QM22760	KIT EMSOFT PRO GIALLO 2 MIS S-L CON BORSA E POMPA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
195252/R	195252/R	QM22761	KIT EMSOFTPRO GIALLO 3 MIS S-M-L CON BORSA E POMPA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102978/R	102978/R	QM22762	EMSOFT PRO GIALLA S STECCOBENDA A DEPRESSIONE	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102974/R	102974/R	QM22763	EMSOFT PRO GIALLA M STECCOBENDA A DEPRESSIONE	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102972/R	102972/R	QM22764	EMSOFT PRO GIALLA L STECCOBENDA A DEPRESSIONE	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
195253/R	195253/R	QM22770	KIT EMSOFT PRO MILITARY 2 MIS. CON BORSA E POMPA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
195254/R	195254/R	QM22771	KIT EMSOFT PRO MILITARY 3 MIS. CON SACCA E POMPA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102980/R	102980/R	QM22772	EMSOFT PRO MILITARY S STECCOBENDA A DEPR.	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102983/R	102983/R	QM22773	EMSOFT PRO MILITARY M STECCOBENDA A DEPR.	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102986/R	102986/R	QM22774	EMSOFT PRO MILITARY L STECCOBENDA A DEPR.	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
795008/R	795008/R	QM22785	MOD.S006 SET EMSOFT 8 PZ. C/SACCA+POMPA+KIT RIPAR.	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
795009/R	795009/R	QM22787	MOD.M006 SET EMSOFT 8 PZ.C/SACCA/POMPA/KIT RIP.	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102666/R	102666/R	QM22800	COMBIMATT MAT.DOPPIO USO DEPRES./GOMMAP.CM.99X203	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
1229038	quality@spencer.it	QM22804	COMBIMATT - MATERASSO C/SACC TRASP E POMPA QMX 120	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
1478268	quality@spencer.it	QM22805	MATERASSO C/SACCA E POMPA QMX 109	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102669/R	102669/R	QM22900	NEXUS MATERASSO A DEPRESSIONE ANTIRETR.CM.80X202	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102670/R	102670/R	QM22901	NEXUS MATER. DEP.CM.80X202 C/SACCA+POMPA MOD.120	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
103716/R	103716/R	QM30161	MINI MATT MATERASSO A DEPRESSIONE PEDIATRICO	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
787237/R	787237/R	QM30165	MOD.F001 MAT.DEP.CM.50X100 BLU C/LOGO FOSCHI SER.	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
170894/R	170894/R	QM40100	HIRVIN TELO PORTAFERITI N. 6 MANIGLIE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
170941/R	170941/R	QM40101	HIRVIN TELO PORTAFERITI N. 6 MANIGLIE GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
170944/R	170944/R	QM40200	HIRVIN TELO PORTAFERITI N. 8 MANIGLIE ARANCIO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
170947/R	170947/R	QM40201	HIRVIN TELO PORTAFERITI N. 8 MANIGLIE GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
170949/R	170949/R	QM40300	HIRVIN TELO PORTAFERITI N. 10 MANIGLIE ARANCIO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE

170952/R	170952/R	QM40301	HIRVIN TELO PORTAFERITI N. 10 MANIGLIE GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
170953/R	170953/R	QM40500	HP HIRVIN PLUS TELO PORTAFERITI N. 8 MANIGLIE ARANCIO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
170954/R	170954/R	QM40501	HP HIRVIN PLUS TELO PORTAFERITI N. 8 MANIGLIE GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1404596	quality@spencer.it	QM40600	WOW - TELO PORTAFERITI 10 MANIGLIE C/PUNTAPIEDI	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1478264	quality@spencer.it	QM40601	WOW - TELO PORTAFERITI 10 MANIGLIE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
170966	quality@spencer.it	QM50000	ZEN CUSCINO ANATOMICO GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
171901	quality@spencer.it	QM50001	QMX 01 CUSCINO TERMOSALDATO PER BARELLA	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
171905	quality@spencer.it	QM50002	QMX 02 CUSCINO AUTOMATICO PER BARELLA	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
93160/R	93160/R	QM50020	QMX71 1 MATERASSO PER BARELLA BLU	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
93009/R	93009/R	QM50150	QMX 750 MATERASSO CON MANIGLIE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
445743/R	445743/R	QM50153	MOD.S031 MATERASSO C/TELO PORTAF. 8 MANIGLIE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
795013/R	795013/R	QS24101	AIR SPLINT SET 4 MIS.STECCOB.PNEUM.SENZA SACCA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
195271/R	195271/R	QS24200	AIR SPLINT SET 6 MIS. CON SACCA S/SCOMPARTI	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
195268/R	195268/R	QS24202	AIR SPLINT SET 6 MIS CON SACCA A 6 SCOMPARTI	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
103611/R	103611/R	QS24237	AIR SPLINT BRACCIO 37 CM STECCOBENDA PNEUMATICA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
103636/R	103636/R	QS24240	AIR SPLINT GAMBA 40 CM STECCOBENDA PNEUMATICA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
103628/R	103628/R	QS24264	AIR SPLINT BRACCIO 64 CM STECCOBENDA PNEUMATICA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
103639/R	103639/R	QS24267	AIR SPLINT GAMBA 67 CM STECCOBENDA PNEUMATICA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
103633/R	103633/R	QS24275	AIR SPLINT BRACCIO 75 CM STECCOBENDA PNEUMATICA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
103644/R	103644/R	QS24285	AIR SPLINT GAMBA 85 CM STECCOBENDA PNEUMATICA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
795014/R	795014/R	QS24300	AIR SPLINT - KIT 4 MISURE C/SACCA S/SCOMPARTI	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
136828/R	136828/R	RB70000	RES Q BOARD TAVOLA PER LA RESUSCITAZIONE ARANCIO	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
136822/R	136822/R	RB70001	RES Q BOARD TAVOLA PER LA RESUSCITAZIONE GIALLO	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
136829/R	136829/R	RB70002	RES Q BOARD TAVOLA PER LA RESUSCITAZIONE MILITARY	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
796027/R	796027/R	RB70003	RES-Q-BOARD - TAVOLA RESUSC.RESIST.FIAMMA ARANCIO	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
793447/R	793447/R	RB70010	RES-Q-BOARD - SUPPORTO A PARETE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
148320/R	148320/R	RM10210	SET CANNULE BERMAN 6 MISURE	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
138001/R	138001/R	RM10211	BERMAN CANNULA OROFARINGEA NON STERILE MIS. 0	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
138009/R	138009/R	RM10212	BERMAN CANNULA OROFARINGEA NON STERILE MIS. 1	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
138010/R	138010/R	RM10213	BERMAN CANNULA OROFARINGEA NON STERILE MIS. 2	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
138012/R	138012/R	RM10214	BERMAN CANNULA OROFARINGEA NON STERILE MIS. 3	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
138013/R	138013/R	RM10215	BERMAN CANNULA OROFARINGEA NON STERILE MIS. 4	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
138015/R	138015/R	RM10216	BERMAN CANNULA OROFARINGEA NON STERILE MIS. 5	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
795019/R	795019/R	RM10221	BERMAN - CANNULA OROF. MONOUSO MIS.0 10 PZ	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
795021/R	795021/R	RM10222	BERMAN - CANNULA OROF. MONOUSO MIS.1 10 PZ	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
795022/R	795022/R	RM10223	BERMAN - CANNULA OROF. MONOUSO MIS.2 10 PZ	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
795023/R	795023/R	RM10224	BERMAN - CANNULA OROF. MONOUSO MIS.3 10 PZ	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
795028/R	795028/R	RM10225	BERMAN - CANNULA OROF. MONOUSO MIS.4 10 PZ	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
795048/R	795048/R	RM10226	BERMAN - CANNULA OROF. MONOUSO MIS.5 10 PZ	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
138018/R	138018/R	RM10300	GUEDEL CANNULA OROFARINGEA NON STERILE MIS. 0	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
138019/R	138019/R	RM10301	GUEDEL CANNULA OROFARINGEA NON STERILE MIS. 1	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
138020/R	138020/R	RM10302	GUEDEL CANNULA OROFARINGEA NON STERILE MIS. 2	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
138021/R	138021/R	RM10303	GUEDEL CANNULA OROFARINGEA NON STERILE MIS. 3	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
138022/R	138022/R	RM10304	GUEDEL CANNULA OROFARINGEA NON STERILE MIS. 4	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL

138016/R	138016/R	RM10305	GUEDEL CANNULA OROFARINGEA NON STERILE MIS. 00	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
138025/R	138025/R	RM10306	GUEDEL CANNULA OROFARINGEA NON STERILE MIS. 6	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
138023/R	138023/R	RM10307	GUEDEL CANNULA OROFARINGEA NON STERILE MIS. 5	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
1503770	quality@spencer.it	RM10308	GUEDEL - CANNULA OROF. MONOUSO 30 MM	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
148325/R	148325/R	RM10310	SET CANULE GUEDEL 6 MISURE	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
148337/R	148337/R	RM10311	SET CANULE GUEDEL 8 MISURE	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
795067/R	795067/R	RM10320	GUEDEL - CANNULA MONOUSO MIS.0 (50 MM) 10 PZ.	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
457916/R	457916/R	RM10321	GUEDEL MONOUSO MM.60 CONF. 10 PZ.	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
457919/R	457919/R	RM10322	GUEDEL MONOUSO MM.70 CONF. 10 PZ.	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
457920/R	457920/R	RM10323	GUEDEL MONOUSO MM. 80 CONF. 10 PZ.	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
457921/R	457921/R	RM10324	GUEDEL MONOUSO MM.90 CONF. 10 PZ.	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
795087/R	795087/R	RM10325	GUEDEL - CANNULA MONOUSO MIS.00 (40 MM) 10 PZ.	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
457922/R	457922/R	RM10326	GUEDEL MONOUSO MM.110 CONF. 10 PZ.	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
457923/R	457923/R	RM10327	GUEDEL MONOUSO MM.100 CONF. 10 PZ.	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
421744/R	421744/R	RM10328	GUEDEL MONOUSO MM.30 CONF. 10 PZ.	R010102 - CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL
310898	quality@spencer.it	RM10601	MASCHERA LARINGEA STERILE MONOUSO IN PVC MIS. 1	R01020101 - MASCHERE LARINGEE MONOLUME
957834/R	957834/R	RM10601	DGX 02 - MASCH. LARINGEA PVC MONOUSO STERILE MIS. 1	R01020101 - MASCHERE LARINGEE MONOLUME
310900	quality@spencer.it	RM10602	MASCHERA LARINGEA STERILE MONOUSO IN PVC MIS. 2	R01020101 - MASCHERE LARINGEE MONOLUME
958034/R	958034/R	RM10602	DGX 02 - MASCH. LARINGEA PVC MONOUSO STERILE MIS. 2	R01020101 - MASCHERE LARINGEE MONOLUME
310901	quality@spencer.it	RM10603	MASCHERA LARINGEA STERILE MONOUSO IN PVC MIS. 3	R01020101 - MASCHERE LARINGEE MONOLUME
958036/R	958036/R	RM10603	DGX 02 - MASCH. LARINGEA PVC MONOUSO STERILE MIS. 3	R01020101 - MASCHERE LARINGEE MONOLUME
310902	quality@spencer.it	RM10604	MASCHERA LARINGEA STERILE MONOUSO IN PVC MIS. 4	R01020101 - MASCHERE LARINGEE MONOLUME
958038/R	958038/R	RM10604	DGX 02 - MASCH. LARINGEA PVC MONOUSO STERILE MIS. 4	R01020101 - MASCHERE LARINGEE MONOLUME
310903	quality@spencer.it	RM10605	MASCHERA LARINGEA STERILE MONOUSO IN PVC MIS. 5	R01020101 - MASCHERE LARINGEE MONOLUME
958039/R	958039/R	RM10605	DGX 02 - MASCH. LARINGEA PVC MONOUSO STERILE MIS. 5	R01020101 - MASCHERE LARINGEE MONOLUME
216172/R	216172/R	RM10860	AIR CUFFED MASK PVC SENZA VALVOLA MIS.0, 10 PZ.	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
104863/R	104863/R	RM10861	AIR CUFFED MASK PVC SENZA VALVOLA MIS.1, 10 PZ.	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
104866/R	104866/R	RM10862	AIR CUFFED MASK PVC SENZA VALVOLA MIS 2, 10 PZ.	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
104867/R	104867/R	RM10863	AIR CUFFED MASK PVC SENZA VALVOLA MIS.3, 10 PZ.	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
104868/R	104868/R	RM10864	AIR CUFFED MASK PVC SENZA VALVOLA MIS.4, 10 PZ.	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
104870/R	104870/R	RM10865	AIR CUFFED MASK PVC SENZA VALVOLA MIS.5, 10 PZ.	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
104872/R	104872/R	RM10870	AIR CUFFED MASK PVC CON VALVOLA MIS. 0, 10 PZ.	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
104876/R	104876/R	RM10871	AIR CUFFED MASK PVC CON VALVOLA MIS.1, 10 PZ.	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
104877/R	104877/R	RM10872	AIR CUFFED MASK PVC CON VALVOLA MIS. 2, 10 PZ.	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
104879/R	104879/R	RM10873	AIR CUFFED MASK PVC CON VALVOLA MIS. 3, 10 PZ.	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
104880/R	104880/R	RM10874	AIR CUFFED MASK PVC CON VALVOLA MIS. 4, 10 PZ.	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
104882/R	104882/R	RM10875	AIR CUFFED MASK PVC CON VALVOLA MIS. 5, 10 PZ.	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
106058/R	106058/R	RM10880	CUFFED MASK MIS.0 MASCHERA PVC AIR CUSHION	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
106059/R	106059/R	RM10881	CUFFED MASK MIS.1 MASCHERA PVC AIR CUSHION	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
106062/R	106062/R	RM10882	CUFFED MASK MIS.2 MASCHERA PVC AIR CUSHION	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
834828/R	834828/R	RM10883	CUFFED MASK MIS.3 MASCHERA PVC AIR CUSH.	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
517747 /R	517747 /R	RM10885	CUFFED MASK MIS.5 MASCHERA PVC AIR CUSH	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
148142/R	148142/R	RM10889	CUFFED MASK MIS.0 PVC COLOUR CODED SENZA VALVOLA	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
148144/R	148144/R	RM10890	CUFFED MASK MIS.1 PVC COLOUR CODED SENZA VALVOLA	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE

148145/R	148145/R	RM10891	CUFFED MASK MIS.2 PVC COLOUR CODED SENZA VALVOLA	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
148148/R	148148/R	RM10892	CUFFED MASK MIS.3 PVC COLOUR CODED SENZA VALVOLA	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
148149/R	148149/R	RM10893	CUFFED MASK MIS.4 PVC COLOUR CODED SENZA VALVOLA	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
343834/R	343834/R	RM10894	CUFFED MASK MIS.5 PVC COLOUR CODED SENZA VALVOLA	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
293029/R	293029/R	RM10900	CUFFED MASK MIS.0 PVC COLOUR CODED CON VALVOLA	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
293031/R	293031/R	RM10901	CUFFED MASK MIS.1 PVC COLOUR CODED CON VALVOLA	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
293032/R	293032/R	RM10902	CUFFED MASK MIS.2 PVC COLOUR CODED CON VALVOLA	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
293033/R	293033/R	RM10903	CUFFED MASK MIS.3 PVC COLOUR CODED CON VALVOLA	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
293034/R	293034/R	RM10904	CUFFED MASK MIS.4 PVC COLOUR CODED CON VALVOLA	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
293035/R	293035/R	RM10905	CUFFED MASK MIS.5 PVC COLOUR CODED CON VALVOLA	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
875474/R	875474/R	RM20204	ABBASSALINGUA METALLO PER ADULTI	L9099 - STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO - ALTRO
145623/R	145623/R	RM20400	B-LIFE MIS. 0 MASCHERA FACCIALE	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
145630/R	145630/R	RM20401	B-LIFE MIS. 1 MASCHERA FACCIALE	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
145631/R	145631/R	RM20402	B-LIFE MIS. 2 MASCHERA FACCIALE	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
145632/R	145632/R	RM20403	B-LIFE MIS. 3 MASCHERA FACCIALE	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
145634/R	145634/R	RM20404	B-LIFE MIS. 4 MASCHERA FACCIALE	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
145635/R	145635/R	RM20405	B-LIFE MIS. 5 MASCHERA FACCIALE	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
145641/R	145641/R	RM20410	B-LIFE 6 MISURE MASCHERA FACCIALE	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
104832/R	104832/R	RM20500	ECO B-LIFE MIS.5 MASCHERA IN GOMMA	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
104833/R	104833/R	RM20501	ECO B-LIFE MIS.4 MASCHERA IN GOMMA	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
104835/R	104835/R	RM20502	ECO B-LIFE MIS.2 MASCHERA IN GOMMA	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
104837/R	104837/R	RM20503	ECO B-LIFE MIS.1 MASCHERA IN GOMMA	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
104839/R	104839/R	RM20504	ECO B-LIFE MIS.0 MASCHERA IN GOMMA	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
104840/R	104840/R	RM20510	ECO B-LIFE MIS.3 MASCHERA IN GOMMA	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
145645/R	145645/R	RM20511	ECO B-LIFE 6 MISURE MASCHERA IN GOMMA	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
146272/R	146272/R	RM20600	MASKA MASCHERA FACCIALE ANTISTATICHE CON LATTICE MIS. 0	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
146277/R	146277/R	RM20601	MASKA MASCHERA FACCIALE ANTISTATICHE CON LATTICE MIS. 1	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
146278/R	146278/R	RM20602	MASKA MASCHERA FACCIALE ANTISTATICHE CON LATTICE MIS. 2	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
146280/R	146280/R	RM20603	MASKA MASCHERA FACCIALE ANTISTATICHE CON LATTICE MIS. 3	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
146281/R	146281/R	RM20604	MASKA MASCHERA FACCIALE ANTISTATICHE CON LATTICE MIS. 4	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
146282/R	146282/R	RM20605	MASKA MASCHERA FACCIALE ANTISTATICHE CON LATTICE MIS. 5	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
146283/R	146283/R	RM20610	MASKA MASCHERA FACCIALE ANTISTATICHE CON LATTICE 6 MISURE	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
145667/R	145667/R	RM20700	SPENCER MASK MIS. 0 POLICARBONATO	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
145668/R	145668/R	RM20702	SPENCER MASK MIS. 2 POLICARBONATO	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
145669/R	145669/R	RM20704	SPENCER MASK MIS. 4 POLICARBONATO	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
145671/R	145671/R	RM20705	SPENCER MASK MIS. 5 POLICARBONATO	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
145673/R	145673/R	RM20710	SPENCER MASK 4 MISURE POLICARBONATO	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
145649/R	145649/R	RM20800	SPENCER MASK MIS. 0 POLISULFONATO	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
145653/R	145653/R	RM20802	SPENCER MASK MIS. 2 POLISULFONATO	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
145655/R	145655/R	RM20804	SPENCER MASK MIS. 4 POLISULFONATO	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
145656/R	145656/R	RM20805	SPENCER MASK MIS. 5 POLISULFONATO	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
145658/R	145658/R	RM20810	SPENCER MASK 4 MISURE POLISULFONATO	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
145678/R	145678/R	RM20900	SPENCER MASK MIS. 0 BLU POLICARBONATO	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
145680/R	145680/R	RM20902	SPENCER MASK MIS. 2 BLU POLICARBONATO	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE

145682/R	145682/R	RM20904	SPENCER MASK MIS. 4 BLU POLICARBONATO	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
145683/R	145683/R	RM20905	SPENCER MASK MIS. 5 BLU POLICARBONATO	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
145703/R	145703/R	RM20910	SPENCER MASK 4 MISURE BLU POLICARBONATO	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
1402733/R	1402733	RM30200	COLLIN - TIRALINGUA IN TECNOPOLIMERO	L03130401 - PINZE DA PRESA DI TESSUTI E ORGANI
136658/R	136658/R	RM30300	COLLIN TIRALINGUA IN ACCIAIO INOX	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
136663/R	136663/R	RM30400	YOUNG TIRALINGUA IN ACCIAIO INOX	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
136678/R	136678/R	RM30700	MOUNDER APRIBOCCA ELICOIDALE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
307679	quality@spencer.it	RV71101	RES Q VAC ARANCIO ASPIRATORE MANUALE	Z120105 - ASPIRATORI MEDICI CHIRURGICI
818169/R	818169/R	RV71102	RVX 02 - VASO RICAMBIO AUTOCL. PER ASPIR. 380 ML	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
331226	quality@spencer.it	RV71120	RES Q VAC ROSSO ASPIRATORE MANUALE	Z120105 - ASPIRATORI MEDICI CHIRURGICI
307695	quality@spencer.it	RV71130	RES Q VAC GIALLO ASPIRATORE MANUALE	Z120105 - ASPIRATORI MEDICI CHIRURGICI
277342	quality@spencer.it	RV71150	B-VAC ASPIRATORE DI SECRETI MANUALE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
816368	quality@spencer.it	RV71155	CORPO ASPIRATORE DI RICAMBIO PER B-VAC	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1228982	quality@spencer.it	RV71160	B-VAC - ASPIR. SECRETI MANUALE C/TUBO ADULTO E PED.	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
307593	quality@spencer.it	SC10001	BLANCO ASPIRAT.PORTAT. 220V 16 l/min. B.CO/ROSSO	Z120105 - ASPIRATORI MEDICI CHIRURGICI
307630	quality@spencer.it	SC10002	BLANCO ASPIRATORE PORTATILE 12V 16 L/MIN.C/BATT. B.CO/ROSSO	Z120105 - ASPIRATORI MEDICI CHIRURGICI
307643	quality@spencer.it	SC10003	BLANCO ASPIRATORE PORTATILE 12V 25 L/MIN. B.CO/ROSSO	Z120105 - ASPIRATORI MEDICI CHIRURGICI
307650	quality@spencer.it	SC10004	BLANCO ASPIRATORE PORTATILE 220V 30 L/MIN. B.CO/ROSSO	Z120105 - ASPIRATORI MEDICI CHIRURGICI
841047	quality@spencer.it	SC10036	BLANCO - ASPIR. TRASPORT. 12V/220V 36L/MIN C/BATT.	Z120105 - ASPIRATORI MEDICI CHIRURGICI
51078/R	51078/R	SC60001	PORTA VAC ASPIRATORE BATTERIA	Z120105 - ASPIRATORI MEDICI CHIRURGICI
805767	quality@spencer.it	SC60006	FISSAGGIO 10G PER ASPIRATORE PORTA VAC	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
395115	quality@spencer.it	SC60014	FISSAGGIO 10G VENTILATORI SPENCER 170-190-202	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
816707/R	816707/R	SC70085	VASO 1 LT. ASPIR. BLANCO/VACUAIDE2000 AUTOCL C/COP	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
816628	quality@spencer.it	SC70086	VASO LT.2 ASPIR. BLANCO-ROJO C/VALV.TROPPO PIENO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
149582	quality@spencer.it	SC73010	VACU AIDE 2000 12/220V C/BAT.RICAR.VUOTOM,CAVO 12V	Z120105 - ASPIRATORI MEDICI CHIRURGICI
149582	quality@spencer.it	SC73011	VACU 2000 12/220V C/BAT.RIC. VUOT,SACCA,CAVO 12V	Z120105 - ASPIRATORI MEDICI CHIRURGICI
149582	quality@spencer.it	SC73012	VACU AIDE 2000 12/220V BATT.VUOTOM. SUPP. CAVO 12V	Z120105 - ASPIRATORI MEDICI CHIRURGICI
quality@spen	quality@spencer.it	SC73013	FILTRO ANTIB. RICAMBIO ASPIR. VACU AIDE Å 10.5 mm	A0680 - DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI - ACCESSORI
513343	quality@spencer.it	SC73016	TUBO ASPIRAZIONE PAZIENTE	A06010103 - CANNULE DI ASPIRAZIONE
1400769	quality@spencer.it	SC73016	TUBO ASPIRAZIONE PAZIENTE	A06010103 - CANNULE DI ASPIRAZIONE
149582	quality@spencer.it	SC73030	VACU AIDE 2000 12/220V SUPPORTO+CAVO 12V+ ALIMENT	Z120105 - ASPIRATORI MEDICI CHIRURGICI
815408	quality@spencer.it	SC73031	SISTEMA FISSAG. PARETE PER VACU AIDE COMPACT 10G	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
Esenzione	Esenzione	SC73035	VASO MONOUSO 800ml.C/TAPPO VACU A.2000 conf. 6pz.	A0699 - DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI - ALTRI
Esenzione	Esenzione	SC73036	VASO MONOU. 1200ml.C/TAPPO VACU A.2000 conf. 6pz.	A0699 - DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI - ALTRI
149582	quality@spencer.it	SC73037	VACU AIDE 2000 C/VASO 1200ml RIU+BAT.RIC.+CAVO 12V	Z120105 - ASPIRATORI MEDICI CHIRURGICI
314052/R	314052/R	SC73038	FILTRO ANTIB. MONOUSO x VACU AIDE 2000 Å 10.5mm	A0680 - DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI - ACCESSORI
Esenzione	Esenzione	SC73039	VASO MONOUSO 800ml.C/TAPPO VACU A.2000 conf.10pz.	A0699 - DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI - ALTRI
825816	quality@spencer.it	SC75000	JET COMPACT - CORPO ASPIRATORE	Z120105 - ASPIRATORI MEDICI CHIRURGICI
969892	quality@spencer.it	SC75001	JET - VASO MONOUSO 300 ml C/ TUBO ASPIRAZIONE	A0699 - DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI - ALTRI
825849	quality@spencer.it	SC75004	JET - CORPO ASPIRATORE S/ALIMENTATORE	Z120105 - ASPIRATORI MEDICI CHIRURGICI
969880	quality@spencer.it	SC75008	JET COMPACT - CORPO ASPIRATORE C/ALIMENTATORE	Z120105 - ASPIRATORI MEDICI CHIRURGICI
116597	116597/R	SC75018	CONFEZIONE 36pz SACCHE SERRES DA 1000ml	A060399 - SACCHE E SISTEMI DI RACCOLTA LIQUIDI à ALTRI
79643	quality@spencer.it	SC75100	JET COMPACT 300 D	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
123147		SC75105	JET COMPACT 300 D C/SPINA ACCEND. PASSO RIDOTTO	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE

79663	quality@spencer.it	SC75200	HOME JET 800 D	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
79923	quality@spencer.it	SC75210	HOME JET 1000 B	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
79683	quality@spencer.it	SC75300	HOME JET 1000 R	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
123123		SC75301	HOME JET 1000 R C/ALIMENTATORE 220VAC	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
79704	quality@spencer.it	SC75400	JET WIRE 1000 R	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
123146		SC75405	JET WIRE 1000 R C/SPINA ACCEND.PASSO RIDOTTO	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
123149		SC75410	JET WIRE 1000 B	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
79723	quality@spencer.it	SC75500	AMBUJET P 800 D 20G	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
118587	quality@spencer.it	SC75510	AMBUJET P 1000 B 20G	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
81583	quality@spencer.it	SC75550	AMBUJET P 800 D 10G	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
86463	quality@spencer.it	SC75560	AMBUJET P 1000 B 10G	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
79743	quality@spencer.it	SC75600	AMBUJET P 1000 R 20G	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
81603	quality@spencer.it	SC75650	AMBUJET P 1000 R 10G	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
79744	quality@spencer.it	SC75700	AMBUJET 800 D 20G	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
81604	quality@spencer.it	SC75750	AMBUJET 800 D 10G	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
79763	quality@spencer.it	SC75800	AMBUJET 1000 R 20G	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
81623	quality@spencer.it	SC75850	AMBUJET 1000 R 10G	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
100464	quality@spencer.it	SC76100	JET COMPACT HOMECARE	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
161552/R	161552/R	SH00104	SUPER BLACK FERMACAPO UNIVERSALE	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
102238/R	102238/R	SH00110	SUPER BLUE FERMACAPO UNIVERSALE	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
161554/R	161554/R	SH00111	SUPER YELLOW FERMACAPO UNIVERSALE	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
161557/R	161557/R	SH00112	SUPER ORANGE FERMACAPO UNIVERSALE	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
161587/R	161587/R	SH00117	SUPER GREEN FERMACAPO UNIVERSALE	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
194520	quality@spencer.it	SH00120	756 FERMACAPO MONOUSO STABILIZZATO	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
194516	quality@spencer.it	SH00130	755 FERMACAPO MONOUSO UNIVERSALE	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
194577	quality@spencer.it	SH00150	FXA: SUPPORTO CAVIGLIE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
195166	quality@spencer.it	SH00151	FXA PRO: SUPPORTO CAVIGLIE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
194499	quality@spencer.it	SH00160	751 FERMACAPO MONOUSO GONFIABILE (IN 2 PZ)	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
801053	quality@spencer.it	SH00161	SUPER BLACK HP FERMACAPO UNIVERSALE	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
477934/R	477934/R	SH00162	SUPER BLUE HP FERMACAPO UNIVERSALE	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
801081	quality@spencer.it	SH00163	SUPER YELLOW HP FERMACAPO UNIVERSALE	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
801084	quality@spencer.it	SH00164	SUPER ORANGE HP FERMACAPO UNIVERSALE	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
801088	quality@spencer.it	SH00165	SUPER GREEN HP FERMACAPO UNIVERSALE	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
101879/R	101879/R	SH00200	SPENCER CONTOUR BLU FERMACAPO UNIVERSALE	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
102237/R	102237/R	SH00201	SPENCER CONTOUR GIALLO/NERO FERMACAPO UNIVERSALE	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
801097/R	801097/R	SH00202	SPENCER CONTOUR HP BLU FERMACAPO UNIVERSALE	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
451758/R	451758/R	SH00203	SPENCER CONTOUR HP GIALLO/NERO FERMACAPO UNIVERS.	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
963094/R	963094/R	SH00204	SPENCER CONTOUR - FERMACAPO UNIV.ANATOMICO NERO	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
1056286	quality@spencer.it	SH00205	SPENCER CONTOUR HP - FERMACAPO UNIVERSALE NERO	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
456414/R	456414/R	SH00240	TANGO FIX FERMACAPO ADULTO/PEDIATRICO INTEGRATO	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
469402/R	469402/R	SH00246	TANGO FIX HP FERMACAPO ADULTO/PEDIATRICO INTEGRATO	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
1229022	quality@spencer.it	SH00250	U-FIX FERMACAPO ADULTO	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
1069547/R	1069547/R	SH00260	PEDI FIX FERMACAPO PEDIATRICO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
425600/R	425600/R	SH00262	PEDI GO FER.CAPO PED. CUSCINI PER BABY GO/PEDI LOC	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)

101859/R	101859/R	SH00300	FIX HEAD FERMACAPO UNIVERSALE ARANCIO	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
795108/R	795108/R	SH00304	FIX HEAD HP FERMACAPO UNIVERSALE ARANCIO	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
795112/R	795112/R	SH00305	FIX HEAD HP FERMACAPO UNIVERSALE NERO	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
101862/R	101862/R	SH00310	FIX HEAD FERMACAPO UNIVERSALE NERO	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
797101/R	797101/R	SK00004	KIT CINTURE PER MOD.H007 SKID OK B	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1763588		SK00005	CINTURA TESTA SEDIE SERIE SKID CON STRAP	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
93579/R	93579/R	SK10000	PROSKID T/GIALLO TELO NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
317937/R	317937/R	SK10001	PROSKID-E T/GIALLO TELO NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1762790		SK10005	SEDIA EVACUAZIONE SKID AIRPORT	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1762791		SK10007	MOD.R003 SKID AIRPORT A ₂ SEDIA EVAC. C/ARMADIO ADR	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
93601/R	93601/R	SK10100	PROSKID READY T/GIALLO TELO NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
93590/R	93590/R	SK10200	PROSKID T/SILVER TELO NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
129682/R	129682/R	SK10201	PROSKID-E T/SILVER TELO NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
795587/R	795587/R	SK10202	PROSKID-E MAX T/SILVER TELO ROSSO PORT. 250KG	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
93605/R	93605/R	SK10500	PROSKID T/NERO LACCATO TELO GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
129683/R	129683/R	SK10501	MOD.R015 PROSKID T/NERO LACCATO TELO ROSSO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
343892/R	343892/R	SK10502	MOD.R015 PROSKID-E T/NERO LACCATO TELO ROSSO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
343894/R	343894/R	SK10503	PROSKID-E T/NERO LACCATO TELO GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
795127/R	795127/R	SK10504	MOD.R015 PROSKID-E AIR T/NERO LACCATO TELO ROSSO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
93619/R	93619/R	SK15000	SKID POLE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
93624/R	93624/R	SK16000	SKID TWIN	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
93595/R	93595/R	SK20000	SKID T/SILVER TELO NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
129686/R	129686/R	SK20001	SKID-E T/SILVER TELO NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
430047/R	430047/R	SK20002	SKID OK B	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
349445/R	349445/R	SK20003	SKID OK	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
406193	406193/R	SK20004	MOD.R015 SKID OK B	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
501177/R	501177/R	SK20005	SKID OK MAX PORTATA 250KG	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
786591/R	786591/R	SK20006	SKID OK B	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
786668/R	786668/R	SK20007	SKID OK B	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1478256	quality@spencer.it	SK20013	SKID OK B GIALLA	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1762835		SK20014	SKID-E MAX T/SILVER TELO NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
93599/R	93599/R	SK20100	SKID READY T/GIALLO TELO NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
129687/R	129687/R	SK20101	SKID-E READY T/GIALLO TELO NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
129689/R	129689/R	SK20102	MOD.R015 SKID-E READY T/NERO LACCATO TELO ROSSO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
317956/R	317956/R	SK20103	SKID-E READY T/NERO LACCATO TELO GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
129690/R	129690/R	SK20200	MOD.B001 SKID T/SILVER TELO NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
93615/R	93615/R	SK20300	SKID T/GIALLO TELO NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
129691/R	129691/R	SK20301	SKID-E T/GIALLO TELO NERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
93611/R	93611/R	SK20500	SKID T/NERO LACCATO TELO GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
129692/R	129692/R	SK20501	MOD.R015 SKID T/NERO LACCATO TELO ROSSO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
129694/R	129694/R	SK20502	MOD.R015 SKID-E T/NERO LACCATO TELO ROSSO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
115837/R	115837/R	SK20503	SKID-E T/NERO LACCATO TELO GIALLO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
445721/R	445721/R	SK30000	EVA SEDIA DI EVACUAZIONE E6	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
445722/R	445722/R	SK30001	GANCIO E-MAX CERTIFICATO 10G	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI

445724/R	445724/R	SK30002	SISTEMA DI FISSAGGIO E-MAX CERTIFICATO 20G	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
464333/R	464333/R	SK30003	EVA SEDIA DI EVACUAZIONE E4	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
464334/R	464334/R	SK30004	EVA SEDIA DI EVACUAZIONE E3	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
464337/R	464337/R	SK30005	EVA SEDIA DI EVACUAZIONE E1	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
516032/R	516032/R	SK30006	EVA SEDIA DI EVACUAZIONE E6 MAX	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
786347	quality@spencer.it	SK30007	EVA SEDIA DI EVACUAZIONE E6	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
797103/R	797103/R	SK30008	MOD.O004 COPPIA CINTURE PER EVA E6	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
852095	quality@spencer.it	SK30009	EVA SEDIA DI EVACUAZIONE E5	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1059366	quality@spencer.it	SK30010	EVA SEDIA DI EVACUAZIONE E7	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
102382/R	102382/R	SR00100	SED EXTRALARGE ESTRINSECATORE CON SACCA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
195236/R	195236/R	SR00101	KIT EXTRALARGE PER SED	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102404/R	102404/R	SR00102	SED XS - ESTRINSECATORE PEDIATRICO	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102330/R	102330/R	SR00111	SED ESTRINSECATORE CON SACCA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102380/R	102380/R	SR00112	SED ESTRINSECATORE SENZA SACCA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
795149	quality@spencer.it	SR00115	MOD.O001 SED ESTRICATORE C/SACCA PVC NERO PERS.	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
471353/R	471353/R	SR00117	MOD.F011 SED ESTRINS.C/SACCA (87X85 CM.)	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102526/R	102526/R	SR00160	SPENCER SPINE SPLINT CON CD ROM S.E.T.ONE	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102525/R	102525/R	SR00170	SPENCER SPINE SPLINT ESTRINSEC./IMMOBILIZ.SPINALE	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
795150/R	795150/R	SR00175	SPENCER SPINE SPLINT C/CUSCINI MORBIDI	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
628463/R	628463/R	SR00180	SPENCER SPINE SPLINT PEDIATRICO ESTRICATORE	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
1475401	quality@spencer.it	SR00190	SPENCER SPINE SPLINT MEDIUM - ESTRICAT.IMMOB.SPIN.	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
102407/R	102407/R	SR00250	EXTRA SPENCER ESTRICATORE	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
795584	quality@spencer.it	SR01009	MOD.S011 DAVIS ADULTO C/FASCIA MIS.4 + LUNGA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
195373	quality@spencer.it	SR01010	DAVIS SISTEMA DI TRAZIONE ADULTO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
195437	quality@spencer.it	SR01040	DAVIS HP SISTEMA DI TRAZIONE/IMMOBILIZZ. ADULTO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
195438	quality@spencer.it	SR02020	DAVIS PEDIATRICO SISTEMA DI TRAZIONE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
195442	quality@spencer.it	SR02030	DAVIS HP SISTEMA DI TRAZIONE/IMMOBILIZ. PEDIATRICO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1163338	quality@spencer.it	SR10000	LIFE GUARD - GALLEGGIANTE DI SOCCORSO ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
413186	quality@spencer.it	ST00001	SHERPA PORTABARELLA CAMPALE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
413187	quality@spencer.it	ST00002	SHERPA PLUS PORTABARELLA CAMPALE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
403906	quality@spencer.it	ST00003	BARRA RAIL PER SHERPA/SHERPA PLUS	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1241254	quality@spencer.it	ST00023	PORTA STOCK TELAIO DI SUPPORTO C/RUOTE X BARELLE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1530745	quality@spencer.it	ST00024	SPENCER 520	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1049106	quality@spencer.it	ST00101	MOD.A023 BARELLA EMERGENZA FISSA 2 RUOTE T/BLU	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
168595	quality@spencer.it	ST00102	SPENCER 105 BARELLA PIEGHEVOLE COMPATTA GIALLA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
168598	quality@spencer.it	ST00103	SPENCER 105 BARELLA PIEGHEVOLE COMPATTA VERDE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
168599	quality@spencer.it	ST00104	SPENCER 105 BARELLA PIEGHEVOLE COMPATTA BLU	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
168600	quality@spencer.it	ST00105	SPENCER 105 BARELLA PIEGHEVOLE COMPATTA ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
172358	quality@spencer.it	ST00120	SPENCER 122 BARELLA PIEGHEVOLE IN QUATTRO GIALLA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
172360	quality@spencer.it	ST00122	SPENCER 122 BARELLA PIEGHEVOLE IN QUATTRO ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
172362	quality@spencer.it	ST00124	SPENCER 122 BARELLA PIEGHEVOLE IN QUATTRO VERDE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
172365	quality@spencer.it	ST00125	SPENCER 122 BARELLA PIEGHEVOLE IN QUATTRO BLU	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
172363	quality@spencer.it	ST00126	SPENCER 122 - BARELLA PIEGHEVOLE PER DECONTAMINAZ.	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
168573	quality@spencer.it	ST00200	SPENCER 200 BARELLA PIEGHEVOLE CON RUOTE GIALLA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI

168604	quality@spencer.it	ST00205	SPENCER 205 BARELLA PIEGH. COMPAT. C/RUOTE ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
168567	quality@spencer.it	ST00250	SPENCER 250 BARELLA PIEGHEVOLE IN LUNGH. GIALLA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
93873/R	93873/R	ST00270	SPENCER 270 BARELLA IMPILABILE D'EMERGENZA GIALLA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
94022/R	94022/R	ST00280	SPENCER 280 BARELLA IMPILABILE D'EMERGENZA GIALLA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
94193/R	94193/R	ST00281	SPENCER 281 IMPILABILE CON ALZATESTA GIALLA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
168587	quality@spencer.it	ST00310	SPENCER 310 BARELLA PIEGH. CON SCHIENALE GIALLA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1305054	quality@spencer.it	ST00401	SPENCER 404 SEDIA PORTANTINA 4 RUOTE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
93527/R	93527/R	ST00402	SPENCER 402/3 SEDIA PORTANTINA 3 RUOTE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
430060/R	430060/R	ST00403	SPENCER 402/2 SEDIA PORTANTINA 2 RUOTE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
477933/R	477933/R	ST00404	MOD.L009 SEDIA PORTANTINA 402/3 RUOTE TELO BLU	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
93547/R	93547/R	ST00406	SPENCER 406 CROM. SEDIA PIEGH.DI EVAC. 2 RUOTE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
93552/R	93552/R	ST00407	SPENCER 407 CROM. SEDIA PIEGH.DI EVAC.4 RUOTE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
805853	quality@spencer.it	ST00408	MOD.E017 SPENCER 407B CROMO SEDIA 4 RUOTE C/BRAC	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
93509/R	93509/R	ST00420	SPENCER 420 BLU PORTANT.2 RUOTE C/TELO PVC ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
98867/R	98867/R	ST00423	COPPIA CINTURE PER SEDIA 420/425 NASTRO ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
98872/R	98872/R	ST00427	COPPIA CINTURE PER SEDIA 420/425 NASTRO NERO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
343896/R	343896/R	ST00429	MOD.R015 COPPIA CINTURE NASTRO ROSSO SKID/PROSKID	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1110648	quality@spencer.it	ST00431	COPPIA CINTURE PER SEDIA 455 CON GANCIO IN METALLO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1065366	quality@spencer.it	ST00479	MOD.P024 FIXO-KID	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1065326	quality@spencer.it	ST00480	FIXO-KID	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
96068/R	96068/R	ST00494	STX 494 CINTURA C/MOSCHETTONE GANCIO METALLO 2PZ ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
96151/R	96151/R	ST00495	STX 499 DNA CINTURA TORACICA PER PIANALE DNA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
96155/R	96155/R	ST00496	STX 499 GDT CINTURA TORACICA PER PIANALE GDT	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
96175/R	96175/R	ST00497	DNA STRAP CINTURA CON ARROTOLATORE INTEGRATO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
96176/R	96176/R	ST00498	DNA STRAP CINTURA TORACICA CON ARROT. INTEGRATO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
96160/R	96160/R	ST00499	STX 499 CINTURA TORACICA GANCI METALLO 4PZ.	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
194385/R	194385/R	ST00501	CINTURA 2 PZ METALLO BIOSTRAP	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
98850/R	98850/R	ST00523	K BELT 2 TRE CINTURE DUE PEZZI STX 592	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
96130/R	96130/R	ST00524	STX 524 SET N.3 CINTURE ARANCIO STX 591	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
98859/R	98859/R	ST00526	STX526 CINTURA GANCIO METALLO 2 PZ ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
98862/R	98862/R	ST00527	STX527 CINTURA GANCIO METALLO 1PZ ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
508533/R	508533/R	ST00532	MOD.S003 K BELT 3 N.3 CINT. 1 PZ. STX 597 C/SACCA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
806527/R	806527/R	ST00533	CINTURA DNA STRAP PER ST00497	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
806697/R	806697/R	ST00535	STX 499 - CINTURA 4 PZ.TORAC.REGOLAB. COLORE NERO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1478269	quality@spencer.it	ST00539	K BELT 4 TRE CINTURE DUE PEZZI STX 494 C/SACCA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
96106/R	96106/R	ST00580	STX 580 AVIO CINTURA GANCIO METALLO 2PZ. ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1478621	quality@spencer.it	ST00587	STX 587 - CINTURA NERA UN PEZZO C/GANCIO METALLO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1119691	quality@spencer.it	ST00588	STX 588 - CINTURA NERA 2 PZ. C/GANCIO PLASTICA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
458073/R	458073/R	ST00589	MOD.S003 STX598 CINTURA 2 PZ. ARANCIO NEUTRO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
96040/R	96040/R	ST00591	STX 591 CINTURA GANCIO METALLO 1 PZ ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
96104/R	96104/R	ST00592	STX592 CINTURA G.METALLO 2PZ. ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
98851/R	98851/R	ST00593	K BELT 3 TRE CINTURE DUE PEZZI STX 597	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
98849/R	98849/R	ST00594	K BELT 1 TRE CINTURE DUE PEZZI STX 598	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
96147/R	96147/R	ST00596	STX 592 CINTURA 2PZ GANCIO METALLO NASTRO NEUTRO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI

95879/R	95879/R	ST00597	STX597 CINTURA GANCIO DERLIN 1 PEZZO PLASTICA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
96090/R	96090/R	ST00598	STX 598 CINTURA GANCIO DERLIN 2 PZ ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
96139/R	96139/R	ST00599	STX 591 CINTURA 1PZ GANCIO METALLO NASTRO NEUTRO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
503685/R	503685/R	ST00605	MOD.T010 STX591 CINTURA METALLO 1PZ. L=900MM	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
503686/R	503686/R	ST00606	MOD.T010 STX591 CINTURA METALLO 1PZ. L=1200MM	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
503688/R	503688/R	ST00607	MOD.T010 STX591 CINTURA METALLO 1PZ. L=1500MM	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
503689/R	503689/R	ST00608	MOD.T010 STX591 CINTURA METALLO 1PZ. L=2000MM	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
277414/R	277414/R	ST00610	HM COPERTA ISOTERMICA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
103777/R	103777/R	ST00620	TELO ISOTERMICO DI SOCC.PEDIATR.CM.90X140 C/LOGO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
969807	quality@spencer.it	ST00621	TELO ISOTERMICO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
103930/R	103930/R	ST00630	TELO ISOTERMICO DI SOCC.ADULTO CM.160X220 C/LOGO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
319526/R	319526/R	ST00631	MOD.S004 TELO ISOTERM. ADULTO C/ETIC.ST.JOHN SUP.	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
103932/R	103932/R	ST00632	TELO ISOTERMICO DI SOCC.ADULTO CM.160X220 S/LOGO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
359335/R	359335/R	ST00633	TELO ISOTER.SOCC.ADUL.160X220 CM.C/LOGO CONF.20 PZ	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
194453	quality@spencer.it	ST02000	SPENCER PORTA LOC TAV.SPINALE IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
335483/R	335483/R	ST02003	B-BAK PIN GIALLA - TAVOLA SPINALE C/PIN S/IMBALLO	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
101223/R	101223/R	ST02010	ROCK PIN - TAVOLA SPINALE GIALLA CON PIN	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
58063	quality@spencer.it	ST02011	FLASH 02 - TAV.SPIN.ROCK PIN+ROCK STRAPS+CONTOUR	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
1525679	quality@spencer.it	ST02011	FLASH 02 - TAV.SPIN.ROCK PIN+ROCK STRAPS+CONTOUR	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
101224/R	101224/R	ST02012	ROCK PIN - TAVOLA SPINALE ARANCIO CON PIN	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
101226/R	101226/R	ST02013	ROCK PIN - TAVOLA SPINALE ROSSA CON PIN	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
1729130/R	1729130/R	ST02014	ROCK PIN - TAVOLA SPINALE MILITARY CON PIN	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
99840/R	99840/R	ST02015	PIN STRAPS - SISTEMA DI CINTURE CON GANCI	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
795575	quality@spencer.it	ST02016	MOD.C009 ROCK GIALLA C/SERIGRAF."CORBEN" E SCATOLA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
795576	quality@spencer.it	ST02017	MOD.C009 ROCK GIALLA C/SER.CORBEN+ST02035+SH00201	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
99844/R	99844/R	ST02018	RSP ROCK STRAPS PEDIATRICA - SISTEMA DI CINTURE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
99414/R	99414/R	ST02019	ROCK REFLEX SISTEMA CINTUR.ARANCIO CON RIFRANGENTE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
99416/R	99416/R	ST02020	ROCK REFLEX NERA SISTEMA CINTURE CON RIFRANGENTE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
99862/R	99862/R	ST02021	PRO ROCK STRAPS SISTEMA DI CINTURE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
99412/R	99412/R	ST02022	ECS STRAPS - SISTEMA DI CINTURE PER IMMOBILIZZAZ.	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
98898/R	98898/R	ST02023	STX23 CINTURE CON VELCRO UNIV.PER TAVOLA SPINALE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
99865/R	99865/R	ST02024	SET 3 CINTURE STX23 CON VELCRO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
795192	quality@spencer.it	ST02025	MOD.E005 ROCK ROSSA C/T-STRAPS+ISTRUZ.IN GRECO	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
795191	quality@spencer.it	ST02026	MOD.E004 ROCK GIALLA CON SERIGRAFIA WATERFLY	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
795195	quality@spencer.it	ST02029	MOD.L001 ROCK VERDE MIL.C/SACCA (ES.OLANDESE)	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
101199/R	101199/R	ST02030	SPENCER ROCK TAVOLA SPINALE ARANCIO	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
101216/R	101216/R	ST02031	SPENCER ROCK TAVOLA SPINALE GIALLA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
101217/R	101217/R	ST02032	SPENCER ROCK TAVOLA SPINALE VERDE	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
101219/R	101219/R	ST02033	SPENCER ROCK TAVOLA SPINALE ROSSA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
795201/R	795201/R	ST02034	MOD. A002 ROCK STRAP SISTEMA DI CINTURE PERSONALIZ	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
99422/R	99422/R	ST02035	ROCK STRAPS SISTEMA DI CINTURE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
101221/R	101221/R	ST02036	SPENCER ROCK TAVOLA SPINALE MILITARY	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
99405/R	99405/R	ST02039	T-STRAPS SISTEMA DI CINTURE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
101235/R	101235/R	ST02040	B-BAK TAVOLA SPINALE ARANCIO	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)

795205/R	795205/R	ST02041	MOD.A004 B-BAK ARANCIO C/SERIGR.ALESSI BECAGLI	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
101236/R	101236/R	ST02044	B-BAK TAVOLA SPINALE GIALLA SENZA SCATOLA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
101239/R	101239/R	ST02050	B-BAK TAVOLA SPINALE ROSSA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
1119690	quality@spencer.it	ST02058	MOD.A024 B-BAK PIN GIALLA - TAVOLA SPINALE CON PIN	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
101245/R	101245/R	ST02060	B-BAK TAVOLA SPINALE GIALLA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
101249/R	101249/R	ST02061	B-BAK PIN GIALLA - TAVOLA SPINALE CON PIN	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
816867	quality@spencer.it	ST02063	MOD.B015 B-BAK PIN GIALLA C/CINTURA ROCK STRAPS	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
356944/R	356944/R	ST02064	B BAK PIN CON ROCK REFLEX E CONTOUR	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
35763/R	35763/R	ST02065	B BAK PIN CON SUPER BLUE E ROCK STRAPS	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
795227/R	795227/R	ST02065	B BAK PIN CON SUPER BLUE E ROCK STRAPS	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
24363/R	24363/R	ST02066	B-BAK PIN CON SUPER YELLOW E ROCK STRAPS	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
795230/R	795230/R	ST02066	B-BAK PIN CON SUPER YELLOW E ROCK STRAPS	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
445739/R	445739/R	ST02067	B-BAK PIN MAX GIALLA-TAVOLA SPINALE CON PIN	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
451759/R	451759/R	ST02068	B-BAK PIN MAX MILITARY-TAVOLA SPINALE CON PIN	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
101252/R	101252/R	ST02069	B-BAK PIN MILITARY - TAVOLA SPINALE CON PIN	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
101255/R	101255/R	ST02070	B-BAK TAVOLA SPINALE MILITARY	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
816987	quality@spencer.it	ST02090	FERMACAPO PER ULTRA-LOC	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
99873/R	99873/R	ST02101	FIX BOARD SISTEMA AGGANCIO TAVOLA SPINALE A PARET	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
194476	quality@spencer.it	ST02104	MAXXIS SISTEMA UNIV. DI RISERVA GALLEG.GONFIABILE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
99875/R	99875/R	ST02105	FIX BOARD 10 G SIST.AGGANCIO TAVOLA SPIN. A PARETE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
806049/R	806049/R	ST02107	FIX BOARD - FISSAGGIO ORIZZONTALE TAVOLE SPINALI	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
806067/R	806067/R	ST02108	FIX BOARD - FISSAGGIO ORIZZONT TAVOLE SPINALI 10G	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1748649		ST02110	ROCK PIN MAX - TAVOLA SPINALE GIALLA CON PIN	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
101670/R	101670/R	ST02140	TANGO TAVOLA SPINALE PEDIATRICA E ADULTO INTEGRATE	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
101672/R	101672/R	ST02141	BABY GO TAVOLA SPINALE PEDIATRICA SENZA FERMACAPO	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
101676/R	101676/R	ST02142	BABY GO TAVOLA SPINALE PEDIATRICA CON FERMACAPO	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
815515	quality@spencer.it	ST02144	SUPPORTO A MURO PER BABY GO	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
43743	quality@spencer.it	ST02148	FLASH 26 - TANGO + TANGOFIX + REFLEX STRAPS + RSP	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
1525688	quality@spencer.it	ST02148	FLASH 26 - TANGO + TANGOFIX + REFLEX STRAPS + RSP	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
356942/R	356942/R	ST02149	BABY GO CON PEDI ROLL E RSP STRAPS	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
101682/R	101682/R	ST02150	BLUES TAVOLA SPIN.CON FERMACAPO INTEGRATO GIALLA	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
101684/R	101684/R	ST02160	BLUES TAVOLA SPIN.CON FERMACAPO INTEGRATO ARANCIO	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
194440/R	194440/R	ST02170	BLUES TAVOLA SPIN.CON FERMACAPO INTEGRATO BLU	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
1762838		ST02181	FLASH 33 - TANGO + REFLEX STRAPS + RSP	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
1525689	quality@spencer.it	ST02190	FLASH 28 - BABY GO + PEDI GO + RSP STRAPS	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
1525690	quality@spencer.it	ST02195	FLASH 29 - B-BAK PIN + S.BLUE + T STRAPS + MARK UP	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
1525692	quality@spencer.it	ST02196	FLASH 30 - B-BAK PIN MAX+S.BLUE+T STRAPS+MARK UP	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
1525693	quality@spencer.it	ST02197	FLASH 32 - B-BAK PIN MAX + CONTOUR +T STRAPS	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
101701/R	101701/R	ST02600	PEDI-LOC SISTEMA PEDIATRICO DI IMMOBILIZ. E TRASP.	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
101798/R	101798/R	ST02605	PEDI ROLL FERMACAPO PEDIATRICO	Y060312 - ORTESI CERVICALI (COLLARI)
1229050	quality@spencer.it	ST03996	SPENCER SHELL ARANCIO C/4 STX592+POGG.+MATER.+TREC	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
408454	quality@spencer.it	ST03997	MOD.D013 SPENCER SHELL ARANANCIO CON 4 ST00592	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
806087	quality@spencer.it	ST03998	MOD.A008 SHELL AR.C/MAT+POGG.+3CINT.+IMBRA.S/SCAT	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
806107	quality@spencer.it	ST03999	SPENCER SHELL ARAN.C/3 ST00592+MATER.+TRECCIA+POGG	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE

171960	quality@spencer.it	ST04000	SPENCER SHELL BARELLA BASKET ARANCIO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
171965	quality@spencer.it	ST04001	SPENCER SHELL BARELLA BASKET VERDE MILITARY	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
171967	quality@spencer.it	ST04002	SPENCER SHELL BARELLA BASKET ARANCIO C/TRECCIA E MATERASSO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
171921	quality@spencer.it	ST04003	SPENCER SHELL BARELLA BASKET ARANCIO CON TELAIO GRIGIO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172171	quality@spencer.it	ST04005	DAKOTA BARELLA BASKET	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172178	quality@spencer.it	ST04006	DAKOTA LIGHT BARELLA BASKET	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
171968	quality@spencer.it	ST04012	SPENCER SHELL BARELLA BASKET GIALLA	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
795232	quality@spencer.it	ST04013	SPENCER SHELL GIALLA C/TELAIO+MATERASSINO+TRECCIA	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
795233	quality@spencer.it	ST04014	SPENCER SHELL VERDE MILITARY C/TELAIO+MAT+TRECCIA	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
795234	quality@spencer.it	ST04016	SPENCER SHELL ROSSA C/TELAIO+MATER.+TRECCIA	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
171969	quality@spencer.it	ST04017	SPENCER SHELL BARELLA BASKET ROSSA	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
171972	quality@spencer.it	ST04019	SPENCER SHELL BARELLA BASKET ARANCIO CON TELAIO BLU	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
171981	quality@spencer.it	ST04020	SPENCER TWIN SHELL BARELLA BASKET DIVISIBILE ARANCIO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
171982	quality@spencer.it	ST04021	SPENCER TWIN SHELL BARELLA BASKET DIVISIBILE ARANCIO C/MATERASSO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
795247	quality@spencer.it	ST04024	SPENCER SHELL ARANCIO C/3 CINTURE+MATER.+TRECCIA	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
171985	quality@spencer.it	ST04026	SPENCER TWIN SHELL BARELLA BASKET DIVISIBILE MILITARY	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
171987	quality@spencer.it	ST04027	TWIN SHELL BARELLA BASKET GIALLA	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
171988	quality@spencer.it	ST04028	SPENCER TWIN SHELL BARELLA BASKET DIVISIBILE ROSSA	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
795268	quality@spencer.it	ST04030	MOD.P009 SHELL AR.C/3 CINT.+POGG.ANONIMO+MAT.+TREC	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
795287	quality@spencer.it	ST04032	MOD.E005 TWIN SHELL C/3 ST00592+SACCA+POG+MAT+TREC	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
795288	quality@spencer.it	ST04033	TWIN SHELL MILITARY CON TRECCIA E MATERASSINO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
795290	quality@spencer.it	ST04034	TWIN SHELL GIALLA CON TRECCIA E MATERASSINO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
795291	quality@spencer.it	ST04035	TWIN SHELL ROSSA CON TRECCIA E MATERASSINO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
795309	quality@spencer.it	ST04043	SPENCER SHELL AR.C/3 CINT+POG+MAT+TREC. -S/SCATOLA	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
795310	quality@spencer.it	ST04049	MOD.S009 SHELL AR.S/MARCHI E DEC.C/MAT.E CIMA 10PZ	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
795311	quality@spencer.it	ST04061	MOD.V007 SPENCER SHELL ARANCIO C/4 CINT.+POGG.+MAT	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
795315	quality@spencer.it	ST04063	SPENCER SHELL PLUS ARANCIO CON TELAIO GRIGIO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
795316	quality@spencer.it	ST04064	SPENCER SHELL PLUS ARANCIO C/TELAIO+TRECCIA+MAT	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
795318	quality@spencer.it	ST04065	SPENCER SHELL PLUS ARANCIO C/3 CINT+POGG+MAT+TREC	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
477937	quality@spencer.it	ST04066	SHELL VERDE MILITARY C/3 CINTURE NERE+POG+MAT+TREC	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
360286	quality@spencer.it	ST04067	MOD.S030 SPENCER SHELL ARANCIO C/3 CINTURE+POG+MATERASSO PERSONALIZZATO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
360288	quality@spencer.it	ST04068	MOD.S030 TWIN SHELL ARANCIO C/3 CINTURE +POG+ MATERASSO PERSONALIZZATO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
439311	quality@spencer.it	ST04069	MOD.S003 SHELL ARANCIO S/DEC S/POG C/3 CINT NEUTRE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
171997	quality@spencer.it	ST04070	DAKAR BARELLA BASKET CON RUOTE ARANCIO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172007	quality@spencer.it	ST04071	DAKAR BARELLA BASKET CON RUOTE GIALLA	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172179	quality@spencer.it	ST04080	DAKOTA TWIN BARELLA BASKET	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
628456	quality@spencer.it	ST04089	TOTAL - BARELLA DA RECUPERO GIALLA C/GANCI METALLO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
628456	quality@spencer.it	ST04089	TOTAL - BARELLA DA RECUPERO GIALLA C/GANCI METALLO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
194201	quality@spencer.it	ST04090	TOTAL BARELLA DA RECUPERO GIALLA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
194270	quality@spencer.it	ST04094	TOTAL BARELLA DA RECUPERO MILITARY	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
194272	quality@spencer.it	ST04095	TOTAL KON BARELLA DA RECUPERO MEZZOBUSTO GIALLA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
172015	quality@spencer.it	ST04100	ALASKA BARELLA BASKET SOCCORSO IN ACQUA GIALLA	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172024	quality@spencer.it	ST04101	ALASKA BARELLA BASKET SOCCORSO IN ACQUA GIALLA	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
380121 /R	380121 /R	ST04104	STX598 CINTURA NERA 2 PZ. GANCIO IN PLASTICA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI

172167	quality@spencer.it	ST04150	DRAGGER BARELLA CON SLITTE DA RECUPERO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172034	quality@spencer.it	ST04200	COLORADO BARELLA BASKET SOCCORSO SCI GIALLA	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172038	quality@spencer.it	ST04201	COLORADO BARELLA BASKET SOCCORSO SCI ARANCIO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172055	quality@spencer.it	ST04300	BOSTON T BAR.BASKET C/ALZASCHIENA&TREND. GIALLA	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172067	quality@spencer.it	ST04301	BOSTON T BAR.BASKET C/ALZASCHIENA&TREND. LUCIDA	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172075	quality@spencer.it	ST04302	BOSTON PRO BAR.BASKET C/TAV.SPINALE ALLUMINIO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172137	quality@spencer.it	ST04303	BOSTON PRO BAR.BASKET C/TAV.SPINALE ACCIAIO INOX	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172082	quality@spencer.it	ST04304	BOSTON PRO BAR.BASKET C/TAV.SPINALE TITANIO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172096	quality@spencer.it	ST04310	BOSTON TEC BARELLA BASKET IN ALLUMINIO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172109	quality@spencer.it	ST04311	BOSTON TEC BARELLA BASKET IN ACCIAIO INOX	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172124	quality@spencer.it	ST04312	BOSTON TEC BARELLA BASKET IN TITANIO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172132	quality@spencer.it	ST04320	BOSTON LIGHT BARELLA BASKET IN ALLUMINIO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172117	quality@spencer.it	ST04321	BOSTON LIGHT BARELLA BASKET IN ACCIAIO INOX	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
172129	quality@spencer.it	ST04322	BOSTON LIGHT BARELLA BASKET IN TITANIO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
817029	quality@spencer.it	ST04441	SKED-EVAC-TRIPOD	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
188130	quality@spencer.it	ST04518	STX 518 - GALLEGGIANTE UNIVERSALE 2 PEZZI	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
188142	quality@spencer.it	ST04519	STX 519 IMBRAGATURA SPENCER SHELL	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
188163	quality@spencer.it	ST04522	STX 540 - IMBRACATURA FISSA	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
188166	quality@spencer.it	ST04523	STX 542 - CINTURE DI TRAINO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
188126	quality@spencer.it	ST04524	STX 538 - GALLEGGIANTE UNIVERSALE 3 PEZZI	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
187804	quality@spencer.it	ST04525	STX 537 - GALLEGGIANTE UNIVERSALE PER BARELLE BASKET 1 PEZZO	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
137946/R	137946/R	ST04526	SHELL MATT MATERASSO A DEPRESSIONE PER BARELLE BASKET	V0804 - IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche)
91816/R	91816/R	ST05001	SPENCER SXR RED KEY BARELLA CUCCHIAIO 3 LAME C/SET 3 CINTURE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
91818/R	91818/R	ST05002	SPENCER SXR RED KEY BARELLA CUCCHIAIO 2 LAME C/SET 3 CINTURE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1762784		ST05005	EGT 2 - BARELLA CUCCHIAIO CON CINTURE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
91759/R	91759/R	ST05006	SPENCER SX BARELLA CUCCHIAIO GRIGIA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
91795/R	91795/R	ST05012	SPENCER SX BARELLA CUCCHIAIO BLU	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
91921/R	91921/R	ST05016	SXO SISTEMA FISSAGGIO ORIZZONTALE PER BARELLE CUCCHIAIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
91873/R	91873/R	ST05017	SXV SISTEMA FISSAGGIO VERTICALE PER BARELLE CUCCHIAIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
91914/R	91914/R	ST05018	SXV 20G SISTEMA FISSAGGIO VERTICALE PER BARELLE CUCCHIAIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
91927/R	91927/R	ST05019	SXO 20G SISTEMA FISSAGGIO ORIZZONTALE PER BARELLE CUCCHIAIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
91821/R	91821/R	ST05025	SPENCER SX BARELLA CUCCHIAIO GRIGIA 3 LAME	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
91806/R	91806/R	ST05040	SX-F BARELLA CUCCHIAIO ATRAUMATICA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
91793/R	91793/R	ST05041	SPENCER SX BARELLA CUCCHIAIO VERDE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
91785/R	91785/R	ST05042	SPENCER SX BARELLA CUCCHIAIO ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
91790/R	91790/R	ST05043	SPENCER SX BARELLA CUCCHIAIO ROSSA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
464361/R	464361/R	ST05044	MOD.B015 SPENCER SXR RED KEY C/CINTURA REFLEX	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
464363/R	464363/R	ST05046	SPENCER SXR RED KEY BLU BAR.CUC.3 LAME C/ 3 CINT.	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
508531/R	508531/R	ST05047	MOD.S003 SPENCER SX RED KEY CUCC. 3 LAME C/3 CINT.	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
786592/R	786592/R	ST05049	SPENCER SXR RED KEY BARELLA CUCCHIAIO 3 LAME C/SET 3 CINTURE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1215489	quality@spencer.it	ST05052	SXR RED KEY - BARELLA CUCCH 3 LAME C/CINT.K BELT 2	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1478127	quality@spencer.it	ST05054	SX 170 - BARELLA CUCCH. 3 LAME C/3 CINTURE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
168581	quality@spencer.it	ST10200	SPENCER 200 BARELLA PIEGHEVOLE CON RUOTE VERDE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
168603	quality@spencer.it	ST10205	SPENCER 205 BARELLA PIEGH. COMPATTA C/RUOTE GIALLA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI

168570	quality@spencer.it	ST10250	SPENCER 250 BARELLA PIEGHEVOLE IN LUNGH. VERDE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
421142	quality@spencer.it	ST10260	JACK S TELAIO DI SUPPORTO MULTILIVELLO PER BARELLE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
94012/R	94012/R	ST10270	SPENCER 270 BARELLA IMPILABILE D'EMERGENZ VERDE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
94191/R	94191/R	ST10280	SPENCER 280 BARELLA IMPILABILE D'EMERGENZ VERDE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
94196/R	94196/R	ST10281	SPENCER 281 IMPILABILE CON ALZATESTA VERDE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
168590	quality@spencer.it	ST10310	SPENCER 310 BARELLA PIEGH. CON SCHIENALE VERDE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
98894/R	98894/R	ST10408	SET 3 CINTURE SEDIA 406/407	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
93511/R	93511/R	ST10420	SEDIA PORT.MOD.420 SILVER 2 RUOTE+TELI PVC ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
795391	quality@spencer.it	ST10422	MOD.C009 SEDIA PORT.MOD.420 SILVER 2 RUOTE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
795389	quality@spencer.it	ST10423	MOD.S024 SEDIA PORTANTINA MOD.420 SILVER TELO ARAN	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
93530/R	93530/R	ST10425	SEDIA PORT.MOD.425 SILVER 4 RUOTE+TELI PVC ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
795409	quality@spencer.it	ST10428	MOD.F011 SEDIA 425 SILVER LARGA 45 CM TELO NERO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
786675/R	786675/R	ST10429	SEDIA PORT.MOD.425 SILVER 4 RUOTE+TELI PVC ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1229033	quality@spencer.it	ST10430	SEDIA PORT. 425P SILVER 4 RUOTE+TELI PVC ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1478245	quality@spencer.it	ST10431	SEDIA PORTANTINA 4BELL SILVER	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1478149	quality@spencer.it	ST10432	SISTEMA DI FISSAGGIO 4BELL MAX CERTIFICATO 10G	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1478246	quality@spencer.it	ST10433	SEDIA PORTANTINA 4BELL AVIO SILVER	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1762801		ST10434	MOD.O004 SEDIA PORTANTINA MEO 2	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1762803		ST10435	MOD.O004 SEDIA PORTANTINA MEO 4	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1501164	quality@spencer.it	ST10436	SEDIA PORTANTINA 4BELL COMFORT	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1501165	quality@spencer.it	ST10437	SEDIA PORTANTINA 4BELL STAIR	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1501166	quality@spencer.it	ST10438	SEDIA PORTANTINA 4BELL CLASS	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1501167	quality@spencer.it	ST10439	SEDIA PORTANTINA 4BELL AIR	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1530324	quality@spencer.it	ST10441	SISTEMA DI FISSAGGIO 4BELL STAIR MAX CERT. 10G	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
93312/R	93312/R	ST10480	SPENCER 480 SEDIA COMFORT A QUATTRO RUOTE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1054086	quality@spencer.it	ST10521	SPENCER 521 BARELLA PRIMARIA POSIZIONAM. LATERALE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
159744/R	159744/R	ST10600	ELLA SELF T BARELLA AUTOCARICANTE BLU	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
159729/R	159729/R	ST10601	ELLA SELF T BARELLA AUTOCARICANTE SILVER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
159722/R	159722/R	ST10602	510 SELF CARRELLO AUTOCARICANTE SILVER ROLL ON/OFF PER 506 S/TF	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
159727/R	159727/R	ST10603	510 SELF CARRELLO AUTOCARICANTE BLU ROLL ON/OFF PER 506 S/TF	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
159734/R	159734/R	ST10604	ELLA SELF S BARELLA AUTOCARICANTE BLU	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
159728/R	159728/R	ST10605	ELLA SELF S BARELLA AUTOCARICANTE SILVER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
159755/R	159755/R	ST10606	ELLA SELF SILVER S/SPONDINE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
159759/R	159759/R	ST10607	MOD.M009 ELLA SELF T BLU C/PLACCHETTE PER CINTURE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
159749/R	159749/R	ST10608	ELLA SELF TF BARELLA AUTOCARICANTE BLU	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
159788/R	159788/R	ST10609	ELLA SELF TF BARELLA AUTOCARICANTE SILVER	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
795368	quality@spencer.it	ST10651	ELLA VERDE S/PIANALI S/SPONDINE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
360291/R	360291/R	ST10652	ELLA SELF T/GIALLO P/NERO ALTEZZA VARIABILE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
795568	quality@spencer.it	ST10657	MOD.I007 ELLA SELF TF BLU P/NERO 181CM	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
816968	quality@spencer.it	ST10658	MOD.I007 QMX 776 MATERASSO PVC NERO 1 SEGME. 181CM	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1478113	quality@spencer.it	ST10661	MOD.O004 CARRELLO 510 + 506 TF 181 C/QMX 777	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
159746/R	159746/R	ST10700	ELLA SELF T BARELLA AUTOCARICANTE BLU MANIGLIE TELESCOPICHE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
159730/R	159730/R	ST10701	ELLA SELF T BARELLA AUTOCARICANTE SILVER MANIGLIE TELESCOPICHE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
795370	quality@spencer.it	ST10702	ELLA SELF S BLU MAN. TElesc. CON RUOTE A 200	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE

795371	quality@spencer.it	ST10703	ELLA SELF S SILVER MAN.TEESC. CON RUOTE Å 200	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
159752/R	159752/R	ST10704	ELLA SELF TF BARELLA AUTOCARICANTE BLU MANIGLIE TELESCOPICHE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
159733/R	159733/R	ST10705	ELLA SELF TF BARELLA AUTOCARICANTE SILVER MANIGILE TELESCOPICHE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
795377	quality@spencer.it	ST10707	MOD.P016 ELLA BLU MANICI TELES P/NERO 2 PUNTAPIEDI	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
501623/R	501623/R	ST10908	MOD.B005 ELLA TF BLU C/ROLLER MAT,SIST.DISIN.GANCI	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
501624/R	501624/R	ST10909	ELLA TF SILVER RUOTE Å 125	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
93519/R	93519/R	ST11425	SPENCER 427 SILVER 4 RUOTE C/BRACCIOLI	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
795378	quality@spencer.it	ST11603	MOD.P010 510 SELF-FE BLU ROLL ON/OFF C/MAN.FISSI	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
795379	quality@spencer.it	ST11604	ELLA SELF S-FE BLU RUOTE Å 200 S/MAN.TEESC. H=690	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
795380	quality@spencer.it	ST11608	ELLA SELF TF-FE BLU RUOTE Å 200 S/MAN.TEESC. H=690	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
795382	quality@spencer.it	ST11610	MOD.P006 ELLA SELF S BLU CON RUOTE Å 200	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
795383	quality@spencer.it	ST12604	MOD.R011 ELLA SELF S-FE BLU H=830 C/MAT+CINT+KEEP3	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
168583	quality@spencer.it	ST20200	SPENCER 200 BARELLA PIEGHEVOLE CON RUOTE BLU	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
168605	quality@spencer.it	ST20205	SPENCER 205 BARELLA PIEG. COMPATTA C/RUOT VERDE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
168572	quality@spencer.it	ST20250	SPENCER 250 BARELLA PIEGHEVOLE IN LUNGH. BLU	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
94019/R	94019/R	ST20270	SPENCER 270 BARELLA IMPILABILE D'EMERGENZA BLU	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
94036/R	94036/R	ST20280	SPENCER 280 BARELLA IMPILABILE D'EMERGENZA BLU	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
94198/R	94198/R	ST20281	SPENCER 281 IMPILABILE CON ALZATESTA BLU	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
168592	quality@spencer.it	ST20310	SPENCER 310 BARELLA PIEGH. CON SCHIENALE BLU	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
93559/R	93559/R	ST20406	SPENCER 406B CROMATA C/BRACCIOLI TELO PVC ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
93521/R	93521/R	ST20420	SEDIA PORT.MOD.420 GIALLA 2 RUOTE C/TELI PVC NERO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
93532/R	93532/R	ST20425	SEDIA PORT.MOD.425 GIALLA 4 RUOTE C/TELI PVC NERO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
359288/R	359288/R	ST20429	SEDIA PORT.MOD.425 GIALLA C/TELO NERO C/BRACCIOLI	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
795384/R	795384/R	ST26420	SEDIA PORTANTINA MOD.420 GIALLA TELO NERO CERT.20G	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
795387/R	795387/R	ST26425	SEDIA PORTANTINA MOD.425 GIALLA TELO NERO CERT.20G	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
172325	quality@spencer.it	ST30096	SPENCER 100 AT BARELLA PIEGHEVOLE ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
172328	quality@spencer.it	ST30097	SPENCER 100 BARELLA PIEGHEVOLE PER DECONTAMINAZIONE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
172333	quality@spencer.it	ST30099	SPENCER 100 BARELLA PIEGHEVOLE IN LUNGHEZ.GIALLA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
172335	quality@spencer.it	ST30100	SPENCER 100 BARELLA PIEGHEVOLE IN LUNGHEZ. ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
172336	quality@spencer.it	ST30108	SPENCER 100 BARELLA PIEGHEVOLE LUNGHEZ. MILITARY	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
172338	quality@spencer.it	ST30109	SPENCER 100 BARELLA PIEGHEVOLE IN LUNGHEZ.BLU	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
172342	quality@spencer.it	ST30110	SPENCER 110 BARELLA PIEGHEVOLE IN LARGHEZ. ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
172343	quality@spencer.it	ST30112	SPENCER 110 BARELLA PIEGHEVOLE IN LARGHEZ. GIALLA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
172346	quality@spencer.it	ST30113	SPENCER 110 BARELLA PIEGHEVOLE MILITARY	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
172347	quality@spencer.it	ST30114	SPENCER 110 BARELLA PIEGHEVOLE IN LARGHEZ.BLU	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
172348	quality@spencer.it	ST30115	SPENCER 110 BARELLA PIEGHEVOLE PER DECONTAMINAZIONE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
581891		ST30118	MOD.O005 SPENCER 100 BAR.PIEG.IN LUNG.AR.C/TRACK 4	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
172350	quality@spencer.it	ST30120	SPENCER 111 BARELLA PIEGHEVOLE C/M.TEESC.GIALLA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
172353	quality@spencer.it	ST30121	SPENCER 111 BARELLA PIEGHEVOLE C/M.TEESC.ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
172355	quality@spencer.it	ST30122	SPENCER 111 BARELLA PIEGHEVOLE C/M.TEESC.VERDE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
172356	quality@spencer.it	ST30123	SPENCER 111 BARELLA PIEGHEVOLE C/M.TEESC.BLU	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
216053	quality@spencer.it	ST30150	NRT BARELLA DA RECUPERO NEIL ROBERTS TYPE BIANCA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
216065	quality@spencer.it	ST30152	NRT BARELLA DA RECUPERO NEIL ROBERTS TYPE GIALLA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
168576	quality@spencer.it	ST30200	SPENCER 200 BARELLA PIEGHEVOLE CON RUOTE ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI

168607	quality@spencer.it	ST30205	SPENCER 205 BARELLA PIEG. COMPATTA C/RUOTE BLU	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
168568	quality@spencer.it	ST30250	SPENCER 250 BARELLA PIEGHEVOLE IN LUNGH. ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
94048/R	94048/R	ST30270	SPENCER 270 BARELLA IMPILABILE D'EMERGENZA ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
94039/R	94039/R	ST30280	SPENCER 280 BARELLA IMPILABILE D'EMERGENZA ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
94200/R	94200/R	ST30281	SPENCER 281 IMPILABILE CON ALZATESTA ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
168589	quality@spencer.it	ST30310	SPENCER 310 BARELLA PIEGH. CON SCHIENALE ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1478252		ST30312	MOD.E020 SPENCER 310 BARELLA PIEGH. CON SCHIENALE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
98875/R	98875/R	ST30443	COPPIA CINTURE PER SEDIA 450/455	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
93460/R	93460/R	ST30450	SPENCER 450 SEDIA PORTANTINA DUE RUOTE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1502133	quality@spencer.it	ST30451	STAFFA DI FISS. SEDIE 450-5/420-5 IN POSIZ.CHIUSA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
93458/R	93458/R	ST30455	SPENCER 455 SEDIA PORTANTINA QUATTRO RUOTE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
93484/R	93484/R	ST30456	SPENCER 456 AVIO SEDIA PORTANTINA QUATTRO RUOTE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
98879/R	98879/R	ST30463	COPPIA CINTURE PER SEDIE 451/456	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
93489/R	93489/R	ST30467	SPENCER 451 AVIO SEDIA PORTANTINA DUE RUOTE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1762810		ST31450	SPENCER 456 AVIO 20G SEDIA PORT. QUATTRO RUOTE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1762812		ST31451	SPENCER 456/B AVIO 20G SEDIA PORT. 4 RUOTE C/BRACC	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1762813		ST31452	SPENCER 451 AVIO 20G SEDIA PORT. DUE RUOTE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
416481/R	416481/R	ST36450	SEDDIA PORTANTINA MOD.450 2 RUOTE CERT. 20G	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
93265/R	93265/R	ST36451	F 400 SISTEMA DI FISSAGGIO COMPLETO 20G PER SEDIE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
91933/R	91933/R	ST36452	F400 SISTEMA FISSAGGIO SUPERIORE 20G PER SEDIE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1038806	quality@spencer.it	ST36453	SEDDIA PORTANTINA MOD.458 CERTIFICATA 10G	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1038809	quality@spencer.it	ST36454	SEDDIA PORTANTINA MOD.458/B CERTIFICATA 10G	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
413100/R	413100/R	ST36455	SEDDIA PORTANTINA MOD. 455 4 RUOTE CERT. 20G	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1040946	quality@spencer.it	ST36456	SISTEMA DI FISSAGGIO C-MAX CERTIFICATO 10G	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1038816	quality@spencer.it	ST36457	MOD.P024 SEDIA PORTANTINA 458 CERTIFICATA 10G	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
159668/R	159668/R	ST40010	ROLLER AC 190-49 CARRELLO AUTOCARICANTE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
159674/R	159674/R	ST40011	ROLLER AC 190-69 CARRELLO AUTOCARICANTE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
159673/R	159673/R	ST40012	ROLLER AC 190-62 CARRELLO AUTOCARICANTE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
159679/R	159679/R	ST40018	ROLLER AV 190-62 CARRELLO AUTOCARICANTE ALTEZZA VARIABILE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
159685/R	159685/R	ST40019	ROLLER AV 190-69 CARRELLO AUTOCARICANTE ALTEZZA VARIABILE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
158113/R	158113/R	ST40020	ROLLER AV190-49 CARRELLO AUTOCARICANTE ALTEZZA VARIABILE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
159692/R	159692/R	ST40021	ROLLER T/W BARELLINO PER ROLLER AC/AV CON MANICI TELESCOPICI	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
158115/R	158115/R	ST40022	ROLLER AV 175-49 BARELLA AUTOCARICANTE ALTEZZE VARIABILI 4 RUOTE PIROETTANTI	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
159686/R	159686/R	ST40030	ROLLER AV 190-49 CARRELLO AUTOCARICANTE ALTEZZA VARIABILE	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
94187/R	94187/R	ST40270	SPENCER 270 BARELLA IMPILABILE PER DECONTAMINAZION	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
159689/R	159689/R	ST40300	ROLLER S BARELLINO PER ROLLER AC/AV	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
795449/R	795449/R	ST40301	ROLLER S BARELLA PER AC/AV SENZA SPONDINE LATERALI	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
159695/R	159695/R	ST40400	ROLLER TF BARELLINO PER ROLLER AC/AV CON MANICI TELESCOPICI	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
795456/R	795456/R	ST40401	ROLLER AV/W CARR.AUTOC.ALT.VARIAB.ROLL ON ROLL OFF	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
93563/R	93563/R	ST40407	SPENCER 407B CROMO SEDIA EVAC.4 RUOTE C/BRACCIOLI	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
93461/R	93461/R	ST40450	SPENCER 450/B SEDIA PORTANTINA 2 RUOTE C/BRACCIOLI	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
93475/R	93475/R	ST40455	SPENCER 455/B SEDIA PORTANTINA 4 RUOTE C/BRACCIOLI	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
93494/R	93494/R	ST40456	SPENCER 456/B AVIO SEDIA PORT. 4 RUOTE C/BRACCIOLI	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
795461/R	795461/R	ST41420	ROLLER VKT 190/49	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE

795467/R	795467/R	ST41455	SPENCER 455/BP SEDIA PORTANT. C/BRACCIOLI E POGGIA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
91946/R	91946/R	ST42099	FP FISSAGGIO POSTERIORE BARELLA AUTOCARICANTE A LEVA BASSA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
91964/R	91964/R	ST42100	FP FERMO POSTERIORE BARELLE AUTOCARICANTI ED ENDURO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
795473/R	795473/R	ST42105	F.P. FERMO POST. 506/ROLLER S/TF C/LEVA SPECIALE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
789127/R	789127/R	ST42107	FERMO POSTERIORE PER CARRERA PRO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
91978/R	91978/R	ST42200	FA FISSAGGIO ANTERIORE BARELLE AUTOCARICANTE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
91995/R	91995/R	ST42201	FA FISSAGGIO ANTERIORE IN FE ZINCATO PER BARELLE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
817069	quality@spencer.it	ST42601	CARRELLO DI CARICO COMPLETO ROLLER AC/AV 190/49	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
158150/R	158150/R	ST42613	MOD.O002 PORTA TERMOCULLA C/PIANO LAVORO+MAN.FISSI	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
92074/R	92074/R	ST42700	G-MAX SISTEMA DI FISSAGGIO 20 G PER BARELLE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
92046/R	92046/R	ST42702	SISTEMA DI FISSAGGIO R-MAX B CERTIFICATO 10G	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
451763/R	451763/R	ST42703	FISSAGGIO A MURO CERTIFICATO 10G PER SEDIA 402	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
451764/R	451764/R	ST42704	FISSAGGIO A MURO CERTIFICATO 10G PER SEDIA 406/407	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1478253	quality@spencer.it	ST42705	FISSAGGIO A MURO CERTIFICATO 10G PER SEDIA 407	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1478262	quality@spencer.it	ST42707	SISTEMA DI FISSAGGIO 10G S-MAX	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1478271	quality@spencer.it	ST42712	HUX INTEGRALE SISTEMA DI FISSAGGIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
93114/R	93114/R	ST43010	QMX 710 MATERASSO SNODATO PER BARELLA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
855521	quality@spencer.it	ST43012	QMX710 MATERASSO SNODATO PER BARELLA GIALLO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1239406	quality@spencer.it	ST43014	MATERASSO CROSS-CHAIR	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1763512		ST43015	QMX 03 - CUSCINO PER BARELLA C/GANCI	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
795477/R	795477/R	ST46450	SEDDIA PORTANTINA MOD. 450/B 2 RUOTE CERT. 20G	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
795481/R	795481/R	ST46455	SEDDIA PORTANTINA 455/B C/BRACCIOLI CERT. 20G	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
165270/R	165270/R	ST60505	506 BARELLINO MANICI TELESCOPICI PER 510 SELF	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
165275/R	165275/R	ST60506	506 S BLU BARELLINO MAN.TELESCOPICI PER 510 SELF	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
165276/R	165276/R	ST60507	506 TF BLU BARELLINO MAN.TELESCOPICI PER 510 SELF	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
165272/R	165272/R	ST60508	506 TF SILVER BARELLINO MANICI TELESCOPICI PER 510 SELF	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
797108/R	797108/R	ST60509	506 T BLU BARELLINO MAN.TELESCOPICI PER 510 SELF	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
93126/R	93126/R	ST70000	QMX 777 MATERASSO ANATOMICO SNODATO E STAGNO NERO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
96045/R	96045/R	ST70002	STX702 CINTURA NERA 2PZ CON RIFRANGENTE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
93128/R	93128/R	ST70004	QMX 777 MATERASSO ANATOMICO SNODATO E STAGNO ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
93135/R	93135/R	ST70005	QMX 777 MATERASSO ANATOMICO SNODATO E STAGNO GIALLO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
93167/R	93167/R	ST70007	QMX757 MATERASSO TERMOS. NERO C/ 8 MANIGLIE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
93168/R	93168/R	ST70009	QMX755 MATER.PER ALTOMAX TERMOSALDATO NERO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1762795		ST70015	QMX 775 MATERASSO TERMOSALDATO PVC NERO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
98864/R	98864/R	ST70017	STX701 CINTURA NERA GANCIO METALLO 1 PZ	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
93138/R	93138/R	ST70018	QMX 776 MATERASSO ANATOMICO SNODATO E STAGNO NERO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
93130/R	93130/R	ST70019	QMX 777 MATERASSO ANATOMICO SNODATO E STAGNO VERDE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
93132/R	93132/R	ST70020	QMX 777 MATERASSO ANATOMICO SNODATO E STAGNO BLU	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
1762845		ST70024	STX 703 - CINTURA DUE PEZZI METALLO NERA	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
818356	quality@spencer.it	ST70623	CARRELLO DI CARICO CROSS	V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE
1241247	quality@spencer.it	ST70673	PORTA STOCK TELAIO DI SUPPORTO PER BARELLE EMERG.	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
328426	quality@spencer.it	SV04033	INJECT S POMPA INFUSIONE A SIRINGA NUOVO MODELLO	Z12030302 - POMPE A SIRINGA
328432	quality@spencer.it	SV04050	INJECT S POMPA DI INFUSIONE DOPPIA 220V 12V	Z12030302 - POMPE A SIRINGA
148266	quality@spencer.it	TA01002	STAR MASK PROTEZIONE FACCIALE PER RCP	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI

148280	quality@spencer.it	TA07001	PRO VALVE VALVOLA UNIDIREZIONALE PER RCP	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
216505	quality@spencer.it	TA07010	PRO VALVE C/PORTACHIAVI PVC TRASPARENTE	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
216504	quality@spencer.it	TA07011	PRO VALVE KEY 1 C/PORTACHIAVI NYLON ARANCIO	V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI
148160	quality@spencer.it	TA09010	FLEX MASK MASCHERA ADULTO SENZA VALVOLA BOCCA/BOCCA	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
501179	quality@spencer.it	TA09011	FLEX MASK MASCHERA ADULTOS/VALVOLA E RACC.OSSIGENO	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
1173357	quality@spencer.it	TA09012	FLEX MASK - MASCHERA BOCCA A BOCCA UNID. C/VALVOLA	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
1173362	quality@spencer.it	TA09013	FLEX MASK - MASCH. C/BOX IN TESSUTO GIALLO/NERO	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
1173364	quality@spencer.it	TA09014	FLEX MASK - MASCH. C/BOX IN TESSUTO ROSSO VV.FF.	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
1173366	quality@spencer.it	TA09015	FLEX MASK - MASCH. C/BOX IN TESSUTO NERO	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
309995	quality@spencer.it	TA09019	FLEX MASK MASCHERA CON BOX PVC ARANCIO	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
26903	quality@spencer.it	TA09020	FLEX MASK CON BOX PVC ARANCIO E STAMPA IST.RETRO	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
795488	quality@spencer.it	TA09020	FLEX MASK - MASCH. C/BOX PVC ARANCIO NEUTRO C/ISTR	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
795562	quality@spencer.it	TA09033	FLEX MASK - MASCH. C/BOX PVC ROSSO LOGO/ISTRUZ.	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
421735	quality@spencer.it	TA09034	FLEX MASK CON BOX PVC GIALLO E STAMPA IST.RETRO	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
480667	quality@spencer.it	TA09036	FLEX MASK CON BOX PVC BLU E STAMPA IST.RETRO	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
118558	quality@spencer.it	TA09037	FLEX MASK - MASCH.C/BOX TESS. 2 SALVIETTE 2 GUANTI	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
47563	quality@spencer.it	TA09038	MOD.R012 FLEX MASK C/FILTRO ANTIB.+ BOX TESS.ROSSO	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE
516030	quality@spencer.it	TA09039	FLEX MASK CON BOX IN TESSUTO ROSSO	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
433935	quality@spencer.it	TA09044	VALVOLA C/FILTRO ANTIBAT.FLEX M(LOTTI DAL 501411)	R030180 - MASCHERE RESPIRATORIE - ACCESSORI ALTRI
795565	quality@spencer.it	TA09050	FLEX MASK - MASCH. C/BOX EVA BLU C/LOGO SPENCER	R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE
37563	quality@spencer.it	TA09053	FLEX MASK C/BOX TESS. GIALLO/NERO C/GUANTI E FAZZ.	ASSEMBLATO ART. 12 - CND VARIA PER OGNI COMPONENTE