

中华人民共和国

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

医疗器械注册证

REGISTRATION CERTIFICATE FOR MEDICAL DEVICE

注册号: 国食药监械(进)字 2010 第 1560508 号

REG. NO: SFDA(I) 20101560508

意大利 **Spencer Italia s.r.l.:**

你单位生产的医用担架床, 经审查, 符合医疗器械产品市场准入规定, 准许注册。自批准之日起有效期四年。

特此证明。

Spencer Italia s.r.l.:

This is to certify that the medical product **Stretcher** manufactured by your company has been inspected by our office and is permitted to register on the Chinese market. This registration certificate is valid for four years from the date of issue.

国家食品药品监督管理局
State Food and Drug Administration

2010年2月24日

注册专用章

附件: 医疗器械产品注册登记表

ATTACHMENT: MEDICAL DEVICE REGISTRATION RECORD

No.1001471

医疗器械产品注册登记表

MEDICAL DEVICE REGISTRATION RECORD

注册号：国食药监械（进）字 2010 第 1560508 号

REG. NO.: SFDA (I) 20101560508

生产者名称 MANUFACTURER	Spencer Italia s.r.l.
生产者地址 MANUFACTURER'S ADDRESS	Via Cavi 7, 43044 Collecchio (PR), ITALY
生产场所地址 ADDRESS OF MANUFACTURING SITE	Via Cavi 7, 43044 Collecchio (PR), ITALY
产品名称 NAME OF DEVICE	医用担架床 Stretcher
规格型号 MODEL	见附件
产品标准 PRODUCT STANDARD (S)	进口产品注册标准 YZB/ITA 0261-2010 《医用担架床》
产品性能结构及组成 PERFORMANCE, STRUCTURE AND COMPONENTS OF THE PRODUCT	由担架和固定装置组成。
产品适用范围 INDICATIONS	供转移病患使用。
注册代理 REGISTRATION AGENT	上海仕合瀚电子技术发展有限公司
售后服务机构 SERVICE AGENT(S)	上海仕合瀚电子技术发展有限公司
备注 NOTES	二〇一〇年二月二十四日 进口医疗器械 注册专用章

国食药监械（进）字2010第1560508号附页
Attachment for Certificate No SFDA(T) 20101560508



附件:

医用担架床型号表

	型号
Spencer SX	ST05006A
	ST05042A
	ST05043A
	ST05041A
	ST05012A
	ST05002A
	ST05040A
Twin Shell	ST04027A
	ST04020A
	ST04028A
	ST04026A
Spencer Shell	ST04012A
	ST04024A
	ST04000A
	ST04017A
	ST04001A
	ST04019A
Dakar	ST04070B
	ST04071B
Alaska	ST04100B
	ST04101B
Colorado	ST04200B
	ST04201B
Boston T/ Boston Pro	ST04300B
	ST04301B
	ST04302B
	ST04303B
	ST04304B
	ST04310B
	ST04311B
	ST04312B
	ST04320B
	ST04321B
	ST04322B
Dakota	ST04005A
	ST04006A

国食药监械（进）字2010第1560508号附页
Attachment for Certificate No SFDA(I) 20101560508



	ST04080B
Total kon	ST04095A
Total	ST04090A
	ST04094A
Spencer Rock	ST02031A
	ST02030A
	ST02033A
	ST02032A
	ST02036A
B-bak	ST02040B
	ST02050B
	ST02060B
	ST02070B
Tango	ST02140C
Baby Go	ST02141B
Pedi-Loc	ST02600C
Combimatt	QM22800A
Nexus	QM22900A
	QM22901A
Res-Q-Matt / Res-Q-Matt Pro	QM22206A
	QM22212A
	QM22210A
	QM22100A
	QM22101A
Blue Matt	QM22350A
CDK	QM22300A
	QM22301A

列表结束